

Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
(ФГУ «ФБМСЭ»)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ФГУ «ФБМСЭ»,
Главный федеральный
эксперт по МСЭ



Н.Пузин

ПРОТЕЗ ГРУДНОЙ (МОЛОЧНОЙ) ЖЕЛЕЗЫ ПГЖ

Памятка по пользованию

ПГЖ - ПП

Имя № подл.	Подп. и дата	Взам. Имя №	Имя № дубл.	Подп. и дата

*Копия
Версия
Печать*



В.В. Пузин
В.В. Пузин

Протез грудной (молочной) железы ПГЖ (далее - протез), предназначенный для компенсации послеоперационного дефекта и восстановления симметрии туловища у женщин, перенесших мастэктомию.

1 Описание протеза

Протез включает в себя:

- экзопротез, представляющий собой вулканизированную окрашенную в телесный цвет гелеобразную массу, заключенную в оболочку из пенополиуретановой пленки.
- бюстгальтер со специальным клапаном для фиксации экзопротеза со съемным чехлом.

2 Применение протеза

Экзопротез со съемным чехлом вставляется в бюстгальтер со специальным клапаном.

Бюстгальтер должен быть правильно подобран по размеру пациента.

С протезом можно принимать ванную и заниматься плаванием в морской воде.

3 Уход за протезом и его хранение

Экзопротез следует ежедневно промывать не менее 2,5 минут теплым мыльным раствором детского мыла и просушивать полотенцем или салфеткой.

После плавания в морской воде или хлорированной воде нужно незамедлительно промыть экзопротез в теплой воде с детским мылом.

При использовании экзопротеза следует избегать острых и колющих предметов (броши, перстни, пилочки для ногтей, когти животных и т.д.), воздействия прямых солнечных лучей и химически активных веществ.

Бюстгальтер следует стирать теплыми нейтральными растворами моющих средств или раствором детского мыла с последующей просушкой в хорошо проветриваемом помещении.

ПГЖ - ПП

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата			
Разраб.		Игнатенко	<i>И.И.</i>		ПРОТЕЗ ГРУДНОЙ (МОЛОЧНОЙ) ЖЕЛЕЗЫ ПГЖ Памятка по пользованию	Лит	Лист
Пров.		Белогур	<i>Б.Б.</i>			А	2
Н. контр.		Лопатин	<i>Л.Л.</i>			Листов	3
					ФГУ «ФБМСЭ»		

4 Комплектность

В комплект поставки (по медицинскому назначению) входит:

- экзопротез;
- съемный чехол трикотажный;
- бюстгальтер со специальным клапаном;
- памятка по пользованию;
- упаковка - 1 шт.

№ п/п	№ подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ПГЖ - III					
000 ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Дата					
					Лист 3