

фотографическое изображение общего вида медицинского изделия (набора реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg для автоматических ИФА анализаторов (Вектоген В-HBs-антиген-авто (комплект 1)))»

АО «Вектор-Бест»



«06» ФЭВ


2020 г.





ВЕКТОР

БЕСТ



REF

D-0560

набор реанентов для иммуноферментного выявления HBsAg для автоматических ИФА анализаторов

Вектоген В – HBs-антиген-авто (комплект 1)


LOT 2558

СОСТАВ:

LOT

1. Планшеты разборные с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	2 шт.	319052
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	2 фл. по 1,5 мл	3978
3. Слабоположительный контрольный образец, инактивированный	2 фл. по 1,5 мл	593
4. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	2 фл. по 2,5 мл	3339
5. Конъюгат, концентрат	2 фл. по 1,4 мл	9722
6. Раствор для разведения конъюгата	2 фл. по 14,0 мл	4346
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	3 фл. по 28,0 мл	2811
8. Субстратный буферный раствор	2 фл. по 20,0 мл	541
9. Тетраметилбензидин, концентрат	2 фл. по 1,5 мл	884
10. Стоп-реанент	2 фл. по 21,0 мл	1306
Принадлежности: Самоклеющиеся этикетки со штрих-кодами для реанентов	2 компл.	

BEKTOP
ВЕСТ



REF **D-0560**

Σ 192

LOT **2558**

ТУ 9398-497-23548172-2014

РУ № РЗН 2015/2989 от 26.04.2017

2019-07-26

2021-07-26

Вектогеп В – HBs-антиген-авто
(комплект 1)


IVD





05602607210255800499


Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С отсутствуют











06 FEB

2020 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg для автоматических ИФА анализаторов (Вектоген В-HBs-антиген-авто (комплект 2/Чароит))»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
«06» февраля 2020 г.





REF

D-0549

набор реагентов для иммуноферментного
выявления HBsAg для автоматических
ИФА анализаторов

Вектоген В – HBs-антиген-авто
(комплект 2/Чароит)

LOT 2564

СОСТАВ:

LOT

1. Планшеты разборные с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	1 шт.		319057
2. Положительный контрольный образец, инаktivированный	1 фл.	1,5 мл	3995
3. Слабоположительный контрольный образец, инаktivированный	1 фл.	1,5 мл	593
4. Отрицательный контрольный образец, инаktivированный	1 фл.	2,5 мл	3306
5. Конъюгат, концентрат	1 фл.	1,4 мл	9771
6. Раствор для разведения конъюгата	1 фл.	14,0 мл	4370
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.	28,0 мл	2815
8. Субстратный буферный раствор	1 фл.	20,0 мл	541
9. Тетраметилбензидин, концентрат	1 фл.	1,5 мл	884
10. Стоп-реагент	1 фл.	21,0 мл	1306
11. Штатив с двухмерным штрих-кодом для флаконов с компонентами	1 шт.		
12. Штатив для крышек	1 шт.		

Принадлежности:

Схема расположения флаконов в штативе



10254043
Российская Федерация

REF **D-0549**

Σ₉₆

LOT **2564**

ТУ 9398-497-23548172-2014

ПУ № РЗН 2015/2989 от 26.04.2017

2019-08-19

2021-08-19

Вектогеп В – HBs-антиген-авто
(комплект 2/Чароит)

IVD



05491908210256400350

Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С отсутствуют

