

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «биоМерье Рус»
(от имени «биоМерье С.А.»
по доверенности от 27.10.2015)

Н.В. Бердникова

«17» сентября 2017 г.




Фотографическое изображение медицинского изделия для диагностики in vitro

«Набор реагентов для количественного определения маркера NT-proBNP в сыворотке или плазме крови человека VIDAS NT-proBNP2 (PBN2) на анализаторах иммунологических семейства VIDAS»

производства «биоМерье С.А.» (bioMérieux S.A.), Франция

Общий вид набора реагентов для количественного определения маркера NT-proBNP в сыворотке или плазме крови человека VIDAS NT-proBNP2 (PBN2) на анализаторах иммунологических семейства VIDAS



1. Стрипы PBN2 (STR) – 60 шт.




2. Наконечники PBN2 (SPR), 30 шт./уп. – 2 упаковки.




3. Контроли PBN2:

- Контроль C1 – 1 флакон х 2 мл (жидкий)



- Контроль C2 – 1 флакон х 2 мл (жидкий)



4. Стандарты калибровочные PBN2:


- Стандарт калибровочный S1 – 2 флакона х 2 мл (жидкий)



- Стандарт калибровочный S2 – 2 флакона х 2 мл (жидкий)



5. Разбавитель для образца PBN2 (R1) – 1 флакон х 2 мл



Прошито и пронумеровано
9 листов

"17" августа 20 17 года

Генеральный директор

Бердникова Н.В.

