

**Фотографические изображения маркировки упаковки
медицинского изделия на русском языке с указанием сведений о
производителе и номере и дате регистрационного удостоверения**

Материал стеклономерный прокладочный Vitrebond в наборах и в отдельных упаковках

Ст. эксперт по
сертификации/регистрации
отдела Здравоохранения
ЗАО «3М Россия»



Репина А.А.

3M ESPE

Vitrebond™

- ④ Light Cure Glass Ionomer Liner/Base
- ④ Material стеклономерный прокладочный
- Vitrebond Набор стартовый



Материал стеклономерный прокладочный Vitrebond Набор стартовый

Производитель: «3М ЭСПЭ Дентал Продактс» (3M ESPE Dental Products), США. Условия хранения: 10-27 °С. Показания: Предназначен для применения в качестве прокладки и базиса при выпо лнении реставраций из: композита, эмалитов, керамики, металла. Противопоказания: Прокладка/базис Vitrebond не предназначена для прямого запечатного покрытия пульпы зуба. При обна жении пульпы покрыйте ее материалом, содержащим гидроксида кальция. Поместите прокладку Vitrebond на участок, покрытый гидроксилом кальция и прилегающий дентин для герметизации и изоляции обнаженной пульпы. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Утилизируйте в соответствии с требованиями законодательства РФ.

РУ №ФСЗ 2010/07297 от 27.04.2017. Срок действия не ограничен



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3М
Росси" 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел.: +7 495 784
7474

Изготовлено в США

- ④ Gaišmas arstādares stikla jonomeņa plombas piesaiste
- ④ Šviesojē kļējējantis stiklo jonomego ramušalas
- ④ Φωτοπολυμερικό βύσμα Υαλοϊονομερής Κολλητικού Βάσης Στρώ
- ④ Смонономерний материал лайнер/баз – Ознайомлювальний набір

CONTENTS

9g Powder



1

5.5ml Liquid



1



REF 7510

Материал стеклономерный прокладочный Vitrebond в наборах и в отдельных упаковках:
Набор стартовый

3M ESPE Vitrebond™

- (en) Light Cure Glass Ionomer Liner/Base
(ru) Материал стеклоиономерный прокладочный
Vitrebond Набор малый

3M Материал стеклоиономерный прокладочный Vitrebond. Набор малый.

Производитель: «3М ЭСПЕ Дентал Продактс» (3M ESPE Dental Products), США. Условия хранения: 10-27 °С. Показания: Предназначен для применения в качестве прокладки и базиса при выполнении реставраций из: композита, амальгамы, керамики, металла. Противопоказания: Прокладка/базис Vitrebond не предназначена для прямого защитного покрытия пульпы зуба. При обнажении пульпы покройте ее материалом, содержащим гидроксид кальция. Поместите прокладку Vitrebond на участок, покрытый гидроксидом кальция, и прилегающий дентин для герметизации и изоляции обнаженной пульпы. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ.

РУ №ФСЗ 2010/07297 от 27.04.2017. Срок действия не ограничен



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3М Россия" 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел.: +7 495 784 7474

Изготовлено в США

- (el) Φωτοπολυμερίζομενη Υαλοϊονομερής Κοιλία/Ουδέτερο Στρώ
(uk) Склоіономерний матеріал лайнер/база – Пробний набір

CONTENTS



4.5g Powder



2.75ml Liquid



REF 7510MP



Материал стеклоиономерный прокладочный Vitrebond в наборах и в отдельных упаковках:
Флакон с порошком и ложечка

3M ESPE

Vitrebond™

Light Cure Glass Ionomer L - Liquid



Материал стеклонономерный прокладочный Vitrebond. Флакон с жидкостью.

Производитель: «3М ЭСПЭ Дентал Продактс» (3M ESPE Dental Products), США. Условия хранения: 10-27 °C. Показания: Предназначен для применения в качестве прокладки и базиса при выполнении реставраций из: композита, амальгамы, керамики, металла. Противопоказания: Прокладка/базис Vitrebond не предназначена для прямого защитного покрытия пульпы зуба. При обнажении пульпы покройте ее материалом, содержащим гидроксид кальция. Поместите прокладку Vitrebond на участок, покрытый гидроксидом кальция, и прилегающий дентин для герметизации и изоляции обнаженной пульпы. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ.

ПУ №ФСЗ 2010/07297 от 27.04.2017. Срок действия не ограничен



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3М Россия" 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел.: +7 495 784 7474

Изготовлено в США

- cs Světlem tuhnutí sklolonomerní podložka/báze – tekutina
- tr Işıklı sertleşen cam iyonomer kalde maddesi – Likit
- el Valguskõvastuva klaasionomeer-alustäidematerjali vedelik
- iv Ar galemi apstrādājams stikla jonomeŗ – Iainole/pamatmasa – šķidums
- it Šviesu kietėjantis stiklo jonometro pamušalas / bazė – milteliai
- uk Vitrebond Скелюномерний матерiал, 1 флакон з рiдиною (5,5 мл)

5.5ml / 1



REF **7512L**

01 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Материал стеклонономерный прокладочный Vitrebond в наборах и в отдельных упаковках: Флакон с жидкостью.

» Пролито, пронумеровано и скреплено печатью
5 листа(ов).

! Должность, Старший эксперт по сертификации
Отдела Здравоохранения ЗАО «ЗМ Россия»



Репина А.А.
М.П.