

**Фотографические изображения маркировки упаковки
медицинского изделия на русском языке с указанием сведений о
производителе и номере и дате регистрационного удостоверения**

Цемент для фиксации RelyX Luting в наборе

Ст. эксперт по
сертификации/регистрации
отдела Здравоохранения
ЗАО «3М Россия»



Репина А.А.

3M ESPE

RelyX Luting

- 10 Luting Cement
- 6 Цемент для фиксации RelyX Luting в наборе
- Набор ознакомительный

- Ciment pentru Cimentari
- 5X Tmeliaci cement
- (S) Lepilni cement

CONTENTS

9ml/11g Liquid



16g Powder



Цемент для фиксации RelyX Luting в наборе.

Набор ознакомительный: - флакон с порошком, - флакон с жидкостью, - мерная ложечка, - блокноты для замешивания. Производитель: «3М ЭСПЭ Дентал Продактс» (3M ESPE Dental Products), США. Показания: для фиксации фарфорово-металлических коронок и мостов к зубам, амальгаме, композиту и восстановленной стеклоиономерной основе, остальные показания см. в инструкции по применению. Условия хранения: 10-27 °C. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ.



ПУ № ФСЗ 2009/05268 от 01.06.2017. Срок действия не ограничен



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3М Россия" 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел.: +7 495 784 7474

Изготовлено в США

cement
ma Simany
tsement
ements
is cementas
υγκολλησεων
очий цемент



REF 3505

3M ESPE

RelyX™ Luting

REF 3505

Цемент для фиксации RelyX Luting в наборе

Должность: Старший эксперт по сертификации
(И.И.И. 3-применения 3.1.1) «ЗМР Россия»

Должность, Старший эксперт по сертификации
Федерального государственного учреждения "ВНИИР"

