


УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Тривес»

 В.Т. Олышангер

« 02 » 11 2016 г.



ЭТИКЕТКА

**Приспособление разгружающее по ТУ 9396-002-33094849-2015 в
исполнениях**



Лицевая сторона

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТОПЫ

подавляющее большинство обуви лишено таких важных устройств, как ортопедические стельки. Поэтому с целью профилактики перегрузок при длительной ходьбе, стоянии и выполнении физических нагрузок необходимо заботиться о здоровье ног. Широкий ассортимент ортопедических приспособлений для стопы позволяет решать самые различные проблемы здоровья. Благодаря современным технологиям и качественным материалам их использование дарит ногам не только здоровье, а также комфорт и красоту. Наши приспособления для стопы предупредят перегрузку стопы и возможность развития различных заболеваний, а также повысят комфортность обуви.

Приспособления ортопедические для стопы (в зависимости от модели):

- оптимально подходят для всех типов обуви
- обеспечивают необходимую поддержку и разгрузку разных отделов стопы
- снижают ударные нагрузки на стопы, суставы ног и позвоночник
- снижают утомляемость ног, уменьшают болезненные ощущения
- защищают стопы от излишнего давления, трения и образования потертостей

Особенности приспособлений для стопы (в зависимости от модели):

- обладают высокой амортизацией
- отличаются простотой и гигиеничностью в уходе
- высокая эластичность изделий позволяет им подстраиваться к индивидуальной форме стопы
- абсолютно безопасны для кожи и не вызывают аллергических реакций

Более подробное описание всех моделей Вы найдете в буклете внутри упаковки.

Транспортирование

Транспортирование любым видом закрытого транспорта. Должны быть обеспечены сохранность приспособлений от загрязнений, механических повреждений и атмосферных осадков (Относительная влажность воздуха в от 15 до 80 %, температура хранения не ниже плюс 14 и не выше плюс 25 °С)

Хранение

Хранение приспособлений проводить в сухих крытых складских помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1 метра

Приспособления должны храниться в заводской упаковке. Допускается хранение в течение 12 месяцев

При хранении не допускается прямого попадания на них солнечных лучей, а также размещение приспособлений рядом с отопительными и нагревательными приборами. Расстояние от них до хранящихся приспособлений должно быть более 1 метра.

Хранить медицинское изделие необходимо в местах, недоступных для детей.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения

Утилизация приспособлений, в т.ч. неиспользованных и/или с истекшим сроком годности – должна проводиться как для отходов класса А, согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами и совместно с твердыми бытовыми отходами.

Приспособление корректирующее в исполнениях

Приспособление разгружающее в исполнениях

ТУ 9396-002-33094849-2015

РУ № ФСР 2008/03854 от

РУ №ФСР 2008/03857 от

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок – 30 дней со дня продажи,

Срок годности – 2 года

Дату изготовления см. на стикере

Производитель: ООО «Тривес»

Россия, 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 65, пом. 7-Н

тел./факс: (812) 329-72-97

www.trives-spb.ru info@trives-spb.ru



Оборотная сторона

Проект стикера потребительской упаковки

Наименование:

Дата выпуска (месяц, год):

Штрих код

и скреплено печатью
4 (четыре) листов

Директор
ООО «Тривес» В.Т. Олышангер Ольшангер В.Т.

« 02 » 4 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Тривес»

В.Т. Ольшангер

« 02 » 11 2016 г.



ФОТОГРАФИИ

Приспособление разгружающее по ТУ 9396-002-33094849-2015 в
исполнениях




Фото 1. Протектор-кольцо




Фото 2. Подушечки плюсневые



Фото 3. Подушечки под передний отдел стопы



Фото 4. Подушечки совмещенные с межпальцевой перегородкой



Фото 5. Подушечка на тканевой основе с вставками



Фото 6. Подушечки метатарзальные с петлей на палец стопы



Фото 7. Протекторы пальцев




Фото 8. Подпяточники с зоной разгрузки




Фото 9. Подпяточники для лечения пяточной шпоры




Фото 10. Подпяточники с тканевым покрытием



Фото 11. Подпяточники для открытой обуви

Фото 12. Протекторы на задник обуви



Фото 13. Протекторы на задник обуви с тканевым покрытием




Фото 14. Протектор пятки



Фото 15. Подушечки под дистальный отдел стопы клиновидные




Фото 16. Подушечки под дистальный отдел стопы



Фото 17. Подпяточники с амортизатором



Фото 18. Подпяточники с амортизатором и бортиками

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

19 (девятнадцать) листов

Директор

ООО «Тривес»

Ольшангер В.Т.

« 02 » 11 20 16 г.

