

Директор Департамента Системы
визуализации и терапии ООО «Сименс»

Подразделение «Здравоохранение»


Аспидов А.В.

«14» июня 2015 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«АППАРАТ МОБИЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ MOBILETT MIRA MAX С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ»



ОБЩИЙ ВИД МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ








РИСУНОК 2. ГЕНЕРАТОР




РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА С КОЛЛИМАТОРОМ



РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА С КОЛЛИМАТОРОМ



ПЕРЕНОСНОЙ ПЛОСКИЙ ДЕТЕКТОР: **MAX wi-D** и/или **MAX mini**



ПЕРЕНОСНОЙ ПЛОСКИЙ ДЕТЕКТОР: MAX wi-D и/или MAX mini

Меню ввода данных

ПАЦИЕНТ		КЛИНИКА	
Фамилия	СНРО ПШЛЗ	Отделение	
Имя		Ассистент No 1	
Возр		Ассистент No 2	
Код пациента		Направивший врач	
Дата рождения	М Г	Врач No 1	
Пол	Мужск. Женск. Другое	Врач No 2	
ИССЛЕДОВАНИЕ			
Но исследов-я			
Код запроса			
Описание исслед			
Код исследования			
Коммент			

Экстр.случ. Исследование Предв.регист Согласен Отменить

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = Backspc

й ц у к е н г ш щ э х ь Insert

ф ы в а п р о л д ж з \ Del

Shift я ч с м и т ь б ю Shift Выбр все


Caps Lock Alt < > Ctrl Закрьть

История


Пациент

Пациент не выбран(2/2)


СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ FLUOROSPOT COMPACT С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ



СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ FLUOROSPOT СОМРАСТ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ



ШАСИ






СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ И/ИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ И/ИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ



Mobilett Mira Max

Руководство пользователя


www.siemens.com/healthcare

SIEMENS

Документация пользователя на русском языке



Точка доступа к беспроводной локальной сети WLAN




СЪЕМНАЯ РЕШЕТКА




ИНТЕГРИРОВАННАЯ КАМЕРА ЗАМЕРА ДОЗЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ




ИНТЕГРИРОВАННАЯ КАМЕРА ЗАМЕРА ДОЗЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ



ВНЕШНЯЯ АНТЕННА БЕСПРОВОДНОЙ ПОКАЛЬНОЙ СЕТИ WLAN



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЁМКОСТИ



Пульт управления инфракрасный, для включения экспозиции



Дизайн "Жираф" для детских отделений




ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТУПА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ




ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИНТЕРА



ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



Фильтр для педиатрии, 2,4 мм



ФИЛЬТР ДЛЯ ПЕДИАТРИИ, 4,3 мм




Клавиатура для MOBILETT

TRIXELL

MODEL: BATTERY EZ

Voltage: 7.4V
Capacity: 3.35Ah
Energy: 24.8Wh



PN

82824201
719101100000000000

SN

0002000
019101100000000000

DC

7422
019101100000000000

Conforms to EBS Apr 92/44341 Rev -

• P COT -

Rechargeable Lithium Ion Battery

Warning: Charge only with a Charger EZ. Charge before use.
Caution: Do not heat above 80°C. Do not open battery, disposing of in fire or short circuit - may ignite, explode, leak or get hot causing personal injury. Replace battery with same part number only. Use of another battery may present a risk of fire or explosion. Keep away from children. 0%Hg, 0%Cd, 0%Pb. Must be recycled or disposed of properly. Recycle facilities may not be available in all areas.

This battery meets the requirements of testing in the Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria (ST/SC/AC 10.11/REV 5).

2ICP05/67/89 Meets the requirements of IEC62133-2003

БАТАРЕЯ ДЕТЕКТОРА



ДЕРЖАТЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ПЛОСКОГО ДЕТЕКТОРА



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, В СОСТАВЕ: МОНИТОРЫ, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, МЫШЬ, КЛАВИАТУРА

Всего
прошито/пронумеровано
34 листа (ов)

ООО «Сименс»

