

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

А/О "МЕДСИ"

В.В. Виноченко

06 1995 г.



ПРОТЕЗ ЛЕЧКА ИЗ СИЛИКОНОВОЙ ПОРИСТОЙ
РЕЗИНЫ

Этикетка

СОГЛАСОВАНО

Директор БИИТИ

Минздрава

" 20 "



1995

Исх. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № инв. Подп. и дата

Протезы яичка из силиконовой пористой резины предназначены для поставки в районы с умеренным и холодным климатом (исполнение -У, категория-6).

Протез яичка предназначен для косметического эндопротезирования в урологии (андрологии).

Протезы яичка изготавливают из силиконовой пористой резины марки "Поросил".

Протезы яичка изготавливаются следующих марок: протез яичка из силиконовой пористой резины, размеры (высота х ширина х длина):

20 х 20 х 30мм - ПЯС-1; 25 х 25 х 30мм - ПЯС-2; 25 х 25 х 36мм - ПЯС-3;
30 х 25 х 40мм - ПЯС-4; 30 х 25 х 45мм - ПЯС-5; 30 х 25 х 50мм - ПЯС-6.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Протезы яичка из силиконовой пористой резины должны быть устойчивы к предстерилизационной очистке и стерилизации химическим методом (6 % перекись водорода) согласно ОСТ 42-21-2-85.

ХРАНЕНИЕ

Протезы яичка из силиконовой пористой резины в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 2 (С).

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Протезы яичка из силиконовой пористой резины соответствуют ТУ

признаны годными для эксплуатации.

Количество комплектов в одной упаковке - 1 шт.

ЭТИКЕТКА

Протез яичка из силиконовой пористой резины

Лист	Лист	Лист
1	2	3

А/О "МЕДСИ" "

Справ. №

Подп. и дата

Чем. инст. № докум. Дата

Разраб. Ученый
Проб. Техник

И. В. Басухина

КОНТРОЛЬ ОТК

Гарантийный срок хранения протезов языка — 5 лет с момента их изготовления.

Должны быть приняты меры защиты протезов яичка от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.