

1

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора
ЗАО «МедСил»
А.В. Горшков
2008 г.



НАБОРЫ ДЛЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ

Этикетка

2008 год

Наборы для эпидуральной анестезии предназначены для введения в эпидуральное и спинальное пространство анестезирующих веществ.

Наборы предназначены для использования при температуре от плюс 32 до плюс 42 °С при воздействии агрессивных биологических жидкостей..

Наборы выпускаются двух исполнений: НЭА-1 и НЭА-2.

:

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Катетер выпускается стерильным на срок 1 год. Метод стерилизации газовый (окисью этилена).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование производится при температуре от минус 10 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 50 % при температуре не более 25 °С, хранение - в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 50 %.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Должны быть приняты меры защиты от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Наборы для эпидуральной анестезии соответствуют требованиям ТУ 9398-060-18037666-2008 и признаны годными для эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок годности наборов 1 год с даты стерилизации.

Пронумеровано и
прошнуровано 2 листа



Зам. генерального
директора ЗАО «МедСил»
А. В. Горшков