


УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора
ЗАО «МедСил»

«*А.В. Горшков*» 2007 г.



КАТЕТР ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО УПРАВЛЯЕМОГО
КОЛЛАПСА ЛЕГКОГО

Этикетка

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. изм. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

2007 год

Катетер предназначен для однократного применения при хирургическом лечении деструктивных и прогрессирующих форм туберкулеза.

Климатическое исполнение катетеров У категории размещения 6 по ГОСТ Р50444.

Катетер изготавливается следующих типоразмеров по шкале Шарьера: КЛ №18, КЛ №24, КЛ-№27, КЛ №30, КЛ №33

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Катетер выпускается стерильным на срок 1 год. Метод стерилизации газовый (окись этилена).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование производится при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не более 50 % при температуре не более 25 °С, хранение - в закрытых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха 50 %.

Должны быть защищены от попадания ультрафиолетового излучения и влаги на упаковку.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Должны быть приняты меры защиты от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Катетеры соответствуют требованиям ТУ 9398-047-18037666-2007 и признаны годными для эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок годности катетеров 1 год с даты стерилизации.

					Этикетка		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Гриневиц	Гриневиц	26.03.2017	Лит.	Лист	Листов
Пров.					A	2	2
Нач. отд.					3АО «МедСил»		
Н. Контр.		Широкова	Широкова	26.03.2017			
Катетер для селективного управляемого коллапса легкого							