

ПОДСТАВКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ТАЗОВ ПТ
ЭТИКЕТКА
СФИД 49.40.000 Э

№ _____

Заводской номер на изделие, партия изделий

Подставки для тазов (в дальнейшем подставки) предназначены для размещения нержавеющей емкостей, используемых при предоперационной дезинфекции рук медицинского персонала и применяются в качестве вспомогательного инвентаря в операционных, перевязочных и других отделениях лечебных учреждений.

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные параметры и размеры подставок приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Норма для исполнений			
	ПТ-1	ПТ-2	ПТ-1-Р	ПТ-2-Р
Количество емкостей, шт.	1	2	1	2
Объем каждой емкости, л	9±0,5	6,5±0,5	9±0,5	6,5±0,5
Наличие возможности регулирования	нет		есть	
Длина, мм, не более	630	750	630	750
Ширина, мм, не более	530			
Высота (в нижнем положении), мм, не более	850			
Величина подъема, мм, не менее	-		450	
Масса, кг, не более	7	8	7,5	8,5

1.2 Наружные поверхности подставок устойчивы к воздействиям дезинфицирующих средств, применяемых по ОСТ 42-21-2-85.

1.3 Подставки при эксплуатации обладают виброустойчивостью и удароустойчивостью по ГОСТ Р50444.

1.4 Подставки цветных металлов и их сплавов НЕ СОДЕРЖАТ.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки подставок приведен в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Количество, шт, для исполнений			
	ПТ-1	ПТ-2	ПТ-1-Р	ПТ-2-Р
Стойка с деталями крепления	1	1	1	1
Комплект основания с колесными опорами	1	1	1	1
Емкость нержавеющая 9л	1	-	1	-
Емкость нержавеющая 6,5л	-	2	-	2
Держатель емкости с ручкой	1	-	1	-
Держатель емкости с ручкой	-	1	-	1
Чехол декоративный	1	1	1	1
Этикетка	1	1	1	1

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Транспортирование подставок осуществляться в разобранном виде.
Допускается групповая упаковка подставок

3.2 Условия транспортирования по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие подставок требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации подставок - 18 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода подставок в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня поступления подставок к потребителю.

4.3 Адрес изготовителя

ИП "Мединдустрия Сервис"

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Варшавени 11 - 622

Тел./Факс: (017) 284-71-86, 285-31-31, тел. (017) 210-15-72

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставка для тазов ПТ-_____ зав. № _____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

начальник ОТК

М П

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

6 СХЕМЫ СБОРКИ ПОДСТАВОК

6.1 Схемы сборки подставок ПТ-1, ПТ-2 представлены на рис. 1, 2.

Для увеличения устойчивости подставок осевой луч основания при сборке ориентировать напротив ручки кронштейна.