




Комплект трубок для гемодиализа, BLU001E.

Комплект трубок для гемодиализа

CE 0197

Артериальная линия (красный) Венозная линия (синий)

Инструкция

- Совместные разъемы в комплекте трубок для гемодиализа и соединители с диализатором и иглами фистульными артериовенозными должны быть плотно затянуты для предотвращения заражения и утечки, а так же создания асептических условий
- Использование данного устройства должно быть только под наблюдением врача или обученного персонала.
- Утилизацию изделия необходимо проводить в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы).



 VITAL HEALTHCARE SDN.BHD.

Адрес: Lot 3, Jalan Sultan Mohamed 3, Bandar Sultan
Sulaiman, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.

Тел: +603 3179 0722 Факс: +603 3179 0822

REF BLU001E

 6.3*9.8 мм.

Объем
циркулирующей
крови (154±10%) мл.

LOT 201612011039

 201612


 201911

VITAL®

VH-BW0101E

EO G4

Маркировка упаковки комплекта трубок для гемодиализа, стерилизованный газовым методом (Этиленоксид).



Комплект трубок для гемодиализа, BLU009G

Комплект трубок для гемодиализа

CE 0197

Артериальная линия (красный) Венозная линия (синий)

Инструкция

- Совместные разъемы в комплекте трубок для гемодиализа и соединители с диализатором и иглами фистульными артериовенозными должны быть плотно затянуты для предотвращения заражения и утечки, а так же создания асептических условий
- Использование данного устройства должно быть только под наблюдением врача или обученного персонала.
- Утилизацию изделия необходимо проводить в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы).



 VITAL HEALTHCARE SDN.BHD.

Адрес: Lot 3, Jalan Sultan Mohamed 3, Bandar Sultan
Sulaiman, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia.

Тел: +603 3179 0722 Факс: +603 3179 0622

REF BLU009G

 6.3*9.8 мм.

Объем
циркулирующей
крови (154±10%) мл.

LOT 201611013021

 201611

 201910

VITAL®

VH-BW0101E

EO 04

Маркировка упаковки комплекта трубок для гемодиализа, стерилизованный радиацией (Гамма-излучение)

Всего прошито, проклеено и скреплено печатью и
подписью 4 листов (-а)

Директор
ООО «Элмас»

Фадеев О.Г.

