

РЕДИМЕР-ЛАТЕКС ТЕСТ

Набор реагентов для экспресс-определения
Д Димеров методом латексной агглютинации
"Редимер-латекс тест",
по ТУ 21.20.23-061-05595541-2017
Регистрационное удостоверение
№

REF Д-1/1

Датум изготовления 12.12.2019
Гарантия 12 мес. со дня изготовления

MD

10

25°C

25°C

25°C

25°C

Состав набора, 10 40 определений

Латекс-реагент (1,0 мл)	1 флакон
Положительный контроль (1,0 мл)	1 флакон
Отрицательный контроль (1,0 мл)	1 флакон
Буфер амидазоповый концентрированный (5,0 мл)	1 флакон
Пластины для агглютинации	5 штук
Палочки для перемешивания	40 штук


МБХИ (Общество с ограниченной ответственностью)
125167, Москва, Тарасовский влад. д.5, стр.2
Место производства
125131, Москва, ул. Адмирала Макарова, д.4, стр.2

Только для диагностики in vitro

Серия 0417
Годен до 01.2019

НПО ЕНАМ

Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.



office@mediclone.ru

РЕДИМЕР-ЛАТЕКС ТЕСТ

Набор реагентов для экспресс-определения
Д-Димеров методом латексной агглютинации
"Редимер-латекс тест",
по ТУ 21.20.23-061-05595541-2017
Регистрационное удостоверение
№

Состав набора, 60-80 определений:


Латекс-реагент (2,0 мл)	- 1 флакон
Положительный контроль (0,6 мл)	- 1 флакон
Отрицательный контроль (1,0 мл)	- 1 флакон
Буфер концентрированный имидазоловый (5,0 мл)	- 1 флакон
Пластины для агглютинации	- 10 штук
Палочки для перемешивания	- 80 штук

МБООИ Общество больных гемофилией
125167, Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2
Место производства
125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д.4, стр.2

Только для диагностики in vitro

REF Д-1/2

Антигены к ВИЧ 1,2 и вирусу
гепатита С и HBsAg не содержатся



Д
НПО РЕНАМ

Серия 0417
Годен до 01.2019



Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.



Прошнуровано
и пронумеровано 2 листов
Президент МБОУ «Общество
больных гемофилией»

Ю.А. Жулёв

