

Фотографические изображения медицинского изделия

**«Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный в вариантах
исполнения»**

производства

«ЛеМейтр Васкуляр Инк.», США / LeMaitre Vascular, Inc., USA

Июль 2017




Фото 1. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt, длина 270 мм, наружный диаметр 0.99мм (3F). Спущенный (слева) и наполненный (справа) баллон.



Фото 2. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt, длина 270 мм, наружный диаметр 0.99мм (3F). Изделие в лотке, вскрыта крышка.




Фото 3. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt, длина 270 мм, наружный диаметр 0.99мм (3F) или 1.32мм (4F) или 1.65мм (5F); шприц 3мл; инструкция по применению. Изделие в упаковке, маркировка лотка.



Фото 4. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt, длина 270 мм, наружный диаметр 0.99мм (3F) или 1.32мм (4F) или 1.65мм (5F); шприц 3мл; инструкция по применению. Изделие в упаковке, маркировка лотка.




Фото 5. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt, длина 270 мм, наружный диаметр 0.99мм (3F) или 1.32мм (4F) или 1.65мм (5F); шприц 3мл; инструкция по применению. Изделие в упаковке, маркировка лотка.



Фото 6. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt, длина 270 мм, наружный диаметр 0.99мм (3F) или 1.32мм (4F) или 1.65мм (5F); шприц 3мл; инструкция по применению. Изделие в упаковке, маркировка лотка.

LeMaitre
VASCULAR

Distributed By:

LeMaitre Vascular, Inc.
Customer Service
Tel: 781 221-2266
Fax: 781 221-2223

LeMaitre Vascular CK
1F Koshodaka Twin Tower Bldg.
2-9-4 Koshodaka-minami, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0074, Japan
Tel: +81-(0)3-5215-5881

LeMaitre Vascular LLC
5915 Airport Road, Suite 608
Mississauga, Ontario
Canada L4V 1T1
Tel: +1 905 673-2266

LeMaitre Vascular, Inc.
63 Second Avenue
Burlington, MA 01803
USA

LeMaitre Vascular GmbH
Otto-Hofmeier-Str. 5a/b
65843 Sulzbach/Ts., Germany
Tel: +49-(0)6196-659230



EC REP

CE
0088

Rx only



STERILE EO



K1206-00 Rev. 1.02/13

Фото 7. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt, длина 270 мм, наружный диаметр 0.99мм (3F) или 1.32мм (4F) или 1.65мм (5F); шприц 3мл; инструкция по применению. Маркировка крышки лотка.




Фото 8. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt, длина 270 мм, наружный диаметр 0.99мм (3F) или 1.32мм (4F) или 1.65мм (5F); шприц 3мл; инструкция по применению.

Общий вид катетеров (слева направо: 3F, 4F, 5F), шприц.




Фото 9. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt Irrigation, длина 230 мм, наружный диаметр 2.97мм (9F); шприц 5мл; инструкция по применению. Общий вид катетера, шприц.




Фото 10. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt Irrigation, длина 230 мм, наружный диаметр 2.97мм (9F); шприц 5мл; инструкция по применению. Изделие в лотке, вскрыта крышка.



Фото 11. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt Irrigation, длина 230 мм, наружный диаметр 2.97мм (9F); шприц 5мл; инструкция по применению. Изделие в упаковке, маркировка лотка.




Фото 12. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt Irrigation, длина 230 мм, наружный диаметр 2.97мм (9F); шприц 5мл; инструкция по применению. Изделие в упаковке, маркировка лотка.



Фото 14. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt Irrigation, длина 230 мм, наружный диаметр 2.97мм (9F); шприц 5мл; инструкция по применению. Изделие в упаковке, маркировка крышки лотка.




Фото 15. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt Irrigation, длина 230 мм, наружный диаметр 2.97мм (9F); шприц 5мл; инструкция по применению. Общий вид с наполненным баллоном.




Фото 16. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt Aortic, длина 240мм, наружный диаметр 3.96мм (12F); стилет; шприц 5 мл, шприц 30 мл; инструкция по применению. Общий вид.





Фото 17. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt Aortic, длина 240мм, наружный диаметр 3.96мм (12F); стилет; шприц 5 мл, шприц 30 мл; инструкция по применению. Общий вид с наполненным баллоном.



ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Pruitt® Aortic
Occlusion Catheter

REF: 2100-12

LOT: PA01186

EXP: 2021-05-28

12F

REF: 2100-12 Rev. A 12/11


United States
Tel: 781-231-2100
Fax: 781-231-2101

Canada
Tel: 781-231-2100
Fax: 781-231-2101

Europe
Tel: 781-231-2100
Fax: 781-231-2101

Japan
Tel: 781-231-2100
Fax: 781-231-2101

China
Tel: 781-231-2100
Fax: 781-231-2101



Sterile
Steril
Sterile
Sterile
Steril
Aseptisch



Rx only

Do NOT open foil pouch until ready to use. Foil pouch protects balloons.

Den Follenbeutel NICHT vor dem Einsatz öffnen. Der Follenbeutel schützt den Ballon.

NE PAS OUVRIR le sachet en aluminium avant que tout soit prêt pour l'utilisation. Le sachet en aluminium protège le ballonnet.

NON aprire il sacchetto in foglio di alluminio fino a quando non sia pronto per l'uso. Il sacchetto in foglio di alluminio protegge il palloncino.

NÃO abra a bolsa metalizada hasta que esté lista para utilizarse. La bolsa metalizada protege al globo.

NÃO abra a bolsa de folha de alumínio até estar pronta a utilizar. A bolsa de folha de alumínio protege o balão.

Ballonnetten må IKKE åbnes, før ballonen skal bruges. Føllemappen beskytter ballonen.

Inte folieförpackningen tills den är klar för användning. Följförpackningen skyddar ballongen.

Do not open the foil pouch until you are ready to use. The foil pouch protects the balloon.

Do not open the aluminum pouch until you are ready to use. The aluminum pouch protects the balloon.

Фото 20. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt Aortic, длина 240мм, наружный диаметр 3.96мм (12F); стилет; шприц 5 мл, шприц 30 мл; инструкция по применению. Маркировка упаковки.

LeMaitre
VASCULAR

Your Peripheral Vision

Distributed By:

LeMaitre Vascular, Inc.
Customer Service
Tel: 781 221-2266
Fax: 781 221-2223

LeMaitre Vascular GK
15 Kubodewa Twin Tower Bldg.
2-9-4 Kudan-riku, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0074, Japan
Tel: +81-(0)3-5215-5681

LeMaitre Vascular ULC
5915 Airport Road, Suite 608
Mississauga, Ontario
Canada L4V 1T1
Tel: +1 905 673-2266

LeMaitre Vascular, Inc.
63 Second Avenue
Burlington, MA 01803
USA

LeMaitre Vascular GmbH
Otto-Volger-Str. 5a/b
65841 Sulzbach/Ts., Germany
Tel: +49-(0)6196-659230

Pruitt® Aortic Occlusion Catheter

Pruitt® Aortic Occlusion Catheter
Pruitt® Aortenokklusionskatheter
Cathéter d'occlusion aortique Pruitt®
Catetere per occlusione aortica Pruitt®
Catéter para oclusión aórtica Pruitt®

Cateter de Ocusão Aórtica Pruitt®
Pruitt® Aorta-oclusionskatheter
Pruitt® Aorta-oclusionskatheter
Pruitt® Aorta-oclusionskatheter
Καθετήρας αορτικής όκκλωσης Pruitt®

REF	LOT	Use-by Date	Date of Manufacture	Quantity
Catalogue Number 2100-12	Batch Code PAO1166	2021-05-28	2016-06-22	1

 **OD**
Outer Diameter
12F

 **cm**
Useable Length
24 cm

50 mL
Maximum Liquid Capacity
Maximale Flüssigkeitskapazität
Capacité Maximale En Liquide
Capacità Maxima Di Liquido
Capacidad Máxima Para Líquidos
Capacidade Líquida Máxima
Maksymal Viskozkapacitet
Maximale Vloeistofcapaciteit
Μαξίμου Χωρητικότητας Τύπου

43 mm
Inflation Diameter
Fülldurchmesser
Diamètre de gonflement
Diametro di gonfiaggio
Diámetro de inflado
Diámetro de insuflación
Oppustingsdiameter
Diameter, uppblåst
Diameter grunde ballonnetje
Διάμετρος διαστολής

Contents: Pruitt Aortic Occlusion Catheter, 1.4 mm
Stylet, 5 ml Syringe, 30 ml Syringe

Inhalt: Pruitt Aortenokklusionskatheter,
1,4-mm-Mandrin, 5-ml-Spritze, 30-ml-Spritze

Contenu: cathéter d'occlusion aortique Pruitt, stylet
de 1,4 mm, seringue de 5 ml, seringue de 30 ml

Contenuto: catetere Pruitt per occlusione aortica,
stiletto de 1,4 mm, siringa de 5 ml, siringa de 30 ml

Contenido: Catéter de oclusión aórtica Pruitt,
estilete de 1,4 mm, jeringa de 5 ml, jeringa de 30 ml

Conteúdo: Cateter de Oclusão Aórtica Pruitt, Estilete
de 1,4 mm, Seringa de 5 ml, Seringa de 30 ml

Indhold: Pruitt aortisk okklusjonskatheter, 1,4 mm
stilet, 5 ml sprøjte, 30 ml sprøjte

Innehåll: Pruitt kateter för aortaokklusion: 1,4 mm
mandrin, 5 ml sprutta, 30 ml sprutta

Περιεχόμενα: Αορτικός οκκλυστικός καθετήρας
Pruitt, μανδρίν 1,4 mm, σύριγγα 5ml, σύριγγα 30 ml

Inner package contains sterile and non-pyrogenic if not
opened or damaged.

Der innere Verpackungsinhalt ist steril und pyrogenfrei,
sofern die Packung nicht geöffnet oder beschädigt ist.

Contenu de l'emballage interne stérile et non pyrogène
tant que l'emballage n'a été ni ouvert ni endommagé.

Se sigillato ed indenne, il contenuto della confezione
interna è sterile ed apiretico.

El contenido del paquete interno es estéril y apirógeno si
el paquete no se ha abierto o dañado.

Conteúdo da embalagem interior estéril e apirógena em
embalagem bem fechada e não danificada.

Det indre pakkeindhold er steril og pyrogenfrit i ukøbt
og uløst skilte tilstand.

Innehållspackningen innehåller ett sterilt och icke pyrogent
om förpackningen är oöppnad och oskadad.

Inhoud van binnenverpakking is steriel en pyrogenvrij
zolang de binnenverpakking niet is geopend of
beschadigd.

Το εσωτερικό της συσκευασίας περιλαμβάνει έναν
αστερόγητο και μη πυρογόνο αν δεν έχει ανοιχτεί ή
υποστεί ζημία ή καταστροφή

STERILE EO

Sterilized using ethylene
oxide



Do not re-use



Consult instructions
for use



Keep dry



Keep away
from sunlight

Rx only



Do not use if package
is damaged



Manufacturer



Contains or presence
of natural rubber latex



AUS
Australia
Lewin St, Power St, Darling Park
201 Sussex Street
Sydney NSW 2000, Australia

CE
0088

LeMaitre and Pruitt are registered trademarks of LeMaitre Vascular, Inc.
©2016 LeMaitre Vascular, Inc. All rights reserved.

R1567-01 Rev. K 02/16

Pruitt® Aortic Occlusion Catheter

REF	LOT	Use-by Date
2100-12	PAO1166	2021-05-28



(01)00840663 101511
(10)PAO1166
(11)160622 (17)210526
(21)0000 (91)2100-12

Фото 21. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt Aortic, длина 240мм, наружный диаметр 3.96мм (12F); стилет; шприц 5 мл, шприц 30 мл; инструкция по применению. Маркировка крышки лотка.



Фото 22. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный Pruitt Aortic, длина 240мм, наружный диаметр 3.96мм (12F); стилет; шприц 5 мл, шприц 30 мл; инструкция по применению. Изделие в лотке.



Фото 23. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный LeMaitre Aortic, длина 800мм, наружный диаметр 2.64мм (8F) с баллоном 4.7мм (14F) или 7.3мм (22F); инструкция по применению. Общий вид (скручен для фото).



Фото 24. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный LeMaitre Aortic, длина 800мм, наружный диаметр 2.64мм (8F) с баллоном 4.7мм (14F) или 7.3мм (22F); инструкция по применению. Общий вид (скручен для фото) с наполненным баллоном.




Фото 25. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный LeMaitre Aortic, длина 800мм, наружный диаметр 2.64мм (8F) с баллоном 4.7мм (14F) или 7.3мм (22F); инструкция по применению. Спущенный баллон 14F (слева) и 22F (справа).




Фото 26. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный LeMaitre Aortic, длина 800мм, наружный диаметр 2.64мм (8F) с баллоном 4.7мм (14F) или 7.3мм (22F); инструкция по применению. Запорный кран для 14F (слева) и 22F (справа).




Фото 27. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный LeMaitre Aortic, длина 800мм, наружный диаметр 2.64мм (8F) с баллоном 4.7мм (14F) или 7.3мм (22F); инструкция по применению. Наполненный баллон 14F (слева) и 22F (справа).




Фото 28. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный LeMaitre Aortic, длина 800мм, наружный диаметр 2.64мм (8F) с баллоном 4.7мм (14F) или 7.3мм (22F); инструкция по применению. Изделие в упаковке, маркировка лотка.



Фото 29. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный LeMaitre Aortic, длина 800мм, наружный диаметр 2.64мм (8F) с баллоном 4.7мм (14F) или 7.3мм (22F); инструкция по применению. Изделие в упаковке, маркировка лотка.



Фото 30. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный LeMaitre Aortic, длина 800мм, наружный диаметр 2.64мм (8F) с баллоном 4.7мм (14F) или 7.3мм (22F); инструкция по применению. Изделие в упаковке, маркировка лотка.



Фото 31. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный LeMaitre Aortic, длина 800мм, наружный диаметр 2.64мм (8F) с баллоном 4.7мм (14F) или 7.3мм (22F); инструкция по применению. Изделие в упаковке, маркировка лотка.




Фото 33. Катетер внутрисосудистый баллонный окклюзионный LeMaitre Aortic, длина 800мм, наружный диаметр 2.64мм (8F) с баллоном 4.7мм (14F) или 7.3мм (22F); инструкция по применению. Упаковка, общий вид.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью.

34 лист (всего) _____
Генеральный директор
"Ангиомед" _____
Абросенкова _____

