


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «МедСил»

В.Ю. Зиненко

2016 г.



НАБОР СИЛИКОНОВЫЙ ДЛЯ ТАМПОНАДЫ ПОЛОСТИ
НОСА И ФИКСАЦИИ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

ЭТИКЕТКА

Ведущий инженер

ЗАО «МедСил»

 Н.В. Широкова

«25» 01 2016 г.

2017

Набор силиконовый для тампонады полости носа и фиксации носовой перегородки предназначен для временной фиксации внутриносовых структур и механической остановки послеоперационного кровотечения из полости носа и околоносовых пазух и применяется в ЛОР-отделениях и челюстно-лицевой хирургии клиник и больниц

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки набора входит:

шина септальная – 2 шт одного типа;

баллон интраназальный - 2 шт одного типа;

тампон баллонный для

верхнечелюстных пазух - 1 шт;

этикетка – 1 экз.

Допускается по желанию заказчика сдача отдельных комплектующих

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1.Транспортирование производится при температуре от минус 10 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха до 50 % при температуре плюс 25 °С.

2.Хранение производится в закрытых помещениях на стеллажах при температуре от плюс 5 до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха до 50 %.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Должны быть приняты меры защиты от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Набор выпускается стерильным сроком на 1 год. Метод стерилизации – газовый (окисью этилена).

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Набор БТ соответствует требованиям ТУ 9398-065-18037666-2010 и признан годным к эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности набора – 1 год со дня стерилизации.