

УТВЕРЖДАЮ



ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ФАС «МедСил»
А.В.Горшков

2009 г.

Трубки эндотрахеально-трахеостомические Т-образные силиконовые
одноразового применения ТЭТс

Этикетка

2009 год

Трубки эндотрахеально-трахеостомические Т-образные силиконовые одноразового применения ТЭТс предназначены для формирования просветов трахеи при хронических стенозах, обеспечения вентиляции легких, санации трахеи и бронхов.

Трубки предназначены для использования при температуре от плюс 32 до плюс 42 °С при воздействии агрессивных биологических жидкостей..

Трубки выпускаются в двух исполнениях:

ТЭТсК – трубки с круглыми отводящими отрезками;

ТЭТсО – трубки с овальными отводящими отрезками.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Перед применением необходима стерилизация воздушным (без полиэтиленовой пробки) или с пробкой – химическим (6% раствором перекиси водорода) методами по МУ 287-113.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование производится при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 25 °С, хранение - в отапливаемых помещениях при комнатной температуре.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Должны быть приняты меры защиты от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.

При работе с трубками не следует подвергать их кручениям и случайным изгибам, приводящим к остаточной деформации.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Трубки эндотрахеально-трахеостомические Т-образные силиконовые одноразового применения ТЭТс соответствуют требованиям ТУ 9436-018-18037666-00 и признаны годными для эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок годности трубок – 3 года с даты изготовления.

Пронумеровано

и прошнуровано 2 листа



Зам. Генерального директора

ЗАО «МедСил»

А. В. Горшков