

# PHILIPS

Руководитель

Отдела по управлению качеством ООО "ФИЛИПС"

Бахвалова О.В.

«22» августа 2017 г.



## **ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**«Аппарат рентгеновский цифровой палатный передвижной  
MobileDiagnost M50 с принадлежностями»**



*Общий вид медицинского изделия.*




*Общий вид медицинского изделия (ракурс 1).*



*Общий вид медицинского изделия (ракурс 2).*



1а. Моноблок: 1.1 Рентгеновская трубка; 1.2 Генератор 16кВт/32 кВт; 1.3 Кронштейн трубки.




1б. Моноблок: 1.1 Рентгеновская трубка; 1.2 Генератор 16кВт/32 кВт; 1.3 Кронштейн трубки.




*1с. Моноблок: 1.1 Рентгеновская трубка; 1.2 Генератор 16кВт/32 кВт; 1.3 Кронштейн трубки.*




*1д. Моноблок: 1.1 Рентгеновская трубка; 1.2 Генератор 16кВт/32 кВт; 1.3 Кронштейн трубки.*




2а. Коллиматор.




2b. Коллиматор.




2с. Коллиматор.



3. Дозиметр DAP.



4а. Пульт управления генератора.




4б. Пульт управления генератора.



5а. Рабочая станция Eleva Workspot с сенсорным экраном и программным обеспечением версии R 2.0.0 V09 и выше.

# PHILIPS

## MobileDiagnost M50




Copyrights and all other proprietary rights in any software and related documentation ("Software") made available to you rest exclusively with Philips or its licensors. No title or ownership in the Software is conferred to you. Use of the Software is subject to the end user license conditions as are available on request.

5b. Рабочая станция Eleva Workspot с сенсорным экраном и программным обеспечением версии R 2.0.0 V09 и выше.




ба. Детектор беспроводной.



6в. Детектор беспроводной.



7а. Кабель электропитания системы.



7б. Кабель электропитания системы.



7с. Кабель электропитания системы.



Руководство по  
эксплуатации

Русский

## MobileDiagnost M50

Версия 1.0



0029969

ATTESTED

S.K. Mahotra  
Executive

PHD Chamber of Commerce and Industry  
New Delhi (PHCIR)



# PHILIPS

  
NEENA SONAVANE  
MANAGER - SAFETY & REGULATORY  
PHILIPS INDIA LIMITED

ATTESTED  
  
NOTARY PUBLIC  
(INDIA)

20 MAR 2017

Руководство по  
эксплуатации

Русский

# Eleva Workspot для MobileDiagnost M50

Версия 1.0



0029968

ATTESTED

S.K. Malhotra

Executive

PHD Chamber of Commerce and Industry  
New Delhi (INDIA)



NEENA SONAVANE

MANAGER- SAFETY & REGULATORY


**PHILIPS**

ATTESTED  
NOTARY PUBLIC  
(INDIA)

20 MAR 2017

8b. Эксплуатационная документация на электронных и / или бумажных носителях.


## II. Принадлежности:



1а. Пульт дистанционного управления (для выполнения экспозиции).




1б. Пульт дистанционного управления (для выполнения экспозиции).




2. USB-устройство переносное внешнее для записи компакт-дисков и DVD-дисков.



3. Устройство зарядное для аккумулятора детектора



4. Решетки горизонтальные




5. Решетки вертикальные



ба. Держатель детектора.




6b. Держатель детектора.



7. Резервный кабель детектора.



8а. Переключатель ручной.



8в. Переключатель ручной.



9. Кабель ручного переключателя.

 Electrochem Solutions, Inc.  
13955 SW Millikan Way  
Beaverton, OR 97005, U.S.A.

Manufactured for:  
Varian Medical Systems

**Lithium-Ion Battery**  
4ICP4/65/110



14.8V  $\approx$  2.1Ah, 31.1Wh

**CAUTION:**

Do not disassemble. Do not put in fire or short circuit battery.

Dispose of properly. Do not expose to high temperature above 140°F/60°C.

Assembled in USA




MH46334



REF

57834 REV C




20150624

SN




000397

10. Аккумулятор для детектора



11а. Лазерное устройство.



11b. Лазерное устройство.

Всего пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью

38 листа (ов)

