

ООО “Техно-Дент”

Руководство по эксплуатации.

**Протезы зубные металлические с защитными покрытиями
«МЗП-Техно-Дент» по ГОСТ Р 51058-97.**

2010 г.

Протезы зубные металлические с защитными покрытиями «МЗП-Техно-Дент» по ГОСТ Р 51058-97 служат для восстановления функции зубочелюстной системы человека.

Указания по эксплуатации.

1. Повторное ортопедическое лечение должно исключать наличие у пациента протезов из сплавов неблагородных металлов без покрытия.
2. Нарушение целостности покрытия при отделке и доводке элементов протезов, облицованных пластмассой, не допускается.
3. Выполнение коррекции протезов после нанесения покрытий не допускается.

Уход за зубными протезами.

Уход за протезами, фиксированными в полости рта, проводится в таком же объеме, что и за естественными зубами, то есть обычное соблюдение гигиены полости рта.


Условия транспортирования и хранения.

1. Упаковку протезов осуществляют в любую технологическую тару, обеспечивающую защиту покрытия от воздействия механических факторов на период транспортирования и хранения. Дно тары и пространство между рядами протезов должно быть выстлано ватой или другим подобным материалом.
2. Протезы с покрытием допускается транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок груза, действующими на транспорте данного вида.

Гарантии изготовителя.

1. Изготовитель гарантирует соответствие протезов требованиям ГОСТ Р 51058-97 при соблюдении заказчиком условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
2. Гарантийный срок эксплуатации протезов – 5 лет с момента фиксации протезов в полости рта.

Директор



Н.В. Волков

453109, РБ, г.Стерлитамак,
ул. Черноморская, д31,
т/ф.8(3473)220422