




УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "ГЛАНС-М"
Тимошенко В.И.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Основное применение очковых линз – их использование в корректирующих очках.
Обработка очковых линз является одним из этапов изготовления корректирующих очков.

БЛОК-СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЛИНЗ



Для продления срока использования очковых линз их следует регулярно протирать, используя мягкую мыльную воду и тщательно промывая под теплой проточной водой. Избегать использования едких растворов, абразивных моющих средств. Вытирать тканью, рекомендованной для оптических линз, лучше микрофиброй.