

Фотографии медицинского изделия

«Аппарат хирургический микромоторный HighSurg 30»,
производства «Нойваг АГ» / Nouvag AG, St.Gallerstrasse, 23-25, CH 9403 Goldach, Switzerland
/ Швейцария.

Список фотографий:


- Рис. 1. 3360 Блок управления HighSurg 30 со встроенным перистальтическим насосом, двухмоторный..
- Рис. 2. 2098nou Микромотор 21 "HighSpeed", скорость вращения 80 000 об/мин с кабелем длиной 3 м.
- Рис. 3. 2099nou Микромотор 21, скорость вращения 50 000 об/мин с кабелем длиной 3 м..
- Рис. 4. 1510nou Педаль переключения ножная Vario IPX8 с кабелем длиной 3,15 м.
- Рис. 5. 1170 Подставка для наконечников настольная..
- Рис. 6. 1770 Штатив для емкости.
- Рис. 7. 22262 Кабель электропитания, длина 3 м.
- Рис. 8. 1904nou Наконечник высокоскоростной хирургический 1:1, FG хвостовик $\varnothing$ 2,35 мм, длина 95 мм.
- Рис. 9. 1907nou Наконечник угловой высокоскоростной хирургический 1:1, FG хвостовик $\varnothing$ 2,35 мм, длина 95 мм..
- Рис. 10. 1950nou Наконечник хирургический 1:1, FG хвостовик $\varnothing$ 2,35 мм, длина 70 мм.
- Рис. 11. 1960nou Наконечник угловой хирургический 1:1, FG хвостовик $\varnothing$ 2,35 мм, длина 70 мм.
- Рис. 12. 6024 Шланг 3м, стерильный (РУ № ФСЗ 2010/07320 от 05.07.2010 г.), 10 шт./упаковка.
- Рис. 13. 1873 Набор клипс для установки трубки на микромотор 10 шт./набор.
- Рис. 14. 1881 Набор клипс для установки трубки на наконечник 3 шт./набор..
- Рис. 15. 1958 Насадка распылительная для очистки наконечников..
- Рис. 16. 1974 Насадка распылительная для очистки микромотора 21..
- Рис. 17. 28879 Предохранитель Т 3.15 AL 250 Вт, переменный ток..
- Рис. 18. 31666 Руководство по эксплуатации на CD..


Генеральный директор

ООО «МедТехКонсалт»



А.Г.Трофименко








Рис. 3. 2099поз Микромотор 21, скорость вращения 50 000 об/мин с кабелем длиной 3 м..




Рис. 4. 1510пou Педаль переключения ножная Vario IPX8 с кабелем длиной 3,15 м.




Рис. 5. 1170 Подставка для наконечников настольная..




Рис. 6. 1770 Штатив для емкости.



Рис. 7. 22262 Кабель электропитания, длина 3 м.




Рис. 8. 1904поц Наконечник высокоскоростной хирургический 1:1, FG хвостовик $\varnothing 2,35$ мм, длина 95 мм.




Рис. 9. 1907пou Наконечник угловой высокоскоростной хирургический 1:1, FG хвостовик $\varnothing 2,35$ мм, длина 95 мм.




Рис. 10. 1950пои Наконечник хирургический 1:1, FG хвостовик $\varnothing$ 2,35 мм, длина 70 мм.




Рис. 11. 1960пou Наконечник угловой хирургический 1:1, FG хвостовик $\varnothing 2,35$ мм, длина 70 мм.




Рис. 12. 6024 Шланг 3м, стерильный (РУ № ФСЗ 2010/07320 от 05.07.2010 г.), 10 шт./упаковка.



Рис. 13. 1873 Набор клипс для установки трубки на микромотор 10 шт./набор.




Рис. 14. 1881 Набор клипс для установки трубки на наконечник 3 шт./набор.



Рис. 15. 1958 Насадка распылительная для очистки наконечников.



Рис. 16. 1974 Насадка распылительная для очистки микромотора 21..




Рис. 17. 28879 Предохранитель Т 3.15 AL 250 Вт, переменный ток.




Рис. 18. 31666 Руководство по эксплуатации на CD.

