



п.6 Описи документов ООО «АСТРА-77»

1. Анализатор гематологический автоматический Pentra XLR











7. Коврик для мыши



HORIBA
Medical

HORIBA ABX SAS

Parc Euromédecine

Rue du Caducée - BP7290

34184 MONTPELLIER Cedex 4 - France

Tel : +33 (0) 67 11 13 14

Performance Compliance Certificate
Сертификат соответствия эксплуатационных характеристик
(Сопоставление с информацией о устройстве прибора)

HORIBA ABX SAS

ХОРИБА ЭЙБиИкс САС

Address: Parc Euromédecine

Rue du Caducée - BP7290

34184 MONTPELLIER Cedex 4 - France

Адрес: Парк Еуромедисин,

Улица Кадюси, БиПи 7290

34184 Монпелье, Седекс 4, Франция

Product Name
Наименование изделия

Pentra XLR

Пентра ИксЭльЭр

Serial Number
Серийный номер

502XLR6631

Date tested
Дата тестирования

23/02/2015

**WE THE MANUFACTURER
DECLARE THAT THE PRODUCT
CONFORMS TO FINAL ACCEPTANCE CRITERIA**

This document certifies that the product listed above has completed testing according to stringent test procedures. The product has passed all functional, safety and performance verification tests established by HORIBA ABX SAS in accordance with all appropriate regulatory requirements.

**МЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
ДЕКЛАРИРУЕМ, ЧТО ИЗДЕЛИЕ
СООТВЕТСТВУЕТ ФИНАЛЬНЫМ КРИТЕРИЯМ ПРИЕМЛЕМОСТИ**

Данный документ подтверждает, что тестирование указанного выше изделия завершено в соответствии со строгими процедурами оценки. Изделие прошло все проверки функциональности, безопасности и эффективности, установленные ХОРИБА ЭЙБиИкс САС в соответствии со всеми надлежащими нормативными требованиями.

Caroline FERRER

Regulatory Affairs-Manager

Place: Montpellier
Место: Монпелье

Name :
Имя:

Signature :
Подпись:

Date:
Дата: 23/02/2015

Position:
Должность:






Pentra XLR
Гематологический анализатор

Краткое руководство
Тема: РМБ000001

HORIBA



11. Коробка для ёмкости для отходов




12. Ёмкость для отходов




13. Ключ для крышки ёмкости для отходов



14. Ручка для переноски коробки с ёмкостью для отходов




15. Ручки для переноски прибора , 4 шт




16. Сканер штрих кодов




17. Наклейки для штативов со штрих кодом и номером, 2 шт




18. Штативы для пробирок с образцом, 10



19. Кабель электропитания




20. Удлинитель кабеля электропитания





22. Ферритовый фильтр











27. Крышка реагента большая, 5 шт






EBB059AS



LTRE SUPPORT SWINNEX 25 MM

7904687 | 12/10/11 | Q₆ 1






31. Держатель самоклеющийся для плоского кабеля



DBK009A



DBH001A

1202121001

FAA013A

1202401013

FAA013A

1202401013

XDA621A



JOINT TOR. 30,8 x 3,8 + CALE



OF : 7977769




date : 04/02/15 Qté : 1




FAA055A

1202401055

38. Прокладка прокалывателя крышек пробирок с пробам




39. Переходник для реагентов типа «Луер», с внутренней резьбой, 2 шт




40. Переходники для реагентов типа «Луер», с наружной резьбой, 2 шт



41. Тройник малый, Y-образный




42. Тройник большой, Y-образный




EAB035A

1202211035

44. Тройник Т-образный 1,66 мм



45. Ключ Г-образный, шестигранный на 2 мм



46. Ключ Г-образный, шестигранный на 2,5 мм




47. Ключ Г-образный, шестигранный на 1,5 мм

МAB003A

1207821003



48. Ключ Г-образный, шестигранный на 3 мм



49. Ключ Г-образный типа «звезда» на T10

МAB090A

1207821090



50. Ключ для монтажа термодышки



51. Маркер, 2 шт



1 LAMPE LRLS
DAJ007A
LPE30046
Lot: 1427603



53. Сливная гибкая пластиковая трубка с датчиком заполнения ёмкости отходов



54. Гибкая пластиковая трубка для реагентов диаметром 2,06 мм, длиной 2 м



55. Гибкая пластиковая трубка для реагентов 4х6 мм, длиной 2 м



56. Гибкая пластиковая трубка для реагентов диаметром 2,54 мм, длиной 2 м



57. Гибкая пластиковая трубка для реагентов диаметром 1,52 мм, длиной 2 м



58. Гибкая пластиковая трубка для реагентов диаметром 1,295 мм, длиной 2 м



59. Гибкая пластиковая трубка для реагентов диаметром 1,016 мм, длиной 2 м



60. Жёсткая пластиковая трубка подачи в сборе с уплотнением под крышку длиной 280 мм, 3 шт



61. Жёсткая пластиковая трубка подачи в сборе с уплотнением под крышку длиной 200 мм



62. Жёсткая пластиковая трубка подачи в сборе с уплотнением под крышку длиной 150 мм



63. Жёсткая трубка подачи реагентов Г-образной формы длиной 360 мм





65. Пылезащитный чехол





Всего 65 листов

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СИЛАНТЬЕВ Ю.В.**