

Bella
Vostok

Ltd.

member of **TZMO GROUP**

«11» августа 2017 года

Фотографические изображения медицинского изделия

Пластыри фиксирующие нестерильные под товарным знаком «matorat» в вариантах исполнения

Генеральный директор
ООО «БЕЛЛА Восток»



Ежи Горковенко



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 1,25 см x 5 м; 44 шт. –

общий вид изделия в упаковке.


🇷🇺 ООО ЦИРМИ 📧 info@cirmi.ru 🌐 www.goszdravnadzor.ru

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размер 1,25см x 5м; 44шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надежного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, штатив с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: целлюлоза, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наклеить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на этикетке и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMG SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.
Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300,
Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopar» размер 1,25см x 5м; 44шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надёжного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: целлюлоза, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.





Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см x 5 м; 22 шт. –


общий вид изделия в упаковке
ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore (гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matorat» размер 2,5 см x 5 м; 22 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надежного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, шлангов с канюльками и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи Состав: целлюлоза, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировать повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер для Использовать до - см. на упаковке (гггг мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При получении информации на стикере и на упаковке, первым считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2018/01689 от _____

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.» ТЗМО SA / АО «ТЗМО С.А.», 87-100 Toruń, ul.
Zółkiewskiego, 20/26, Polska Прилавец / Інвентер / Уповноважений представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140100,
Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размер 2,5см x 5м; 22шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надёжного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: целлюлоза, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.





Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см x 5 м; 1 шт. (в

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размер 2,5 см x 5; 1 шт. (в пластиковой упаковке) Применяется для фиксации различного вида повязок, для надёжного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглоок с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: целлюлоза, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лота Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях. При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер. Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____. Изготовитель: TORUNSKIE ZAKŁADY MATERIAŁOW OPATRUNKOWYCH S.A. (АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA. (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9 тел.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см x 5 м; 1 шт. (в пластиковой упаковке) – проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см x 5 м; 1 шт. –

О ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

Импортёр/Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Востока», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9 тел.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см x 5 м; 1 шт. –
оф  ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU зркировкой.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore
гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком
«matorat» размер 2,5см x 5м; 1шт. Применяется для фиксации
различного вида повязок, для надёжного крепления на теле
вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов,
дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.) у пациентов с
особенно чувствительным типом кожи. Состав: целлюлоза,
акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину,
наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или
вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже;
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов,
из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см.
на упаковке (ггггмм); Не использовать после окончания срока
годности. Хранить в сухих помещениях. При расхождении
информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер

Per. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH S.A.(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ
МАТЕРИАЛУВ ОПАТРУНКОВЫХ С.А.») TZMO SA/ (АО «ТЗМО
С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskie go, 20/26, Polska.Продавец /
Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО
«БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская
область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.тел.






Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 5 см x 5 м; 11 шт. —

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matorat» размер 5 см x 5 м; 11 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надежного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглов с калепальницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: целлюлоза, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировать повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материала, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При предоставлении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Reg. № ФСЗ 2008/01689 от _____

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TŻMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.
Zółkiewskiego, 20/26, Polska Приклад / Импортер / Уповноважений представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300,
Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь размер 5 см x 5 м; 11 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надежного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: целлюлоза, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Zółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 5 см x 5 м; 11 шт. – проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 1,25 см х 9,14 м; 24 шт


Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopar» размер 1,25 см x 9,14 м; 24 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надежного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, трубок, дренажных трубок, игл) и у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: целлюлоза, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировать повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот: Использовать до — см. на упаковке (гггг мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При раскрое информации на стикере и на упаковке, первым считать стикер.

Reg. № ФСЗ 2000/01689 от _____.

Изготовитель: TORUNSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZNIO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, pl. Żółkiewskiego, 20/26, Polska Приданив / Импортер / Уповноважений представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, с. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopar» размера 1,25 см x 9,14 м; 24 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU и маркировкой.

размер 1,25 см x 9,14 м; 24 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надежного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иголок с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: целлюлоза, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот. Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Żółkiewskiego, 20/26, Polska. **Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя:** ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Plastopore



CE

12 x 

2,5 cm x 9,14 m



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см x 9,14 м; 12 шт.

— ООО ЦИРМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://www.goszdravnadzor.ru)

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopar» размер 2,5см x 9,14м; 12шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надежного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглов с канюльницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: целлюлоза, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело и фиксировать повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Простота применения, индивидуальная переносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лота/Использовать до - см. на упаковке (гггг мм) Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При рассмотрении информации на стикере и на упаковке, первым считать стикер.

Reg. № ФСЗ 2004/11689 от _____

Изготовитель: TORUNSKIE Zakłady Materiałow Opatrunkowych S.A.

(AO «TORUŃSKIE Zakłady Materiałow Opatrunkowych S.A.» TŻMO S.A. (AO «TŻMO S.A.» ul. Kł. 110 Toruń ul.

Żółkiewskiego

Polska Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛТА Восток» (110100)

Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9



3



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopar» размера 2,5 см x 9,14 м; 12 шт.

— ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru маркировкой.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размер 2,5 см x 9,14 м; 12 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надежного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: целлюлоза, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA/ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.
Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300,
Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см x 9,14 м; 12 шт.
– проект русскоязычной маркировки.



Plastopore



CE

6 x 

5 cm x 9,14 m


Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 5 см x 9,14 м; 6 шт. —

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matorat» размер 5 см x 9,14 м; 6 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надежного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглозасек с капельницей и пр.) у пациентов с особыми чувствительным типом кожи. Состав: целлюлоза, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, инфицированную повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер lot: Не использовать до — см. на упаковке (гггг мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расшифровке информации на стикере и на упаковке, первым считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____

Изготовитель: TORUNSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TŻMO SA / (АО «ТЖМО» С.А.), 87-100 Toruń, ul.
Żółkiewskiego, 20/26, Polska Произв. / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300,
Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9



размер 5 см x 9,14 м; 6 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для подвешивания медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглолок с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: целлюлоза, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300,

Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 5 см x 9,14 м; 6 шт. – проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat» размера 1,25 см x 5 м; 44 шт. - общий вид изделия в упаковке.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat», размер 1,25 см x 5 м; 44 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надежного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи Состав: ацетат целлюлозы, акриловый клей с добавлением винила. Способ применения: отрезать нужную длину, положить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие, Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг мм), Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С А») TZMO SA / (АО «ТЗМО С А»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat», размер 1,25см x 5м; 44шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надёжного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: ацетат целлюлозы, акриловый клей с добавлением винила. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот Использовать до – см. на упаковке (гтт.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Reg. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat» размера 1,25 см x 5 м; 44 шт. – проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см x 5 м; 22 шт. - общий вид изделия в упаковке.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matorat», размер 2,5 см x 5 м; 22 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надежного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: ацетат целлюлозы, акриловый клей с добавлением винила. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг-мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на этикетке и на упаковке, верным считать стикер.

Reg. № ФСЗ 2008/01689 от _____

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Żółkiewskiego, 20/26, Polska Придніп / Імпортєр / Уповноважений представитєль виробитєля: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matorat» размера 2,5 см x 5 м; 22 шт. – общий вид упаковки с русскоязычной маркировкой.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopad», размер 2,5см x 5м; 22 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надёжного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: ацетат целлюлозы, акриловый клей с добавлением винила. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Żółkiewskie go, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300,

Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.





Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopad» размера 2,5 см x 5 м; 22 шт. – проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см х 5 м; 1 шт. (в пластиковой упаковке)- общий вид изделия и упаковки.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный
 повязок, для надёжного крепления на теле вспомогательных медицинских
 кожи. Состав: ацетат целлюлозы, акриловый клей с добавлением винила. Противопоказания:
 средства. Использовать на чистой и сухой коже; Прогноз срока годности: 3 года
 (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности: 3 года
 Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____ Изготовитель: TORUM
 С.А.) TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Тогий, ул. Золотая
 Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matorat» размера 2,5 см x 5 м; 1 шт. (в пластиковой упаковке)- общий вид упаковки с русскоязычной маркировкой.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «маторат», размер 2,5см x 5м; 1 шт. (в пластиковой упаковке) Применяется для фиксации различного вида повязок, для надёжного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: ацетат целлюлозы, акриловый клей с добавлением винила. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях. При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Reg. № ФСЗ 2008/01689 от _____. Изготовитель: TORUNSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРИАЛУВ ОПАТРУНКОВЫХ С.А.») TZMO SA/ (АО «ТЗМОС.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matorat» размера 2,5 см x 5 м; 1 шт. (в пластиковой упаковке)- проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat» размера 5 см x 5 м; 11 шт. - общий вид изделия

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopar», размер 5см x 5м; 11шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надежного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иголок с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: листат целлюлозы, акриловый клей с добавлением винила. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировать повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.


Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Zółkiewskiego, 20/26, Polska. Прилавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300,

Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopar» размера 5 см x 5 м; 11 шт. – общий вид упаковки с русскоязычной маркировкой.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat», размер 5см x 5м; 11шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надёжного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иголок с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: ацетат целлюлозы, акриловый клей с добавлением винила. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. **Продавец / Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя:** ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.





Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat» размера 1,25 см x 9,14 м; 24 шт. - общий вид

изделия в упаковке

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matorat», размер 1,25см x 9,14м; 24шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надёжного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: листат целлюлозы, акриловый клей с добавлением винила. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.


При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Zółkiewskiego, 20/26, Polska Протівень / Импортёр / Уповноважений представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Востока», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matorat» размера 1,25 см x 9,14 м; 24 шт. – общий вид упаковки с русскоязычной маркировкой.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat», размер 1,25см x 9,14м; 24шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надёжного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: ацетат целлюлозы, акриловый клей с добавлением винила. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat» размера 1,25 см x 9,14 м; 24 шт. – проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см х 9,14 м; 12 шт. - общий вид
из:  ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat», размер 2,5см x 9,14м; 12шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надежного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: ацетат целлюлозы, акриловый клей с добавлением винила. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.


Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Прилавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300,

Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat», размер 2,5см x 9,14м; 12шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надёжного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: ацетат целлюлозы, акриловый клей с добавлением винила. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.





Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat» размера 5 см x 9,14 м; 6 шт. - общий вид

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat», размер 5 см x 9,14 м; 6 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надежного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: ацетат целлюлозы, акриловый клей с добавлением винила. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см на упаковке (гггг.мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.


Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Zółkiewskiego, 20/26, Polska Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Востока», 140300,

Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat» размера 5 см x 9,14 м; 6 шт. – общий вид

УП ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat», размер 5см x 9,14м; 6шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для надёжного крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.) у пациентов с особенно чувствительным типом кожи. Состав: ацетат целлюлозы, акриловый клей с добавлением винила. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Reg. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.






Пластырь фиксирующий нестерильный Plastovis из текстильной ткани под товарным знаком «matorpat» размера 1,25 см x 5 м; 24 шт. - общий вид изделия в упаковке.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastovis из текстильной ткани под товарным знаком «matopate», размер 1,25см x 5м; 24 шт. Применяется для прочного и надежного закрепления различных повязок и медицинских средств у пациентов с нормальным типом кожи. Пластырь может быть использован для закрепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иголок с канюльницей и пр.). Состав: хлопок, резиновый клей с добавлением оксида цинка. Способ применения: отрезать нужную длину, приложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг-мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях. При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____

Изготовитель: TORUNSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. (АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TŻMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Załuskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



размер 1,25 см x 5 м; 24 шт. Применяется для прочного и надежного закрепления различных повязок и медицинских средств у пациентов с нормальным типом кожи. Пластырь может быть использован для закрепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.). Состав: хлопок, резиновый клей с добавлением оксида цинка. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях. При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Reg. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUNSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. (АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. **Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя:** ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.тел.





Пластырь фиксирующий нестерильный Plastovis из текстильной ткани под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см x 5 м; 12 шт. - общий вид изделия в упаковке.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastovis из текстильной ткани под товарным знаком «matorat», размер 2,5см х 5м; 12 шт. Применяется для прочного и надежного закрепления различных повязок и медицинских средств у пациентов с нормальным типом кожи. Пластырь может быть использован для закрепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.). Состав: хлопок, резиновый клей с добавлением окиси цинка. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Не использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер дот/Использовать до – см. на упаковке (ggg-мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях. При размещении информации на стикере и на упаковке, первым считать стикер.

Reg. № ФСЗ 2008/01689 от _____

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. (АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TŻMO SA/ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żelkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140100, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



размер 2,5 см x 5 м; 12 шт. Применяется для прочного и надежного закрепления различных изделий и материалов на теле пациентов с нормальным типом кожи. Пластырь может быть использован для закрепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.). Состав: хлопок, резиновый клей с добавлением оксида цинка. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях. При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. (АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. **Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя:** ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9. тел.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastovis из текстильной ткани под товарным знаком «matorat» размера 2,5 см x 5 м; 12 шт. – проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastovis из текстильной ткани под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см х 5 м; 1 шт. (в пластиковой упаковке) - общий вид изделия и упаковки.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastovis из текстильной ткани под товарным знаком «шатор», размер 2,5 см x 5 м; 1 шт. (в пластиковой упаковке) Применяется для прочного и надёжного закрепления различных повязок и медицинских средств у пациентов с нормальным типом кожи. Пластырь может быть использован для закрепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.). Состав: хлопок, резиновый клей с добавлением оксида цинка. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лота/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях. При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер. Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____, Изготовитель: TORUNSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРИАЛІВ ОПАТРУНКОВЫХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9 тел.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastovis из текстильной ткани под товарным знаком «шатор» размера 2,5 см x 5 м; 1 шт. (в пластиковой упаковке)- проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastovis из текстильной ткани под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см x 5 м; 1 шт. - общий вид изделия и

уп  ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastovis из текстильной ткани под товарным знаком «matopat», размер 2,5 см x 5 м; 1 шт. Применяется для прочного и надежного закрепления различных повязок и медицинских средств у пациентов с нормальным типом кожи. Пластырь может быть использован для закрепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.). Состав: хлопок, резиновый клей с добавлением оксида цинка. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лота: Использовать до — см. на упаковке (1 шт.). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях. При предоставлении информации на этикетке и на упаковке, يرجى считать этикетку Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____. Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. (АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA. (АО «ТІМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26. Polska Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Востока», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9 тел.



162037
2021-05

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastovis из текстильной ткани под товарным знаком «маторат», размер 2,5 см x 5 м; 1 шт. Применяется для прочного и надёжного закрепления различных повязок и медицинских средств у пациентов с нормальным типом кожи. Пластырь может быть использован для закрепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.). Состав: хлопок, резиновый клей с добавлением оксида цинка. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях. При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер. Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____. Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁOW OPATRUNKOWYCH S.A. (АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA/ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9 лет.



фиксирующий нестерильный Plastovis из текстильной ткани под товарным знаком «маторат»
2,5 см x 5 м; 1 шт. – проект русскоязычной маркировки.




Пластырь фиксирующий нестерильный Plastovis из текстильной ткани под товарным знаком «matopat» размера 5 см x 5 м; 6 шт. - общий вид изделия в уп  ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastovis из текстильной ткани под товарным знаком «matorat», размер 5см x 5м; 6 шт. Применяется для прочного и надежного закрепления различных повязок и медицинских средств у пациентов с нормальным типом кожи. Пластырь может быть использован для закрепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с введением и пр.). Состав: хлопчатобумажная ткань с добавлением оксида цинка. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировать повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер дэт/Использовать до - см. на упаковке (гггг гггг). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях. При раскрывании информации на стикере и на упаковке, первым считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____

Изготовитель: TORUNSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. (АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TŻMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastovis из текстильной ткани под товарным знаком «matopat», размер 5см x 5м; 6 шт. Применяется для прочного и надёжного закрепления различных повязок и медицинских средств у пациентов с нормальным типом кожи. Пластырь может быть использован для закрепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглол с капельницей и пр.). Состав: хлопок, резиновый клей с добавлением оксида цинка. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях. При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. (АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. **Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя:** ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9. тел.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastovis из текстильной ткани под товарным знаком «matopat» размера 5 см x 5 м; 6 шт. – проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размера 1,25 см x 5 м; 32 шт. - общий вид

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размер 1,25см x 5м; 32 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.) на особенно чувствительные участки кожи пациентов (на лице, в области глаз). Состав: полиэтилен, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (ggg.мм); Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.


Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUNSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С А.») TZMO SA / (АО «ТЗМО С А.»), 87-100 Toruń, ul.

Zółkiewskiego, 20/26, Polska Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300,

Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размера 1,25 см x 5 м; 32 шт. – общий вид упаковки с русскоязычной маркировкой.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размера 1,25 см x 5 м; 32 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.) на особенно чувствительные участки кожи пациентов (на лице, в области глаз). Состав: полиэтилен, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лота/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Zakładowego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий
русскоязычный

нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размера 1,25 см x 5 м; 32 шт – проект



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см х 5 м; 16 шт. - общий вид изделия в упаковке.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matorat» размер 2,5см x 5м; 16 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.) на особенно чувствительные участки кожи пациентов (на лице, в области груди) Состав: полиуретан, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (1шт/м). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.


При предоставлении информации на стикере и на упаковке, логотип считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2009/01689 от _____

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA/ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Zółkiewskiego, 20/26, Polska. Протанси / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 2.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matorat» размера 2,5 см x 5 м; 16 шт. – общий вид упаковки с русскоязычной маркировкой.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размер 2,5см x 5м; 16 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.) на особенно чувствительные участки кожи пациентов (на лице, в области глаз). Состав: полиэтилен, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Żółkiewskiego, 20/26, Polska Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.





Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см x 5 м; 16 шт – проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см x 5 м; 1 шт. (в пластиковой упаковке)- общий вид изделия и упаковки.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastrofilm прозрачный микропористый для крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажей, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить на тело. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материала, из которого изготовлен. При расхождении информации. Хранить в сухих помещениях. Торунь, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель: ul. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastrofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matorat» размера 2,5 см x 5 м; 1 шт. (в пластиковой упаковке) – общий вид упаковки с русскоязычной маркировкой.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm из текстильной ткани под товарным знаком «matopat», размер 2,5 см x 5 м; 1 шт. (в пластиковой упаковке) Применяется для прочного и надёжного закрепления различных повязок и медицинских средств у пациентов с нормальным типом кожи. Пластырь может быть использован для закрепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, зондов, дренажных трубок, иглолок с капельницей и пр.). Состав: хлопок, резиновый клей с добавлением оксида цинка. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях. При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер. Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____. Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁOW OPATRUNKOWYCH S.A.(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA/ (АО «ТЗМОС.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец/ Импортёр/ Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9 тел.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см x 5 м; 1 шт (в пластиковой упаковке) – проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastrofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размера 5 см x 5 м; 8 шт. - общий вид изделия и упаковке.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размер 5см x 5м; 8 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок для крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.) на особенно чувствительные участки кожи пациентов (на лице, в области глаз) Состав: полиуретан, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (gggг мм). Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska Прилапц / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размера 5 см x 5 м; 8 шт. – общий вид упаковки с русскоязычной маркировкой.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размер 5 см x 5 см; 8 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.) на особенно чувствительные участки кожи пациентов (на лице, в области глаз). Состав: полиэтилен, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размера 5 см x 5 м; 8 шт – проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastrofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размера 1,25 см x 9,14 м; 24 шт. - общий вид

из  ООО ЦРПМ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размер 1,25см x 9,14м; 24 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.) на особенно чувствительные участки кожи пациентов (на лице, в области глаз). Состав: полиэтилен, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.


При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Zółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размер 1,25см x 9,14м; 24 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.) на особенно чувствительные участки кожи пациентов (на лице, в области глаз). Состав: полиэтилен, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Żółkiewskiego, 20/26, Polska. **Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя:** ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размера 1,25 см x 9,14 м; 24 шт – проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastrofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см х 9,14 м; 12 шт. - общий вид

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размер 2,5см x 9,14м; 12 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.) на особенно чувствительные участки кожи пациентов (на лице, в области глаз) Состав: полиэтилен, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (gggg мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Zółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Востока», 140300,

Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см x 9,14 м; 12 шт. – общий вид упаковки с русскоязычной маркировкой.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размер 2,5см x 9,14м; 12 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.) на особенно чувствительные участки кожи пациентов (на лице, в области глаз). Состав: полиэтилен, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.
Żółkiewskiego, 20/26, Polska. **Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя:** ООО «БЕЛЛА Восток», 140300,
Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см x 9,14 м; 12 шт – проект
русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat» размера 5 см x 9,14 м; 6 шт. - общий вид изделия в упаковке


Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matorat» размер 5см x 9,14м; 6 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.) на особенно чувствительные участки кожи пациентов (на лице, в области глаз). Состав: полиуретан, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до - см. на упаковке (gggг мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 20X18/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Zółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matorat» размера 5 см x 9,14 м; 6 шт. – общий вид упаковки с русскоязычной маркировкой.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «матораб» размер 5см x 9,14м; 6 шт. Применяется для фиксации различного вида повязок, для крепления на теле вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.) на особенно чувствительные участки кожи пациентов (на лице, в области глаз). Состав: полиэтилен, акриловый клей. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Żółkiewskiego, 20/26, Polska. **Продавец / Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя:** ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matorab» размера 5 см x 9,14 м; 6 шт – проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastrofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 2,5 см x 10

М; 1 шт. — общий вид изделия и упаковки.
ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matorpat» размер 2,5 см x 10 м; 1 шт. Применяется для фиксации повязок на больших поверхностях (послеоперационные раны), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела для закрепления марли и других впитывающих повязок, а также вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.) Состав: полиэстер, акриловый клей, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лота/Использовать до – см. на упаковке (ggg мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на этикетке и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2018/01689 от _____

Изготовитель: TORUNSKIE ZAKLADY MATERIALOW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.» TZMO SA /АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140100, Российская Федерация, Московская область, г. Истринск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matorpat» размера 2,5 см x 10 м; 1 шт. – общий вид упаковки с русскоязычной маркировкой.
 ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matorat» размер 2,5 см x 10м; 1 шт. Применяется для фиксации повязок на больших поверхностях (послеоперационные раны), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела, для закрепления марли и других впитывающих повязок, а также вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.). Состав: полиэстер, акриловый клей, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUNSKIE ZAKŁADY MATERIAŁOW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛТА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matorat» размера 2,5 см x 10 м; 1 шт. – проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastrofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 5 см x 10 м;

1 шт. — общий вид изделия и упаковки.


🇷🇺 000 ЦРМИ 📧 info@cirmi.ru 🌐 www.goszdravnadzor.ru

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размер 5см x 10м; 1 шт. Применяется для фиксации повязок на больших поверхностях (послеоперационные раны), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела, для закрепления марли и других впитывающих повязок, а также вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.) Состав: полиэстер, акриловый клей, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до - см на упаковке (гггг-мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUNSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С А») TZMO SA /
(АО «ТЗМО С А»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец /
Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток»,
140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная,
дом 9.



из нетканого материала под товарным знаком «matorat» размер 5см x 10м; 1 шт. Применяется для фиксации повязок на больших поверхностях (послеоперационные раны), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела, для закрепления марли и других впитывающих повязок, а также вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.). Состав: полиэстер, акриловый клей, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот. Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUNSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA.
(АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. **Продавец /**
Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток»,
140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная,
дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matorat» размера 5 см x 10 м; 1 шт. – проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 10 см x 10 м;


Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размер 10см x 10м; 1 шт. Применяется для фиксации повязок на больших поверхностях (послеоперационные раны), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела, для закрепления марли и других впитывающих повязок, а также вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.) Состав: полиэстер, акриловый клей, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см на упаковке (гггг мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Reg. № ФСЗ 2008/01689 от _____

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA /
(АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец /

Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток»,
140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная,
дом 9



из нетканого материала под товарным знаком «matorat» размер 10см x 10м; 1 шт. Применяется для фиксации повязок на больших поверхностях (послеоперационные раны), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела, для закрепления марли и других впитывающих повязок, а также вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.). Состав: полиэстер, акриловый клей, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA.
(АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. **Продавец /**
Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток»,
140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная,
дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matorat» размера 10 см x 10 м;

1 шт. — проект русскоязычной маркировки.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matopas» размера 15 см x 10 м;
1 шт. – общий вид изделия и упаковки.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matorat» размер 15см x 10м; 1 шт. Применяется для фиксации повязок на больших поверхностях (послеоперационные раны), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела, для закрепления марли и других впитывающих повязок, а также вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.) Состав: полиэстер, акриловый клей, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг-мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Reg. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA /
(АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец /
Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток»,
140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная,
дом 9.




Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размер 15см x 10м; 1 шт. Применяется для фиксации повязок на больших поверхностях (послеоперационные раны), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела, для закрепления марли и других впитывающих повязок, а также вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.). Состав: полиэстер, акриловый клей, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот.Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA.
(АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. **Продавец /**
Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток»,
140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная,
дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 15 см x 10 м;

1 шт. – проект русскоязычной маркировки.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 20 см x 10 м;

1 шт. — общий вид изделия и упаковки.

ООО ЦРМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://www.goszdravnadzor.ru)

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastrofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matorat» размер 20см x 10м; 1 шт. Применяется для фиксации повязок на больших поверхностях (послеоперационные раны), сложных повязок на суставах, подлинных и округлых частях тела, для закрепления марли и других впитывающих повязок, а также вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.) Состав: полиэстер, акриловый клей, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см на упаковке (гггг мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Reg. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA/
(АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Пролавец /

Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Востока»,
140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная,
дом 9.



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastrofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matorat» размера 20 см x 10 м;
1 шт. – общий вид упаковки с русскоязычной маркировкой.

из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размер 20см x 10м;
1 шт. Применяется для фиксации повязок на больших поверхностях
(послеоперационные раны), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых
частях тела, для закрепления марли и других впитывающих повязок, а также
вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и
пр.). Состав: полиэстер, акриловый клей, силиконизированная бумага. Способ
применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело,
зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и
сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из
которых изготовлено изделие; Номер лота. Использовать до — см. на упаковке
(гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих
помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать
стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA.
(АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. **Продавец /**
Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток»,
140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная,
дом 9.



Plastofix



1x0

30 cm x 10 m

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 30 см x 10 м
1 шт. – общий вид изделия и упаковки.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matorat» размер 30 см x 10 м, 1 шт. Применяется для фиксации повязок на больших конечностях (послеоперационные раны), слезных повязок на глазах, повязок на ушных раковинах, повязок на носу, для закрывания ран и других апитывающих повязок, а также вспомогательных фиксирующих средств (катетеров, дренажей, трубок и пр.) Состав: полиэстер, акриловый клей, стабилизированная бумага. Спосб применения: средство приклеивают к телу, клеят клеевой стороной на тело, фиксируя повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, из которых изготовлен продукт. Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях. Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на этикетке и на упаковке, верным считать этикетку.


Рег. № ФС 12005301459 от _____

Импортеры: TORUNSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКИЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРИАЛОВ ОПАТУНКОВЫХ С.А.») T2MO SA / (АО «Т2МО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Żydów 10, 87-100 Toruń, Polska. Продавец / Импортёр: Уполномоченный представитель импортера: ООО «БЕЛЛА Восток»

160000, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, д. 4



Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matorat» размера 30 см x 10 м; 1 шт. – общий вид упаковки с русскоязычной маркировкой.

Пластырь фиксирующий нестерильный Plastofix в виде самоклеющейся ленты из нетканого материала под товарным знаком «matorat» размер 30см x 10м; 1 шт. Применяется для фиксации повязок на больших поверхностях (послеоперационные раны), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела, для закрепления марли и других впитывающих повязок, а также вспомогательных медицинских средств (катетеров, дренажных трубок и пр.). Состав: полиэстер, акриловый клей, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul.

Żółkiewskiego, 20/26, Polska.Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.





Пластырь фиксирующий нестерильный Fixopore с повязкой из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 6 см х 1 м; 1 шт. – общий вид

Пластырь фиксирующий нестерильный Fixopore с повязкой из нетканого материала под товарным знаком «matopar» размер 6см x 1м; 1 шт. Применяется для быстрой и легкой перевязки ссадин и мелких ран у пациентов с чувствительной кожей. Состав: полиэстер, вискоза, полипропилен, полиэтилен, акриловый клей, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг-мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.


Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUNSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С А») TZMO SA / (АО «ТЗМО С А»), 87-

100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель

изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9



LOT
162312
2021-06



Пластырь фиксирующий нестерильный Fixopore с повязкой из нетканого материала под товарным знаком «matopar» размера 6 см x 1 м; 1 шт. – общий вид

Пластырь фиксирующий нестерильный Fixorone с повязкой из нетканого материала под товарным знаком «matorat» размер 6см x 1м; 1 шт. Применяется для быстрой и лёгкой перевязки ссадин и мелких ран у пациентов с чувствительной кожей. Состав: полиэстер, вискоза, полипропилен, полиэтилен, акриловый клей, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. **Продавец / Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя:** ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



LOT
15010102



Fixopore



CE

1x

8 cm x 1 m

Пластырь фиксирующий нестерильный Fixopore с повязкой из нетканого материала под товарным знаком «matopat» размера 8 см x 1 м; 1 шт. – общий вид изделия и упаковки.

Пластырь фиксирующий нестерильный Fixopore с повязкой из нетканого материала под товарным знаком «matopar» размер 8см х 1м; 1 шт. Применяется для быстрой и лёгкой перевязки ссадин и мелких ран у пациентов с чувствительной кожей. Состав: полиэстер, вискоза, полипропилен, полиэтилен, акриловый клей, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.


Reg. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIALOW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С А») TZMO SA / (АО «ТЗМО С А»), 87-

100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Пролавец / Импортёр / Уполномоченный представитель

изготовители: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9



PZN 04040355



LOT
162312
2021-06

Пластырь фиксирующий нестерильный Fixopore с повязкой из нетканого материала под товарным знаком «matopar» размера 8 см х 1 м; 1 шт. – общий вид упаковки с русскоязычной маркировкой.

Пластырь фиксирующий нестерильный Fixorone с повязкой из нетканого материала под товарным знаком «matorat» размер 8 см x 1 м; 1 шт. Применяется для быстрой и лёгкой перевязки ссадин и мелких ран у пациентов с чувствительной кожей. Состав: полиэстер, вискоза, полипропилен, полиэтилен, акриловый клей, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лота/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Reg. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.


(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA./ (АО «ТЗМО С.А.»), 87-

100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель

изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



PZN 04940355





Пластырь фиксирующий нестерильный Fixovis тканевый с повязкой под товарным знаком «matopat» 6 см x 1 м; 1 шт. – общий вид изделия и упаковки.

Пластырь фиксирующий нестерильный Fixovis тканевый с повязкой под товарным знаком «matopat» размер 6см х 1м; 1 шт. Применяется для быстрой и лёгкой перевязки ссадин и мелких ран у пациентов с нормальным типом кожи. Состав: хлопок, вискоза, полипропилен, акриловый клей, полиэтилен, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С А») TZMO SA / (АО «ТЗМО С А»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель
изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



LOT
151552
2021-04



упаковки: Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Пластырь фиксирующий нестерильный Fixovis тканевый с повязкой под товарным знаком «matopat» 6 см х 1 м; 1 шт. – общий вид упаковки с

р. ООО ЦПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пластырь фиксирующий нестерильный Fixovis тканевый с повязкой под товарным знаком «matopat» размер 6см x 1м; 1 шт. Применяется для быстрой и лёгкой перевязки ссадин и мелких ран у пациентов с нормальным типом кожи. Состав: хлопок, вискоза, полипропилен, акриловый клей, полиэтилен, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.


При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUNSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВЫХ С.А.») TZMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. **Продавец / Импортер / Уполномоченный представитель изготовителя:** ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



LOT
161552
2021-04



Fixovis



CE

1x

8 cm x 1 m



Пластырь фиксирующий нестерильный Fixovis тканевый с повязкой под товарным знаком «matorpat» 6 см x 1 м; 1 шт. – общий вид изделия и упаковки.

Пластырь фиксирующий нестерильный Fixovis тканевый с повязкой под товарным знаком «matopat» размер 8 см x 1 м; 1 шт. Применяется для быстрой и легкой перевязки ссадин и мелких ран у пациентов с нормальным типом кожи. Состав: хлопок, вискоза, полипропилен, акриловый клей, полиэтилен, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие. Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг мм). Не использовать после окончания срока годности. Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Reg. № ФСЗ 2008/01689 от _____.


Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛУВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-


100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель

изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул.

Промышленная, дом 9.



LOT
161552
2021-04



Пластырь фиксирующий нестерильный Fihovis тканевый с повязкой под товарным знаком «matopat»
размер 8см x 1м; 1 шт. Применяется для быстрой и лёгкой перевязки ссадин и мелких ран у пациентов с нормальным типом кожи. Состав: хлопок, вискоза, полипропилен, акриловый клей, полиэтилен, силиконизированная бумага. Способ применения: отрезать нужную длину, наложить клеевой стороной на тело, зафиксировав повязку или вспомогательные средства. Использовать на чистой и сухой коже; Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие; Номер лот/Использовать до – см. на упаковке (гггг.мм); Не использовать после окончания срока годности; Хранить в сухих помещениях.

При расхождении информации на стикере и на упаковке, верным считать стикер.

Рег. № ФСЗ 2008/01689 от _____.

Изготовитель: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.

(АО «ТОРУНЬСКЕ ЗАКЛАДЫ МАТЕРІАЛІВ ОПАТРУНКОВИХ С.А.») TZMO SA / (АО «ТЗМО С.А.»), 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26, Polska. **Продавец / Импортёр / Уполномоченный представитель**

изготовителя: ООО «БЕЛЛА Восток», 140300, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9.



lot
161552
2021-04

Пластырь фиксирующий нестерильный Fihovis тканевый с повязкой под товарным знаком «matopat» 6 см x 1 м; 1 шт. – проект русскоязычной маркировки.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
112 (сто двенадцать) листов



Евгений Воробьев

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор


ООО «БЕЛЛА Восток»



Ежи Горковенко

Фотографические изображения медицинского изделия:

Пластыри фиксирующие нестерильные под товарным знаком «matopat»
в вариантах исполнения



ООО «БЕЛЛА Восток» 140300 Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, д. 9.
Телефон/факс: +7 (49640) 4-83-70, www.tzmo.ru.

ИНН 7721504871, КПП 501101001,
р/с 40702810600101101702 ООО «Эйч-эс-би-си Банк» (РР), к/с 30101810400000000351 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525351



Фото 1. Пластырь фиксирующий нестерильный Plastopore гипоаллергенный из нетканого материала под товарным знаком «matopat», 2,5 см x 5 м



Фото 2. Пластырь фиксирующий нестерильный Plastosilk гипоаллергенный из шелка под товарным знаком «matopat», 2,5 см x 5 м





Фото 4. Пластину фиксирующий нестерильный Plastofilm прозрачный микропористый под товарным знаком «matopat», 5 см x 9,14 м





Фото 6. Пластырь фиксирующий нестерильный Fixopore с повязкой из нетканого материала под товарным знаком «matopat», 6 см x 1 м




Фото 7

Пластырь фиксирующий нестерильный Fixovis тканевый с повязкой под товарным знаком «matopat», 6 см x 1 м

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
8 (602-см) листов



Ежи Горюбинко