



Лабораторная информационная система «1С: Медицина. Клиническая лаборатория» по
ТУ-58.29.32-001-68000224-2017. Версия программного обеспечения 1.1.2.4 от 06.11.2015
(далее по тексту - ЛИС «1С: Медицина. Клиническая лаборатория»)
Версия программного обеспечения 1.1.2.4 от 06.11.2015

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «1С» (ООО «1С»). Юридический
адрес: 101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка 14/2, стр.1, пом. IV
Фактический адрес: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д.21/1. Тел.: (495) 688-88-25

Производитель (изготовитель): Общество с ограниченной ответственностью «Софтхно»
(ООО «Софтхно»). Юридический адрес: 121552, г. Москва, ул. Ярцевская дом 34 стр.1
Фактический адрес: 127473, г. Москва, ул. Достоевского, дом 1/21, стр. 1.
Тел. (495) 737-92-57

Общество с ограниченной ответственностью «Софтхно» (ООО «Софтхно»)
Москва, ул. Клары Цеткин, д. 26А. Тел.: (495) 450-62-74

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной
ответственностью «1С» (ООО «1С»). Юридический адрес: 101000, Россия, г. Москва, ул.
Покровка 14/2, стр.1, пом. IV.

Фактический адрес: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д.21/1. Тел.: (495) 688-88-25

Вид медицинского изделия: 181280 «Прикладное программное обеспечение для
информационной системы клинической лаборатории»

Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с
номенклатурной классификацией медицинских изделий - 2а

Код ОКПД2: 58.29.32.000 «Обеспечение программное приспосабливаемое для загрузки»
Регистрационное удостоверение № ##/ от ##/ ## 2018.

Масса 350 г.
Состав ЛИС «1С: Медицина. Клиническая лаборатория»:
- дистрибутив программного обеспечения «1С: Медицина. Клиническая лаборатория» на
электронном носителе;
- USB ключ;
- руководство пользователя.

Условия эксплуатации - нормальные климатические условия:
- температура окружающего воздуха 15 - 35 °C;
- относительная влажность воздуха при температуре 25 °C 45 - 80 %;
- атмосферное давление 84-107 кПа (630 - 800 мм рт. ст.)

Назначение: комплексная автоматизация медицинских лабораторий

Список ключевых слов (дескрипторов):
ЛИС - Лабораторная информационная система

Функции:
- регистрация заказов на лабораторные исследования;
- штрихового кодирования проб пациентов;
- работа с лабораторными анализаторами;
- утверждение результатов исследований;
- ведение лабораторных журналов;
- формирование отчетов о деятельности лаборатории

Конфигурация технических средств, необходимых для работы:
Персональный компьютер со следующими характеристиками:
Процессор Intel Pentium Celeron 2400 MГц
Жесткий диск 40GB и выше
Оперативная память 1GB Mб и выше
CD-ROM, USB-порт, SVGA-адаптер
Наименования, версии, даты и варианты других программных средств, необходимых для

