

ООО НПФ "Генлаб"

Набор реагентов для определения ДНК пародонтопатогенных микроорганизмов методом полимеразной цепной реакции.

"Мультиидент-5"

1. Комплект I (реагенты для пробоподготовки)
2. Комплект II (реагенты для амплификации)
3. Комплект III (реагенты для электрофореза)

Только для in vitro диагностики

Хранить Комплект I при температуре +2-8°C
Хранить Комплект II при температуре -20°C
Хранить Комплект III при температуре +16-25°C

100 определений

Дата изготовления _____ Годен до _____
Номер серии _____ TY № _____

ООО НПФ "Генлаб"

Набор реагентов для определения ДНК пародонтопатогенных микроорганизмов методом полимеразной цепной реакции.

"Мультиидент-5"

Комплект II (реагенты для амплификации)

1. ПК (положительный контрольный образец ДНК)	- 1 пробирка (65 мкл)
2. ОК (отрицательный контрольный образец)	- 1 пробирка (50 мкл)
3. Супермикро (замороженный образец)	- 1 пробирка (100-500 мкл)
4. Полимераза (темперостабильная ДНК-полимераза)	- 1 пробирка (120 мкл)
5. Буфер для полимеразы (буфер для амплификации ДНК-полимеразы)	- 1 пробирка (200 мкл)
6. Магнит (магнитное кольцо)	- 1 флакон (5 мл)

Только для in vitro диагностики
Хранить при температуре -20°C

Дата изготовления _____ Годен до _____
Номер серии _____ TY № _____

ООО НПФ "Генлаб"

Набор реагентов для определения ДНК пародонтопатогенных микроорганизмов методом полимеразной цепной реакции.

"Мультиидент-5"

Комплект III (реагенты для электрофореза)

1. Буфер для электрофореза	- 1 пакет (17 г)
2. Агароза	- 2 пакета (по 2 г)
3. Этидий бромид	- 1 пробирка (50 мкл)

Только для in vitro диагностики
Хранить при температуре +16-25°C

Дата изготовления _____ Годен до _____
Номер серии _____ TY № _____

ООО НПФ "Генлаб"

Набор реагентов для определения ДНК пародонтопатогенных микроорганизмов методом полимеразной цепной реакции.

"Мультиидент-5"

Комплект I (реагенты для пробоподготовки)

1. Реагенты (суспензия смеси ионов/сольных) - 1 флакон (10 мл)

Только для in vitro диагностики
Хранить при температуре +2-8°C

Дата изготовления _____ Годен до _____
Номер серии _____ TY № _____

