



HEALTH • HYGIENE • HOME

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Тест для определения беременности цифровой Evitest Next

Менеджер по вопросам качества и регистрации

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

Соломенникова Н.А.

«___» декабря 2017 г.





Фото 1. Тест для определения беременности цифровой Evitest Next

EVITEST NEXT

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ
для самотестирования

Способ применения:


- Вскройте пакет, извлеките тест и снимите защитный колпачок.
- Подставьте абсорбирующий конец теста под струю мочи примерно на **10 секунд**.
- Символ «Песочные часы» появится на экране и будет мигать, отображая работу теста.
- Оцените результат в течение **5 минут**.




Чувствительность: 25 mME/mL

Производитель: Хелм Медикал ГмбХ, Helmh Medical GmbH, Нордманнштрассе, 28, 20097, Гамбург, Германия.

IVD in vitro diagnostic



Тест для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности.



Если на экране дисплея отображается «ошибка», это означает, что тест бракованный или является недействительным. Повторите тест.

Не беременна

беременна

Ошибка

Фото 2. Первичная (внутренняя) упаковка МИ «Тест для определения беременности цифровой Evitest Next» (вид спереди)




Фото 3. Первичная (внутренняя) упаковка МИ «Тест для определения беременности цифровой Evitest Next» (вид сзади)



Фото 4. Вторичная (внешняя) упаковка МИ «Тест для определения беременности цифровой Evitest Next» (вид спереди)




Фото 5. Вторичная (внешняя) упаковка МИ «Тест для определения беременности цифровой Evitest Next» (вид сзади)

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ

IVD in vitro
diagnostic

Чувствительность — 25 мМЕ/мл
Регистрационное удостоверение



Тест предназначен для самотестирования

Хранить в недоступном для детей месте

Хранить при температуре 4-30 градусов. Только для

одноразового применения. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРИ

* По данным независимых клинических исследований

Точность 99%

РЕЗУЛЬТАТ

оценить результат.

тображается

о тест бракованный
льным.



еременна



4 033033 417015

В-РТАС000105

Фото 6. Вторичная (внешняя) упаковка МИ «Тест для определения беременности цифровой Evitest Next» (вид сзади, крупный план)



Тест для иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности.
 Производитель: Хельм Медикал ГмбХ (Helm Medical GmbH), Нордкампштрассе, 28, 20097 Гамбург, Германия.
 Импортёр/ Уполномоченная организация: ООО "Рекат Биомедикс Хэлскап", Россия, 115114, г. Москва, Школьная наб., д. 4, этаж 3.
 Телефон горячей линии по России (бесплатно): 8-800-200-82-20; e-mail: contact_ru@rbx.com

Фото 7. Вторичная (внешняя) упаковка МИ «Тест для определения беременности цифровой Evitest Next» (вид сбоку)



Фото 8. Вторичная (внешняя) упаковка МИ «Тест для определения беременности цифровой Evitest Next» (вид сбоку, крупный план)

всего прошито и
скреплено печатью 9 стр

