



Высказываю
Технический директор

С.Г. Ивченко

25.08 2015 г.

Инструкция по применению медицинского изделия
Пробки полиэтиленовые для укупоривания флаконов для лекарственных средств
«Синтез»
ТУ 9467-058-00480201-2015

Назначение

Пробки полиэтиленовые предназначены для укупоривания флаконов для лекарственных средств с внутренним диаметром горловины 10,0 или 12,0 или 12,9 мм.

Виды пробок:

- ППУД-12 - пробка полиэтиленовая с уплотнительными элементами и дном для флакона с внутренним диаметром горловины 12 мм;
- ППУ-12/12,9 - пробка полиэтиленовая с уплотнительными элементами для флаконов с внутренним диаметром горловины 12 мм или 12,9 мм;
- ППУ-10 - пробка полиэтиленовая с уплотнительными элементами для флаконов с внутренним диаметром горловины 10,0 мм.

Основные технические характеристики:

- надежно фиксируются в горловине флакона;
- устойчивы к санитарно-гигиенической обработке в соответствии с МУ 287-113;
- не придают воде посторонний запах.

Транспортирование: всеми видами крытых транспортных средств при температуре от минус 50 °С до 50 °С.

После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед использованием пробки должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 24 ч.

Условия хранения: при температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, в местах, защищённых от света и агрессивных сред.

Используются в производстве лекарственных средств.

Указание по применению

Пробки перед употреблением могут подвергаться санитарно-гигиенической обработке в соответствии с инструкциями, утвержденными Минздравом РФ.

Высушивание изделий допускается при температуре не выше 40 °С в течение 3 ч.

Не допускается подвергать пробки облучению бактерицидными лампами.

Утилизация изделия в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Гарантии производителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пробок требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Срок годности пробок – два года с даты изготовления в упаковке предприятия-изготовителя и четыре года в упаковке с лекарственными средствами.

