

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «КАВМИНСТЕКЛО»


И.В. Кисенков



РУКОВОДСТВО

по эксплуатации медицинского изделия

«Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов»

ТУ 23.13.11-001-00284977-2012 (идентичны ТУ 9461-001-00284977-2012)»

2017 г.

1. Введение

Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов по ТУ 23.13.11-001-00284977-2012 (идентичны ТУ 9461-001-00284977-2012), варианты исполнения:

П-250-2-27,5-МТО,

П-450-2-27,5-МТО,

П-250-2-20-МТО – Eurostandard,

П-250-2-34-МТО,

П-250-2-20-МТО,

П-450-2-38-МТО

производства АО «КАВМИНСТЕКЛО» предназначены для донорской крови, её компонентов, трансфузионных и инфузионных препаратов.

Бутылки изготовлены по ТУ 23.13.11-001-00284977-2012 (идентичны ТУ 9461-001-00284977-2012) из бесцветного медицинского стекла марки МТО. Бутылки имеют гладкую горловину.

2. Указания по эксплуатации

2.1 Персонал, эксплуатирующий изделия, не требует специального обучения и навыков.

2.2 При эксплуатации бутылок не должны допускаться перепады температур более 40°C.

Бутылки допускается использовать повторно при условии соответствия показателя химической стойкости требованиям технических условий ТУ 23.13.11-001-00284977-2012 (идентичны ТУ 9461-001-00284977-2012).

Бутылки допускается мыть дезинфицирующим и моющими средствами любого состава в соответствии с инструкциями и регламентами по санитарно-химической подготовке стеклотары к использованию. Применение ершей и абразивных составов для мойки бутылок (с обработанной и модифицированной поверхностью) не допускается.

3. Принцип действия

Прозрачность изделия и наличие отметок и оцифровки на наружной поверхности изделий позволяют контролировать объем содержимого, материал обеспечивает безопасность при хранении крови, трансфузионных и инфузионных препаратов при соблюдении требований ТУ по хранению и указаний по эксплуатации.

4. Комплект поставки бутылок:

- бутылки;
- этикетка.

5. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие бутылок требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Средний срок годности бутылок не менее 10 лет.

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

6. Транспортирование и хранение

Бутылки транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Транспортирование и хранение – по условиям хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150. Допускается хранить бутылки по условиям хранения 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150.

7. Утилизация

В целях ресурсосбережения и исключения загрязнения окружающей среды стеклянная бутылка подлежит утилизации, т.к. является материалом вторичной переработки.

Утилизация бутылок должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790.

ПРОШИТО
ПРОНУМЕРОВАНО

2 (два)

ЛИСТА(ОВ)

Генеральный директор
АО «КАВМИНСТЕКЛО»

Кисенков И.В.

