

Фотографическое изображение медицинского изделия

«Лента индикаторная для контроля качества стерилизации Comply»





Лента индикаторная для контроля паровой стерилизации: Comply Steam Indicator Tape

1322-12 Размер: 12мм x 55м. Производитель: «3М Компани, 3М Хелс Кэар» (3M Company, 3M Health Care), США, 3M Center, 2510 Conway Avenue, Bldg. 275-5W-06, Saint Paul, Minnesota, 55144, USA. Условия хранения и транспортировки: от 15°C до 30°C. Срок годности: 18 месяцев. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ. Ниже представлена сокращенная версия инструкции по применению. Полная версия размещена на сайте 3MRussia.ru.

РУ № ФСЗ 2008/01520 от

. Срок действия не ограничен



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3М Россия" 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3. тел.: +7 495 784 7474

Изготовлено в Канаде

Индикатор процесса типа 1 (категории e1) согласно классификации ISO 11140-1:2014. Изготовлено без использования натурального каучукового латекса. Разработаны для использования медицинскими учреждениями с отдельными изделиями, чтобы показать, что изделие подверглось процессу стерилизации, и чтобы различать обработанные и необработанные изделия. Используйте ленту индикаторную для контроля качества паровой стерилизации Comply Steam Indicator Tape (1322) в процессах стерилизации паром с утвержденными показателями температуры 121°C/250°F, 132°C/270°F, 134°C/273°F и 135°C/275°F. Лента предназначена для фиксации пакетов в необработанной тканой и одноразовой упаковке из нетканых материалов, бумажной или бумажно-пластиковой упаковке. Противопоказаний нет. Возможные осложнения не выявлены. Меры предосторожности: не используйте при стерилизации сухим жаром, этиленоксидом или другими низкотемпературными процедурами стерилизации. Возможны проблемы с чрезмерными клеящими свойствами и/или остатками клея при использовании бесконтактных индикаторных лент для фиксации упаковок из полиэфирных тканей с запотной пропиткой. Применение: Поместите один конец индикаторной ленты на пакет и прижмите пальцем по всей длине для фиксации. НЕ РАСТЯГИВАЙТЕ ЛЕНТУ ВДОЛЬ ПАКЕТА, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРЫВАМ. После стерилизации паром полоски химического индикатора изменяют свой цвет с серовато-белого/светло-коричневого на темно-коричневый/черный.

Количество: 1

Артикул: СТ-0609-3464-4

7000138228

RG-0045-1111-1

Лента индикаторная для контроля паровой стерилизации- Comply Steam Indicator Tape – проект этикетки на русском языке



Лента индикаторная для контроля паровой стерилизации: Comply Steam Indicator Tape for Disposable Wraps

1355-24 Размер: 24мм x 33м. Производитель: «3М Компани, 3М Хелт Кэре» (3M Company, 3M Health Care), США, 3M Center, 2510 Conway Avenue, Bldg. 275-SW-06, Saint Paul, Minnesota 55144, USA. Условия хранения и транспортировки: от 15°C до 30°C. Срок годности: 18 месяцев. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ. Также представлена сокращенная версия инструкции по применению. Полная версия размещена на сайте 3MRussia.ru.

РУ № ФСЗ 2008/01520 от

Срок действия не ограничен



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3М Россия" 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел.: +7 495 784 7474

Изготовлено в Канаде

Индикатор процесса типа 1 (категории e1) согласно классификации, предусмотренной стандартом ISO 11140-1:2014. Данное изделие изготовлено без использования натурального каучукового латекса. Разработано для использования медицинскими учреждениями с отдельными изделиями (например, упаковочными пакетами), чтобы показать, что изделие подверглось процессу стерилизации, и чтобы различать обработанные и необработанные изделия. Используйте ленту индикаторную для контроля качества паровой стерилизации Comply Comply Steam Indicator Tape for Disposable Wraps (1355) в процессе стерилизации шаров с узорами деформации из жесткого пластика, температуры 121°C/250°F, 132°C/270°F, 134°C/273°F и 135°C/275°F. Лента предназначена для фиксации пакетов в одноразовой упаковке из неплотных материалов, бумажной или бумажно-пластиковой упаковки. Прочтите указания на этикетке. Возможные осложнения не выявлены. Меры предосторожности: не используйте при стерилизации сумки шприца, эндоскопов или других медицинских устройств процессами стерилизации. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать бумажные индикаторные ленты для фиксации упаковки из материалов, предназначенных для многоразового использования. Возможны проблемы с чрезмерными влажными свойствами и/или отслаиванием. Поместите один конец индикаторной ленты на пакет и прижмите плотно по всей длине для фиксации. НЕ РАССТЯГИВАЙТЕ ЛЕНТУ ВДОЛЬ ПАКЕТА, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРЫВАМ. После стерилизации шаровым методом индикаторная лента примет свой цвет с сериала-Сериала-Сериала-Сериала на ленту-индикаторный черт.

Артикул: CT-0609-3470-1

7000138234

RG-0045-1111-1

24 mm
0.94"

Лента индикаторная для контроля паровой стерилизации Comply Steam Indicator Tape for Disposable Wraps – общий вид изделия



Лента индикаторная для контроля паровой стерилизации: Comply Steam Indicator Tape for Disposable Wraps

1355-24 Размер: 24мм x 55мм. Производитель: «3М Компани, 3М Хелс Кепар» (3M Company, 3M Health Care), США, 3M Center, 2510 Conlay Avenue, Bldg. 275-5W-06, Saint Paul, Minnesota, 55144, USA. Условия хранения и транспортировки: от 15°C до 30°C. Срок годности: 18 месяцев. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ. Ниже представлена сокращенная версия инструкции по применению. Полная версия размещена на сайте 3MRussia.ru.

РУ № ФСЗ 2008/01520 от

Срок действия не ограничен



Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3М Россия" 121614, Москва, вл. Крылатская, д. 17 стр. 3. тел.: +7 495 784 7474

Изготовлено в Канаде

Индикатор процесса типа I (категории e1) согласно классификации, предусмотренной стандартом ISO 11140-1:2014. Данное изделие изготовлено без использования натурального каучукового латекса. Разработаны для использования медицинскими учреждениями с отдельными изделиями (например, упакованными пакетами), чтобы показать, что изделие подверглось процессу стерилизации, и чтобы различать обработанные и необработанные изделия. Используйте ленту индикаторную для контроля качества паровой стерилизации Comply Comply Steam Indicator Tape for Disposable Wraps (1355) в процессах стерилизации паром с утвержденными показателями температуры 121°C/250°F, 132°C/270°F, 134°C/273°F и 135°C/275°F. Лента предназначена для фиксации пакетов в одноразовой упаковке из нетканых материалов, бумажной или бумажно-пластиковой упаковке. Противопоказаний нет. Возможные осложнения не выявлены. Меры предосторожности: не используйте при стерилизации сухим жаром, этиленоксидом или другими низкотемпературными процедурами стерилизации. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать бессвинцовые индикаторные ленты для фиксации упаковок из материалов, предназначенных для многократного использования. Возможны проблемы с чрезмерными клеящими свойствами и/или остатками клея. Поместите один конец индикаторной ленты на пакет и нажмите пальцем по всей длине для фиксации. НЕ РАСТЯГИВАЙТЕ ЛЕНТУ ВДОЛЬ ПАКЕТА, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРЫВАМ. После стерилизации полосы химического индикатора изменяют свой цвет с серовато-белого/светло-коричневого на темно-коричневый/черный.

Артикул: СТ-0609-3470-1

7000138234

RG-0045-1111-1

Лента индикаторная для контроля паровой стерилизации Comply Steam Indicator Tape for Disposable Wraps – проект этикетки на русском языке

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5 листа(ов).

Должность, Старший эксперт по сертификации
Отдела Здравоохранения ЗАО «ЗМ Россия»


(подпись) Воронина Н.Ю.
М.П.

