

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы по
регистрации продукции для in vitro
диагностики, биохимия и портативные
системы в диагностике

ООО «Сименс Здравоохранение»

Тышкунова Е.С.

«07» мая 2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор для калибровки CLINITEK Novus
(CLINITEK Novus Calibration Kit (CAL 1-4 Kit))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.» (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.), США



Рисунок 1. Набор для калибровки CLINITEK Novus (CLINITEK Novus Calibration Kit (CAL 1-4 Kit)) – общий вид



Рисунок 1. Набор для калибровки CLINITEK Novus (CLINITEK Novus Calibration Kit (CAL 1-4 Kit)) – общий вид



Рисунок 3. Калибратор № 1 (флакон 230 мл)



Рисунок 4. Калибратор № 2 (флакон 230 мл)




Рисунок 5. Калибратор № 3 (флакон 230 мл)




Рисунок 6. Калибратор № 4 (флакон 230 мл)

REF 10697753

SIEMENS
Healthineers



CLINITEK Novus®

CAL 1-4 KIT



Rev. E

<http://www.siemens.com/leifu>

CAL	1	230 mL
CAL	2	230 mL
CAL	3	230 mL
CAL	4	230 mL

IVD

2°C



For USA

For *in vitro* diagnostic use.
Consult instructions for use.

Contains: Calibrator #1 [0.20% w/v potassium phosphate, monobasic; 0.18% w/v sodium chloride; 0.10% w/v sodium acetate; 0.80% w/v urea; with preservative]; Calibrator #2 [2.00% w/v potassium phosphate, monobasic; 1.80% w/v sodium chloride; 1.00% w/v sodium acetate; 8.00% w/v urea; with preservative]; Calibrator #3 [0.50% w/v potassium phosphate, monobasic; 0.45% w/v sodium chloride; 0.25% w/v sodium acetate; 2.00% w/v urea; 2.00% w/v glucose; 0.50% w/v bovine albumin; with preservative]; Calibrator #4 [0.01% w/v polymer beads; with surfactant and 0.05% w/v sodium azide as preservative]

Рисунок 7. Набор для калибровки CLINITEK Novus (CLINITEK Novus Calibration Kit (CAL 1-4 Kit)) – вторичная упаковка

10697753 Набор для калибровки CLINITEK Novus (CLINITEK Novus Calibration Kit (CAL 1-4 Kit))

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2019/8068 от 04.02.2019

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Тел.: 8(800) 550-50-22

Рисунок 8. Русскоязычная маркировка медицинского изделия

Всего прошито и пронумеровано
9 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»

