

Бизнес-Центр «Северная Башня»
123317, Москва, Россия,
ул.Тестовская, д.10, 2-ой под., 13-й этаж,
Tel.: +7 495 988 4740
Fax: +7 495 988 4739

www.terumo-europe.com

ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Терумо Рус»
Уэно Минору



15 сентября 2017 г.

**Фотографические изображения медицинского изделия:
Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW) в различных вариантах
исполнения**




Фото 1 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T1220P4E – общий вид

TERUMO

Tercross™

P (atm/気圧)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
圧力 (kPa)	405	507	608	709	811	912	1013	1115	1216	1317	1419	1520	1621	1723	1824	1925	2026
1.25	1.20	1.23	1.25	1.28	1.30	1.32	1.34	1.36	1.37	1.39	1.40						
1.5	1.43	1.47	1.50	1.53	1.56	1.59	1.61	1.63	1.66	1.68	1.70						
2.0	1.89	1.93	1.95	1.98	2.00	2.02	2.03	2.05	2.06	2.07	2.09	2.10	2.12	2.13	2.14	2.15	2.17
2.5	2.39	2.42	2.45	2.48	2.50	2.52	2.54	2.56	2.57	2.58	2.60	2.61	2.62	2.63	2.65	2.66	2.67
3.0	2.86	2.90	2.94	2.98	3.00	3.03	3.05	3.07	3.08	3.10	3.12	3.13	3.15	3.17	3.18	3.20	3.22
3.5	3.34	3.39	3.43	3.47	3.50	3.53	3.55	3.57	3.59	3.62	3.64	3.66	3.68	3.70	3.72		
4.0	3.81	3.87	3.92	3.97	4.00	4.03	4.07	4.10	4.12	4.14	4.17	4.20	4.23	4.25	4.28		



BD34M601-02

NP 推奨気圧

RBP 最大気圧(この圧力を超えないこと)

Фото 2 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T1220P4 – трубка-держатель

TERUMO

CE 0197


Tercross

1.25^ø - 20^{<L>}

PTA Dilatation Catheter (OTW)



最大外径(ガイドワイヤ用)
0.014" (0.36mm)



最小外径
ガイドワイヤ用
0.059" (1.50mm)

NP / 最大拡張圧

6atm (608kPa)

RBP / 最大拡張圧

14atm (1419kPa)

P / 圧力 (atm) (kPa)	Ø / ルーメン径 (mm)
4 405	1.20
6 608	1.25
8 811	1.30
10 1013	1.34
12 1216	1.37
14 1419	1.40



最小内径
シーシントロデューサー内径



TERUMO CORPORATION
3-1-1, HONCHO, ASHIKITA, JAPAN 857-8571

MADE IN JAPAN

TERUMO EUROPE N.V.
BREDAPLAN 41, 3001 LEM, BELGIUM
Ashikita Factory of
Terumo Corporation
100, HONCHO, ASHIKITA, JAPAN 857-8571

TERUMO
Tercross

1.25mm-20mm/100cm

REF BD-T1220P4E

LOT 160627

TERUMO
Tercross

1.25mm-20mm/100cm

REF BD-T1220P4E

LOT 160627

TERUMO
Tercross

1.25mm-20mm/100cm

REF BD-T1220P4E

LOT 160627



(01)04987360712028(17)190600(10)160627

REF / コード番号: BD-T1220P4E

製造番号: 160627

使用期限: 2019-05 Contents / 入り数

保証書請求材料請求分類: PTAカテーテル

エチレンオキサイドガス滅菌
■添付文書の内容を厳密に守り、使用すること
●包装が破損している場合は使用しないこと

高圧滅菌設備 高圧滅菌禁止
一時的な使用を目的とした使用はできません
製造承認番号: 227008ZX00416

販売元: テルモ株式会社
東京都港区西新井4丁目44番1号

Ø	2.5	2.99	2.94	2.98	3.00	3.03	3.07	3.10	3.13	3.16	3.19	3.22	3.25	3.28	3.31	3.34	3.37	3.40	3.43	3.46	3.49	3.52	3.55	3.58	3.61	3.64	3.67	3.70	3.73	3.76	3.79	3.82	3.85	3.88	3.91	3.94	3.97	4.00	4.03	4.06	4.09	4.12	4.15	4.18	4.21	4.24	4.27	4.30	4.33	4.36	4.39	4.42	4.45	4.48	4.51	4.54	4.57	4.60	4.63	4.66	4.69	4.72	4.75	4.78	4.81	4.84	4.87	4.90	4.93	4.96	4.99	5.02	5.05	5.08	5.11	5.14	5.17	5.20	5.23	5.26	5.29	5.32	5.35	5.38	5.41	5.44	5.47	5.50	5.53	5.56	5.59	5.62	5.65	5.68	5.71	5.74	5.77	5.80	5.83	5.86	5.89	5.92	5.95	5.98	6.01	6.04	6.07	6.10	6.13	6.16	6.19	6.22	6.25	6.28	6.31	6.34	6.37	6.40	6.43	6.46	6.49	6.52	6.55	6.58	6.61	6.64	6.67	6.70	6.73	6.76	6.79	6.82	6.85	6.88	6.91	6.94	6.97	7.00	7.03	7.06	7.09	7.12	7.15	7.18	7.21	7.24	7.27	7.30	7.33	7.36	7.39	7.42	7.45	7.48	7.51	7.54	7.57	7.60	7.63	7.66	7.69	7.72	7.75	7.78	7.81	7.84	7.87	7.90	7.93	7.96	7.99	8.02	8.05	8.08	8.11	8.14	8.17	8.20	8.23	8.26	8.29	8.32	8.35	8.38	8.41	8.44	8.47	8.50	8.53	8.56	8.59	8.62	8.65	8.68	8.71	8.74	8.77	8.80	8.83	8.86	8.89	8.92	8.95	8.98	9.01	9.04	9.07	9.10	9.13	9.16	9.19	9.22	9.25	9.28	9.31	9.34	9.37	9.40	9.43	9.46	9.49	9.52	9.55	9.58	9.61	9.64	9.67	9.70	9.73	9.76	9.79	9.82	9.85	9.88	9.91	9.94	9.97	10.00
---	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------




BD34K601-02

Фото 3 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T1220P4E – индивидуальная упаковка

CE 0197

Tercross®




REF BD-T1220P4E LOT 160627

(01)04987350712028(17)190500(10)160627


TERUMO
Tercross®
1.25mm-20mm/100cm
REF BD-T1220P4E
LOT 160627

TERUMO
Tercross®
1.25mm-20mmx100cm
[REF] BD-T1220P4E
[LOT] 160827


1.25 $\varnothing$ - 20 $\varnothing$
mm mm



最大適用ガイドワイヤー径
0.014" (0.36mm)



← 4Fr.
Min 15



REF / コード番号: BD-T1220P4E

LOT/批號: 160627

⌚ / 使用期限: 2019-05

保護膜材料請求分類：PTA力子、一般、特殊

STERILE EO 2 2



「THERMUMIO はアムニオンの商標です。
THERMUMIO、アムニオンの登録商標です。」

NP / 推奨拡張圧

6atm(608kPa)

RRP / 最大拡張圧

14atm(1419kPa)

P/圧力 (atm) (kPa)	φハリーン径 (mm)
4 405	1.20
6 608	1.25
8 811	1.30
10 1013	1.34
12 1216	1.37
14 1419	1.40

エチレンオキサイドガス滅菌
滅菌付文書の内容を確認の上、使用すること
※水ぬれに注意し、薬剤日が及び過ぎるまで避けて保管すること

[illegible]

製造販売業者: 子儿毛株式会社
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号

TERUMO CORPORATION
44-12, CHOMEI, HATAGAYA, SHIBUYA, KAITOYO 161-6072 JAPAN
MADE IN JAPAN

TERUMO EUROPE N.V.
INTERLEUCHENLAAN 43, 3001 LEUVEN, BELGIUM
AsahiKasei Factory of Terumo Corporation

PTA Dilatation Catheter (OTW)
 Cathéter de dilatation pour PTA (OTW)
 PTA-Dilatationskatheter (OTW)
 Cathéter de dilatation pour ATP (OTW)
 Cathéter de dilatation pour ATP (OTW)
 Cathetere di dilatazione per PTA (OTW)
 PTA Dilata-tiekatheter (OTW)
 PTA dilatationskatheter (OTW)
 PTA dilatationskatheter (OTW)
 PTA dilatationskatheter (OTW)
 PTA-lajajennuskatetri (OTW)
 Kondenzpump basierend PTA (OTW)
 Kondenzpumpen mit Katheter PTA (OTW)
 Cewnik dylatacyjny do PTA (OTW)
 PTA Taglio katéter (OTW)
 Dilatační katét pro PTA (OTW)
 PTA dilatační katéter (OTW)
 PTA Dilatasyon Katetleri (OTW)
 PTA dilatacijski kateter (OTW)
 PTA dilatacijski kateter (OTW)
 Kateter za dilataciju PTA (OTW)
 PTA dilatacijski kateter (OTW)
 Catheter de dilatare PTA (OTW)
 PTA dilatationen katetisi (OTW)
 Dilatační katét pro PTA (OTW)

Фото 4 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T1220P4E – внешняя картонная упаковка




Фото 5 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T1520Q4E – общий вид

TERUMO

Tercross™

P (atm/ 気圧)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
圧力 (kPa)	405	507	608	709	811	912	1013	1115	1216	1317	1419	1520	1621	1723	1824	1925	2026
Ø バルーン径 (mm)	1.25	1.20	1.23	1.25	1.28	1.30	1.32	1.34	1.36	1.37	1.39	1.40					
	1.5	1.43	1.47	1.50	1.53	1.56	1.59	1.61	1.63	1.66	1.68	1.70					
	2.0	1.89	1.93	1.95	1.98	2.00	2.02	2.03	2.05	2.06	2.07	2.09	2.10	2.12	2.13	2.14	2.15
	2.5	2.39	2.42	2.45	2.48	2.50	2.52	2.54	2.56	2.57	2.58	2.60	2.61	2.62	2.63	2.65	2.66
	3.0	2.86	2.90	2.94	2.98	3.00	3.03	3.05	3.07	3.08	3.10	3.12	3.13	3.15	3.17	3.18	3.20
	3.5	3.34	3.39	3.43	3.47	3.50	3.53	3.55	3.57	3.59	3.62	3.64	3.66	3.68	3.70	3.72	
	4.0	3.81	3.87	3.92	3.97	4.00	4.03	4.07	4.10	4.12	4.14	4.17	4.20	4.23	4.25	4.28	



BD34M601-02

NP 推奨拡張圧

RBP 最大拡張圧 (この圧力を超えないこと)

Фото 6 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T1520Q4E – трубка-держатель

TERUMO

Tercross

PTA Dilatation Catheter (OTW)

CE 0197

1.5 - 20




最大ガイドワイヤー径
0.014" (0.36mm)



最小内径
ガイドワイヤー挿入可能径
0.059" (1.50mm)



4Fr.
Min IS
最小内径
シースイントロデューサー内径



NP 推奨拡張圧

6atm (608kPa)

RRP 最大拡張圧

14atm (1419kPa)

P 圧力 (atm)	P 圧力 (kPa)	外径ルーメン径 (mm)
4	405	1.43
6	608	1.50
8	811	1.56
10	1013	1.61
12	1216	1.66
14	1419	1.70

STERILE EO



TERUMO CORPORATION
1-1-1, Ohta, Nakatsu City, Japan

TERUMO EUROPE N.V.
Aethelredweg 10, 3015 GZ Rotterdam, The Netherlands
Asahi Factory of
Terumo Corporation
1-1-1, Ohta, Nakatsu City, Japan

TERUMO

Tercross

1.5mm-20mm/148cm

REF BD-T1520Q4E

LOT 160610

TERUMO

Tercross

1.5mm-20mm/148cm

REF BD-T1620Q4E

LOT 160610

TERUMO

Tercross

1.5mm-20mm/148cm

REF BD-T1520Q4E

LOT 160610



(01)04987350719341(17)190500(10)160610

REF / コード番号: BD-T1520Q4E

LOT / 製造番号: 160610

使用期限: 2019-05

内容物 / 入り数: 1

標準包装単位: PTAカテーテル・44号

エプレンオキサイドガス滅菌
製品の付着物を取り除く前に、使用すること
・目視で確認している場合は使用しないこと


高圧洗浄機で洗浄後、再度使用禁止
一部のカテーテルは、拡張圧を測定するための
圧力センサーを有しています
拡張圧測定番号: 2270062X00415

製造販売業者: テルモ株式会社
東京都中央区銀座2丁目44番1号

Фото 7 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T1520Q4E – индивидуальная упаковка

CE 0197

cross[®]



TERUMO
Tercross®
1.5mm-20mm/148cm



BD-T1520Q4E

160610


1.5mm-20mm/148cm
[REF] BD-T1520Q4E

160610


1.5 - 20



0.059"(1.50mm)



シースイントロデューサーP



NP / 推薦張強

6atm(608kPa)

RBP / 最大拉張性

14atm(1419kPa)

P/圧力 (atm) (kPa)		バルーン径 (mm)
4	405	1.43
6	608	1.50
8	811	1.56
10	1013	1.61
12	1216	1.66
14	1419	1.70

REF / コード番号: BD-T1520Q4E

图: 制造编号: 160610

使用期限: 2019-05

保障医療材料請求分類：PTAカテ一般・特殊

STERILE	EO
---------	----



TERUMO はテルモ (株) の商標です。
THERMOS ターモスはテルモ (株) の登録商標です。

エチレンオキサイドガス滅菌済
 ■ 添付文書の内容を確認の上、使用すること
 ● 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること

高度管理医療機器 再使用禁止
 一般の名称バルーン拡張式血管形成術用カテーテル
 販売名 タークロス
 医療機器承認番号: 22700BZX00416

製造販売業者: テルモ株式会社
東京都港区新橋2丁目44番1号

TERUMO CORPORATION
44-1,2-CHOME, HAKASAYA-SHIMIZU-KU, TOKYO 151, JAPAN
MADE IN JAPAN

TERUMO EUROPE N.V.
INTERLEUKIN-6, 10071 LUTTEN SEVENUM
AsahiKasei Factory of Terumo Corporation
1-1, Muramatsu cho, Yamaguchi Shi, Yamaguchi Prefecture, 750-0811, Japan

PTA Dilatation Catheter (OTW)
 Cathéter de dilatación para PTA (OTW)
 PTA-Dilatationskatheter (OTW)
 Catéter de dilatación para ATP (OTW)
 Cateter de dilatação para ATP (OTW)
 Catetere di dilatazione per PTA (OTW)
 PTA Dilataciõeskateetri (OTW)
 PTA dilatationskatheter (OTW)
 PTA dilatationskatheter (OTW)
 PTA dilatationskatheter (OTW)
 PTA-lajajennuskateetri (OTW)
 Катетеросъ dilatatsiõn (OTW)
 Дилатационни катетер PTA (OTW)
 Cewnik dylatacyjny do PTA (OTW)
 PTA Taglio katéter (OTW)
 Dilataciõn katéter pro PTA (OTW)
 PTA dilatatsõn katéter (OTW)
 PTA Dilatatsõn Kateteri (OTW)
 PTA dilatatsõn kateter (OTW)
 PTA dilatatsõn kateter (OTW)
 PTA dilatatsõn kateter (OTW)
 PTA Dilatatsõn kateter (OTW)
 Катетер за dilatatsiõn PTA (OTW)
 PTA dilatatsõn kateter (OTW)
 Катетер de dilatatsiõn PTA (OTW)
 PTA dilatatsõn kateter (OTW)
 Дилатационен катетер (OTW)
 Дилатационни катетер для ЧТА (OTW)

Фото 8 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T1520Q4E – внешняя картонная упаковка





Фото 9 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T2040P4E – общий вид

TERUMO

Tercross™

P (atm/気圧)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
圧力 (kPa)	405	507	608	709	811	912	1013	1115	1216	1317	1419	1520	1621	1723	1824	1925	2026
1.25	1.20	1.23	1.25	1.28	1.30	1.32	1.34	1.36	1.37	1.39	1.40						
1.5	1.43	1.47	1.50	1.53	1.56	1.59	1.61	1.63	1.66	1.68	1.70						
2.0	1.89	1.93	1.95	1.98	2.00	2.02	2.03	2.05	2.06	2.07	2.09	2.10	2.12	2.13	2.14	2.15	2.17
2.5	2.39	2.42	2.45	2.48	2.50	2.52	2.54	2.56	2.57	2.58	2.60	2.61	2.62	2.63	2.65	2.66	2.67
3.0	2.86	2.90	2.94	2.98	3.00	3.03	3.05	3.07	3.08	3.10	3.12	3.13	3.15	3.17	3.18	3.20	3.22
3.5	3.34	3.39	3.43	3.47	3.50	3.53	3.55	3.57	3.59	3.62	3.64	3.66	3.68	3.70	3.72		
4.0	3.81	3.87	3.92	3.97	4.00	4.03	4.07	4.10	4.12	4.14	4.17	4.20	4.23	4.25	4.28		



BD34M6Q1-02

NP 推奨拡張圧

RBP 最大拡張圧(この圧力を超えないこと)

Фото 10 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T2040P4E – трубка-держатель

TERUMO

Tercross®


PTA Dilatation Catheter (OTW)

CE 0197

2.0 ϕ - 40 cm



最大適用ガイドワイヤー径
0.014" (0.36mm)



最小適用
ガイドワイヤー径
0.059" (1.50mm)

NP / 推奨拡張圧
8atm (811kPa)

RBP / 最大拡張圧
20atm (2026kPa)

P / 圧力 (atm) (kPa)	バルーン径 (mm)
6 608	1.95
8 811	2.00
10 1013	2.03
12 1216	2.06
14 1419	2.09
16 1621	2.12
18 1824	2.14
20 2026	2.17



最小適用
シースイントロデューサー内径

STERILE EO



TERUMO CORPORATION
#1-12-0000, MATSUYAMA, JAPAN

TERUMO EUROPE N.V.
Nieuwlandseweg 40, 3015 CA Rotterdam, The Netherlands
Asahi Factory of
Terumo Corporation
150, Matsuyama-shi, Ehime-ken
Shikoku Prefecture, 791-0115, Japan

TERUMO
Tercross®
2.0mm-40mm/100cm

REF BD-T2040P4E
LOT 160616

TERUMO
Tercross®
2.0mm-40mm/100cm

REF BD-T2040P4E
LOT 160616

TERUMO
Tercross®
2.0mm-40mm/100cm

REF BD-T2040P4E
LOT 160616

(01)04987360718365(17)190500(10)160616

REF / コード番号: BD-T2040P4E

LOT / 製造番号: 160616

使用期限: 2019-05

Contents / 入り数

包装医療器材請求分類: PTAカテーテル-特種

エチレンオキサイドガス滅菌済
■添付文書の内容を確認の上、使用すること
●包装が破損している場合は使用しないこと

高圧滅菌済機器 再使用禁止
一般の名義バルーン拡張式血腫形成術用カテーテル
販売名: テルクロス
医療機器承認番号: 227006ZX00416

製造販売業者: テルモ株式会社
東京都渋谷区南横町4丁目44番1号

Фото 11 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T2040P4E – индивидуальная упаковка

↑
Open here

CE 0197

TERUMO

Tercross®



TERUMO Tercross® 2.0mm-40mm/100cm

REF BD-T2040P4E

LOT 160616



(01)04987360718366(17)190600(10)160616

TERUMO

Tercross®

2.0mm-40mm/100cm

REF BD-T2040P4E

LOT 160616

TERUMO

Tercross®

2.0mm-40mm/100cm

REF BD-T2040P4E

LOT 160616

Not for
human use

IC-3167



最大適用ガイドワイヤー径
0.014" (0.36mm)



Min GC
最小適用
ガイドワイヤー径
0.059" (1.50mm)



4Fr.
Min IS

最小適用
シースイントロデューサー内径

REF / コード番号: BD-T2040P4E

LOT / 製造番号: 160616


使用期限: 2019-05

包装と材料分類: PTAカテーテル・特注

STERILE ISO



TERUMO はテルモ (株) の商標です。
Tercross, タークロス はテルモ (株) の登録商標です。



2.0 - 40 mm

NP / 推奨拡張圧

8atm (811kPa)

RBP / 最大拡張圧

20atm (2026kPa)

P / 圧力 (atm) (kPa)	バルーン径 (mm)
6 608	1.95
8 811	2.00
10 1013	2.03
12 1216	2.06
14 1419	2.09
16 1621	2.12
18 1824	2.14
20 2026	2.17

エチレンオキサイドガス滅菌済
開封後内容を確認の上、使用すること
●水漏れに注意し、むき日光及び高温多湿を避けて保管すること

高度管理医療機器 再使用禁止
一般的なカテーテルとは構造が異なり、力強い圧力により、
血管にダメージを与えます。
医療機器承認番号: 22700BZX00416

製造販売業者: テルモ株式会社
東京都渋谷区神南1-2丁目44番1号

TERUMO CORPORATION
11, JOHNSON WAY, BIRMINGHAM, AL 35202, U.S.A.
TERUMO EUROPE N.V.
BUTTELANENWEG 40, 3511 XP, ROTTERDAM, THE NETHERLANDS
Asahioka Factory of Terumo Corporation
1-1, Shirogane-cho, Terumo City, Ibaraki Prefecture, 305-8555, Japan

PTA Dilatation Catheter (OTW)
Cathéter de dilatation pour PTA (OTW)
PTA-Dilatationskatheter (OTW)
Catéter de dilatación para ATP (OTW)
Cateter de dilatação para ATP (OTW)
Catetero di dilatazione per PTA (OTW)
PTA Dilatacijskater (OTW)
PTA dilatacijskater (OTW)
PTA dilatationskatheter (OTW)
PTA dilatationskatheter (OTW)
PTA-dilatationskatheter (OTW)
Katheter voor dilatatie PTA (OTW)
Dilatationskatheter voor PTA (OTW)
Catheter de dilatacyjny do PTA (OTW)
PTA-dilat. katéter (OTW)
Dilatácijskater pro PTA (OTW)
PTA dilatácijskater (OTW)
PTA Dilatacijskateri (OTW)
PTA dilatatsiooni kateter (OTW)
PTA dilatatsiooni kateter (OTW)
PTA dilatatsiooni kateter (OTW)
Katheter de dilatacyjny PTA (OTW)
PTA dilatatsiooni kateter (OTW)
Cateter de dilatacyjny PTA (OTW)
PTA dilatatsiooni kateter (OTW)
Dilatatsiooni kateter dla PTA (OTW)

Фото 12 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T2040P4E – внешняя картонная упаковка




Фото 13 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T30150P4E – общий вид

TERUMO®

Tercross™

P (atm/気圧)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
圧力 (kPa)	405	507	608	709	811	912	1013	1115	1216	1317	1419	1520	1621	1723	1824	1925	2026
Ø バルーン径 (mm)	1.25	1.20	1.23	1.25	1.28	1.30	1.32	1.34	1.36	1.37	1.39	1.40					
	1.5	1.43	1.47	1.50	1.53	1.56	1.59	1.61	1.63	1.66	1.68	1.70					
	2.0	1.89	1.93	1.95	1.98	2.00	2.02	2.03	2.05	2.06	2.07	2.09	2.10	2.12	2.13	2.14	2.15
	2.5	2.39	2.42	2.45	2.48	2.50	2.52	2.54	2.56	2.57	2.58	2.60	2.61	2.62	2.63	2.65	2.66
	3.0	2.86	2.90	2.94	2.98	3.00	3.03	3.05	3.07	3.08	3.10	3.12	3.13	3.15	3.17	3.18	3.20
	3.5	3.34	3.39	3.43	3.47	3.50	3.53	3.55	3.57	3.59	3.62	3.64	3.66	3.68	3.70	3.72	
	4.0	3.81	3.87	3.92	3.97	4.00	4.03	4.07	4.10	4.12	4.14	4.17	4.20	4.23	4.25	4.28	



BD34M601-01

NP 規定圧力

RBP 定格破断圧(この圧力を超えないこと)


Фото 14 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T30150P4E – трубка-держатель

TERUMO®

CE 0192

3.0

PTA Dilatation Catheter (OTW)



0.014" (0.36 mm)

8 atm (811 kPa)

P (atm) (kPa)	
6	611
10	1013
12	1216
14	1419
18	1824

0.059" (1.50 mm)

20 atm (2026 kPa)

4Fr.

TERUMO
Tercross™
3.0mm-150mm/150cm
REF: BD-T30150P4E
LOT: 141110

TERUMO
Tercross™
REF: BD-T30150P4E
LOT: 141110

BD-T30150P4E

LOT: 141110

g : 2017-10

TERUMO
Tercross™ | BD-T30150P4E 141110



TERUMO CORPORATION
4-1-1 CHUO, MAIBASHI, SAKAI 591-8503 JAPAN

UMC EUR
INDUSTRIAL
200, Boulevard de la République, 13000 Marseille, France

Фото 15 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T30150P4E – индивидуальная упаковка


Open here

CE 0197

TERUMO

Tercross™

3.0 ^Ø - 150 ^{<L>}
mm mm



0.014" (0.36 mm)

NP

8 atm (811 kPa)



0.059" (1.50 mm)

RBP

20 atm (2026 kPa)

P (atm)	(kPa)	Ø (mm)
6	608	2.94
8	811	3.00
10	1013	3.05
12	1216	3.08
14	1419	3.12
16	1621	3.15
18	1824	3.18
20	2026	3.22



STERILE EO



REF: BD-T30150P4E

LOT: 141110

EXP: 2017-10



TERUMO CORPORATION

TERUMO
Tercross™
3.0mm-150mm/100cm
REF: BD-T30150P4E
LOT: 141110

TERUMO
Tercross™
3.0mm-150mm/100cm
REF: BD-T30150P4E
LOT: 141110

TERUMO
Tercross™ REF: BD-T30150P4E LOT: 141110
0104987350719102(17)171000(10)141110

TERUMO EUROPE N.V.
WITTELDEWENHAAW 40, 3001 LUYK, BELGIUM
Ashtaka Regional Terumo Corporation
10, Shikhar Road, New Delhi, India

PTA Dilatation Catheter (OTW)
Cathéter de dilatação para PTA (OTW)
PTA-Dilatationskatheter (OTW)
Catèter de dilatació per ATP (OTW)
Cateter de dilatação para ATP (OTW)
Catèdre di dilatazione per PTA (OTW)
PTA Dilatationskatheter (OTW)
PTA dilatationskatheter (OTW)
PTA dilatationskatheter (OTW)
PTA dilatationskatheter (OTW)
PTA dilatationskatheter (OTW)
Katheteros dilataciójis PTA (OTW)
Дилатационный катетер ПТА (OTW)
Cewnik dylatacyjny do PTA (OTW)

Dilatáló katéter pro PTA (OTW)
PTA dilatációs katéter (OTW)

PTA dilatációs katéter (OTW)

PTA dilatációs katéter (OTW)

Kateter za dilatację PTA (OTW)

PTA dilatációs katéter (OTW)

Cateter de dilatare PTA (OTW)

PTA dilatációs katéter (OTW)

Дилатационный катетер для ЧТА (OTW)

Фото 16 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T30150P4E – внешняя картонная упаковка




Фото 17 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T40200Q4E – общий вид

TERUMO®

Tercross™

P (atm/ 気圧)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
圧力 (kPa)	405	507	608	709	811	912	1013	1115	1216	1317	1419	1520	1621	1723	1824	1925	2026
1.25	1.20	1.23	1.25	1.28	1.30	1.32	1.34	1.36	1.37	1.39	1.40						
1.5	1.43	1.47	1.50	1.53	1.56	1.59	1.61	1.63	1.66	1.68	1.70						
2.0	1.89	1.93	1.95	1.98	2.00	2.02	2.03	2.05	2.06	2.07	2.09	2.10	2.12	2.13	2.14	2.15	2.17
2.5	2.39	2.42	2.45	2.48	2.50	2.52	2.54	2.56	2.57	2.58	2.60	2.61	2.62	2.63	2.65	2.66	2.67
3.0	2.86	2.90	2.94	2.98	3.00	3.03	3.05	3.07	3.08	3.10	3.12	3.13	3.15	3.17	3.18	3.20	3.22
3.5	3.34	3.39	3.43	3.47	3.50	3.53	3.55	3.57	3.59	3.62	3.64	3.66	3.68	3.70	3.72		
4.0	3.81	3.87	3.92	3.97	4.00	4.03	4.07	4.10	4.12	4.14	4.17	4.20	4.23	4.25	4.28		



BD34M601-01

NP 規定圧力

RBP 定格破裂圧 (この圧力を超えないこと)

Фото 18 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T40200Q4E – трубка-держатель

TERUMO®

CE 0197

Tercross™

PTA Dilatation Catheter (OTW)

4.0 mm
 -200 (cm)

NP
 8atm(811kPa)

RBP
 18atm(1824kPa)

0.014" (0.36mm)

0.059" (1.50mm)

4Fr. Min IS

P (atm)	P (kPa)	Ø (mm)
6	608	3.92
8	811	4.00
10	1013	4.07
12	1216	4.12
14	1419	4.17
16	1621	4.23
18	1824	4.25

Tercross™
 4.0mm-200mm/148cm
 REF: BD-T40200Q4E
 LOT: 151113

Tercross™
 4.0mm-200mm/148cm
 REF: BD-T40200Q4E
 LOT: 151113

Tercross™ REF: BD-T40200Q4E LOT: 151113

(01)049873507 19560(17)181000(10)151113

REF: BD-T40200Q4E
 LOT: 151113
 : 2018-10

STERILE EO

TERUMO CORPORATION
 44-13 OHSU, NANTAGAWA, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-0272, JAPAN
 MADE IN JAPAN

TERUMO EUROPE N.V.
 ROTTERDAMSE LAAN 46, 3015 JEVEN, BELGIUM
 Ashika Factory of Terumo Corporation
 130, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan

Фото 19 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
 REF BD-T40200Q4E – индивидуальная упаковка


Open here

CE 0197

TERUMO

Tercross™

4.0 $\varnothing$ - 200 $\varnothing$ (mm)



0.014" (0.36 mm)

NP

8 atm (811 kPa)



0.059" (1.50 mm)

RBP

18 atm (1824 kPa)

P (atm)	P (kPa)	$\varnothing$ (mm)
6	608	3.92
8	811	4.00
10	1013	4.07
12	1216	4.12
14	1419	4.17
16	1621	4.23
18	1824	4.25



4 Fr. Min IS

STERILE EO



TERUMO

Tercross™

4.0mm-200mm/148cm

REF: BD-T40200Q4E

LOT: 151113

TERUMO

Tercross™

4.0mm-200mm/148cm

REF: BD-T40200Q4E

LOT: 151113

REF: BD-T40200Q4E

LOT: 151113

: 2018-10

TERUMO

Tercross™

4.0mm-200mm/148cm

REF: BD-T40200Q4E LOT: 151113



(01)04987350719560(17)181000(10)151113



Contents

TERUMO CORPORATION
44-1, 2-CHOME, HATAGAYA, SHIBUYA-KU, TOKYO 157-0072, JAPAN
MADE IN JAPAN

TERUMO EUROPE N.V.
INTERLEUVENLAAN 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM
Ashtaka Factory of Terumo Corporation
130, Matsugai-cho, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture, 818-0015, Japan

PTA Dilatation Catheter (OTW)
Cathéter de dilatation pour PTA (OTW)
PTA-Dilatationskatheter (OTW)
Catéter de dilatación para ATP (OTW)
Cateter de dilatação para ATP (OTW)
Catetere di dilatazione per PTA (OTW)
PTA Dilatatiekatheter (OTW)
PTA dilatationskatheter (OTW)
PTA dilatationskatheter (OTW)
PTA dilatationskatheter (OTW)
PTA dilatationskatheter (OTW)
PTA-laatjennuskatetri (OTW)
Καθετήρας Διλάτωσης PTA (OTW)
Дилатационный катетер ЧТА (OTW)
Cewnik dylatacyjny do PTA (OTW)
PTA Tágitó katéter (OTW)
Dilatační katétr pro PTA (OTW)
PTA dilatačný katéter (OTW)
PTA Dilatasyon Kateteri (OTW)
PTA dilatatsiooni kateter (OTW)
PTA dilatācijas katetrs (OTW)
PTA Išplėtimo kateteris (OTW)
Kateter za dilataciju PTA (OTW)
PTA dilatacioni kateter (OTW)
Cateter de dilatare PTA (OTW)
PTA дилатационен катетър (OTW)
Дилатационный катетер для ЧТА (OTW)

Фото 20 – Катетер Tercross дилатационный для ЧТА (OTW),
REF BD-T40200Q4E – внешняя картонная упаковка

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

