






**Трубка полимерная медицинская полиэтиленовая
рентгеноконтрастная ТПМ-Эр**

Трубка полимерная медицинская полипропиленовая ТПМ-П



A photograph of a coiled white medical polyurethane tube, likely for contrast imaging. The tube is laid out in a large circle on a dark, textured surface. A small, rectangular, light-colored tag is attached to the coil with a thin white thread. The tube has a slightly ribbed or corrugated appearance. At the top of the image, a small metal fastener or clip is visible, holding the tube in place.


**Трубка полимерная медицинская полиуретановая
рентгеноконтрастная ТПМ-Ур**




Трубка полимерная медицинская полиуретановая ТИМ-У

5

Трубка полимерная медицинская поливинилхлоридная ТПМ-Х





Трубка полимерная медицинская полиэтиленовая ТПМ-Э

Прошнуровано и пронумеровано

Всего *6* (*шесть*) листов

Генеральный директор АО «МедСил»

Зиненко Д.Ю.



Трубка полимерная медицинская -
ТУ 9398-041-18037666-2008

Этикетка

Трубка полимерная медицинская полиуретановая ТПМ-У наружного диаметра _____ мм, внутреннего _____ мм. Перед применением необходима стерилизация химическим методом по МУ 287-113. Должны быть приняты меры защиты трубок от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями. При работе с трубками не следует подвергать их кручениям и случайным изгибам, приводящим к остаточной деформации. Транспортировать при температуре от минус 10 до +40°C и относительной влажности воздуха до 98%. Хранить на стеллажах в первичной упаковке при температуре от минус 10 до + 25°C и относительной влажности воздуха до 80%, защищенными от прямого солнечного излучения. Не допускается хранить трубки вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с щелочами, кислотами, маслами, бензином и др. органическими соединениями. Гарантийный срок годности трубок 5 лет с даты изготовления. Утилизация производится по СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса Б.

Сведения о приемке

Трубка марки ТПМ-У-_____ соответствует ТУ 9398-041-18037666-2008

Количество _____ м _____ бухт

Дата изготовления: _____ ОТК _____

Регистрационный № ФСР 2008/03909 от 05.07.2016г.
Изготовитель: АО «МедСил», Россия, 141018, г. Мытищи, МО,
Новомытищинский пр-т, д. 41А. Тел/факс (495) 583 36 62
Место производства: Россия, 141336, МО, Сергиево-Посадский р-н,
пос. Реммаш, ул. Институтская, д.24

Трубка полимерная медицинская -
ТУ 9398-041-18037666-2008

Этикетка

Трубка полимерная медицинская полипропиленовая ТПМ-П наружного диаметра _____ мм, внутреннего _____ мм. Перед применением необходима стерилизация химическим методом по МУ 287-113. Должны быть приняты меры защиты трубок от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями. При работе с трубками не следует подвергать их кручениям и случайным изгибам, приводящим к остаточной деформации. Транспортировать при температуре от минус 10 до +40°C и относительной влажности воздуха до 98%. Хранить на стеллажах в первичной упаковке при температуре от минус 10 до + 25°C и относительной влажности воздуха до 80%, защищенными от прямого солнечного излучения. Не допускается хранить трубки вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с щелочами, кислотами, маслами, бензином и др. органическими соединениями.

Гарантийный срок годности трубок 5 лет с даты изготовления. Утилизация производится по СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса Б.

Сведения о приемке

Трубка марки ТПМ-П-_____ соответствует ТУ 9398-041-18037666-2008

Количество _____ м _____ бухт

Дата изготовления: _____ ОТК

Регистрационный № ФСР 2008/03909 от 05.07.2016г.

Изготовитель: АО «МедСил», Россия, 141018, г. Мытищи, МО, Новомытищинский пр-т, д. 41А. Тел/факс (495) 583 36 62

Место производства: Россия, 141336, МО, Сергиево-Посадский р-н, пос. Реммаш, ул. Институтская, д.24

Трубка полимерная медицинская -
ТУ 9398-041-18037666-2008

Этикетка

Трубка полимерная медицинская полиэтиленовая рентгеноконтрастная
ТПМ-Эр наружного диаметра _____ мм, внутреннего _____ мм.

Перед применением необходима стерилизация химическим методом по МУ 287-113. Должны быть приняты меры защиты трубок от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями. При работе с трубками не следует подвергать их кручениям и случайным изгибам, приводящим к остаточной деформации. Транспортировать при температуре от минус 10 до +40°C и относительной влажности воздуха до 98%. Хранить на стеллажах в первичной упаковке при температуре от минус 10 до +25°C и относительной влажности воздуха до 80%, защищенными от прямого солнечного излучения. Не допускается хранить трубки вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с щелочами, кислотами, маслами, бензином и др. органическими соединениями.

Гарантийный срок годности трубок 5 лет с даты изготовления.
Утилизация производится по СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса Б.

Сведения о приемке

Трубка марки ТПМ-Эр- _____ соответствует ТУ 9398-041-18037666-2008

Количество _____ м _____ бухт

Дата изготовления: _____ ОТК _____

Регистрационный № ФСР 2008/03909 от 05.07.2016г.

Изготовитель: АО «МедСил», Россия, 141018, г. Мытищи, МО,
Новомытищинский пр-т, д. 41А. Тел/факс (495) 583 36 62

Место производства: Россия, 141336, МО, Сергиево-Посадский р-н, пос.
Реммаш, ул. Институтская, д.24

Трубка полимерная медицинская -
ТУ 9398-041-18037666-2008

Этикетка

Трубка полимерная медицинская полиуретановая рентгеноконтрастная
ТПМ-Ур наружного диаметра _____ мм, внутреннего _____ мм.

Перед применением необходима стерилизация химическим методом по МУ 287-113. Должны быть приняты меры защиты трубок от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями. При работе с трубками не следует подвергать их кручениям и случайным изгибам, приводящим к остаточной деформации. Транспортировать при температуре от минус 10 до +40°C и относительной влажности воздуха до 98%. Хранить на стеллажах в первичной упаковке при температуре от минус 10 до +25°C и относительной влажности воздуха до 80%, защищенными от прямого солнечного излучения. Не допускается хранить трубки вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с щелочами, кислотами, маслами, бензином и др. органическими соединениями.

Гарантийный срок годности трубок 5 лет с даты изготовления.
Утилизация производится по СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса Б.

Сведения о приемке

Трубка марки ТПМ-Ур-_____ соответствует ТУ 9398-041-18037666-2008

Количество _____ м _____ бухт

Дата изготовления: _____ ОТК

Регистрационный № ФСР 2008/03909 от 05.07.2016г.

Изготовитель: АО «МедСил», Россия, 141018, г. Мытищи, МО,
Новомытищинский пр-т, д. 41А. Тел/факс (495) 583 36 62

Место производства: Россия, 141336, МО, Сергиево-Посадский р-н, пос.
Реммаш, ул. Институтская, д.24

Трубка полимерная медицинская -
ТУ 9398-041-18037666-2008

Этикетка

Трубка полимерная медицинская поливинилхлоридная ТПМ-Х наружного диаметра _____ мм, внутреннего _____ мм. Перед применением необходима стерилизация химическим методом по МУ 287-113. Должны быть приняты меры защиты трубок от прокалывающих и порезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями. При работе с трубками не следует подвергать их кручениям и случайным изгибам, приводящим к остаточной деформации. Транспортировать при температуре от минус 10 до +40°C и относительной влажности воздуха до 98%. Хранить на стеллажах в первичной упаковке при температуре от минус 10 до + 25°C и относительной влажности воздуха до 80%, защищенными от прямого солнечного излучения. Не допускается хранить трубки вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с щелочами, кислотами, маслами, бензином и др. органическими соединениями.

Гарантийный срок годности трубок 5 лет с даты изготовления. Утилизация производится по СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса Б.

Сведения о приемке

Трубка марки ТПМ-Х- _____ соответствует ТУ 9398-041-18037666-2008

Количество _____ м _____ бухт

Дата изготовления: _____ ОТК _____

Регистрационный № ФСР 2008/03909 от 05.07.2016г.

Изготовитель: АО «МедСил», Россия, 141018, г. Мытищи, МО, Новомытищинский пр-т, д. 41А. Тел/факс (495) 583 36 62

Место производства: Россия, 141336, МО, Сергиево-Посадский р-н, пос. Реммаш, ул. Институтская, д.24

Трубка полимерная медицинская -
ТУ 9398-041-18037666-2008

Этикетка

Трубка полимерная медицинская полиэтиленовая ТПМ-Э наружного диаметра _____ мм, внутреннего _____ мм. Перед применением необходима стерилизация химическим методом по МУ 287-113. Должны быть приняты меры защиты трубок от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями. При работе с трубками не следует подвергать их кручениям и случайным изгибам, приводящим к остаточной деформации. Транспортировать при температуре от минус 10 до +40°C и относительной влажности воздуха до 98%. Хранить на стеллажах в первичной упаковке при температуре от минус 10 до + 25°C и относительной влажности воздуха до 80%, защищенными от прямого солнечного излучения. Не допускается хранить трубки вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с щелочами, кислотами, маслами, бензином и др. органическими соединениями. Гарантийный срок годности трубок 5 лет с даты изготовления. Утилизация производится по СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса Б.

Сведения о приемке

Трубка марки ТПМ-Э _____ соответствует ТУ 9398-041-18037666-2008

Количество _____ м _____ бухт

Дата изготовления: _____

ОТК _____

Регистрационный № ФСР 2008/03909 от 05.07.2016г.

Изготовитель: АО «МедСил», Россия, 141018, г. Мытищи, МО, Новомытишинский пр-т, д. 41А. Тел/факс (495) 583 36 62

Место производства: Россия, 141336, МО, Сергиево-Посадский р-н, пос. Реммаш, ул. Институтская, д.24

Прошнуровано и пронумеровано

Всего 4 (*четыре*) листов

Генеральный директор АО «МедСил»

Зиненко Д.Ю.

