


УТВЕРЖДАЮ

Зам.генерального директора
ЗАО «МедСил»



А.В.Горшков
« 1 » 06 2005 г.

ЗОНДЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ЗПВ -«МЕДСИЛ»

Этикетка

Ведущий инженер ЗАО «МедСил»


Н.В.Широкова
« 1 » 06 2005 г.


Зеленчук В.Н. Зеленчук

Зонды предназначены для применения в хирургических отделениях клиник и больниц для лечения различных контингентов больных при неотложных состояниях и хронических заболеваниях.

Зонды изготавливаются из поливинилхлоридного пластика гранулированного медицинского ПМЭ-40.

Зонды выпускаются следующих исполнений: ЗПВн, ЗПВу, ЗПВо с номерами по шкале Шарьера: 7,8,9,12,14,15,16,18,20,21,22,24,27,30,33,36.

Длина зондов:

- ЗПВн – от 400 до 2000 мм;
- ЗПВу – от 1500 до 3000 мм;
- ЗПВо – от 300 до 500 мм.

Стерилизация зондов производится 6% раствором перекиси водорода по МУ 287-113.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:
Зонд одного исполнения – 1 шт;
Этикетка – 1 экз.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование производится при температуре не ниже минус 10 °С и не выше плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 100 %.

Хранение производится в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре не ниже минус 10 °С и не выше плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 98 %.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При работе с зондами не следует подвергать их кручениям и случайным изгибам, приводящим к остаточной деформации.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Зонды соответствуют требованиям ТУ 9398-033-18037666-2005 и признаны годными для эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности 3 года с даты изготовления.

Пронумеровано
и прошнуровано 2 листа

Генеральный директор
ЗАО «МедСил»
В.Ю.Зиненко

