

Фотографические изображения медицинского изделия

Пластмасса для базисов протезов Фторакс

Варианты исполнения:

- Пластмасса для базисов протезов Фторакс.
- Пластмасса для базисов протезов Фторакс (с прожилками).














Πорошок

Предназначена для изготовления
базисов съемных зубных протезов.

Комплектность:

- порошок — 300 г;
- жидкость — 150 г;
- инструкция по применению — 1 экз.



ТУ У 24.4-00481318-029-2003

ПУ № ФСЗ 2007/01037
от 22.11.2016 г.



PAP 21



АО "Стома"
Украина, г. Харьков,
ул. Ныотона, 3



ПРЕДНАЗНАЧЕНА
НА ПОДГОТОВКУ
ОСНОВНИХ
ПРОТЕЗОВ

ПЛАСТМАССА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ДЛЯ БАЗИСОВ ПРОТЕЗОВ
ФТОРАКС

(с прожиганием)



Макет маркировки

Наименование изделия

Комплектность: . . .

РУ № . . . от . . .

Наименование предприятия-изготовителя и знак для товаров и услуг
ТУ У . . .

Информация об изделии



АО «Стома»
Украина, г. Харьков
ул. Ньютона, 3

Уполномоченный представитель на территории РФ: наименование, адрес,
телефон, e-mail

Штрих-код



ПРОШЕТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
«10» (сентябрь) ЛЕТА/ОБ