

ОКП 93 9814

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Спецмедтехника»



А.В. Миляев

2017 г.

КОМПЛЕКТ
СРЕДСТВА ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ
КСП

Паспорт

СМАН.050.000.000.000 ПС

2017 г.

Перед. примен

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № докл.

Взам. инд. №

Подп. и Дата

Инд. № Подл.

Содержание

1 Основные сведения об изделии	3
2 Основные технические данные	6
3 Комплектность	7
4 Свидетельство о приемке	9
5 Свидетельство о консервации	10
6 Свидетельство об упаковывании	11
7 Гарантии изготовителя	12
8 Утилизация	13
9 Транспортирование и хранение	13
10 Ремонт и техническое обслуживание	13

СМАН.050.000.000.000 ПС

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Таскин А.В.		
Проб.		Куриной Е.Д.		
Н. контр.		Голиценко А.В.		
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU				

Комплект средства перевязочные
КСП
Паспорт

Лит.	Лист	Листов
А	2	14
ООО "Спецмедтехника"		

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Комплект средства перевязочные КСП (далее комплект КСП) предназначен для обеспечения перевязочными средствами медицинских пунктов воинских частей, медицинских рот бригад, отдельных медицинских батальонов дивизий, отдельных медицинских отрядов соединений ВДВ, медицинских отрядов специального назначения, отдельных медицинских отрядов, военных санитарных поездов, отрядов заготовки и переработки крови, военных полевых госпиталей, кораблей и судов ВМФ.

Комплект КСП рассчитан на 100 раненых.

Комплект КСП обеспечивает наложение повязок на рану и ожоговую поверхность; временную остановку артериального кровотечения, в том числе массивного; кратковременную иммобилизацию конечностей, подбинтовывание повязок и фиксацию шин; наложение компрессов.

Область применения – весь спектр общевойсковых подразделений и подразделений ВДВ, ВВС, ВМФ и ВВ.

Назначение медицинских изделий, входящих в состав комплекта КСП согласно таблице 1.

Таблица 1.

Наименование медицинского изделия	Назначение медицинского изделия
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7 м×14 см	Предназначен для наложения мягких повязок, предупреждения инфицирования раны, наложения мягких и давящих повязок, иммобилизации конечностей при переломах
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м ×14 см	Предназначен для наложения мягких повязок, предупреждения инфицирования раны, наложения мягких и давящих повязок, иммобилизации конечностей при переломах
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 м×10 см	Предназначен для наложения мягких повязок, предупреждения инфицирования раны, наложения мягких и давящих повязок, иммобилизации конечностей при переломах
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м×10 см	Предназначен для наложения мягких повязок, предупреждения инфицирования раны, наложения мягких и давящих повязок, иммобилизации конечностей при переломах

Бинт эластичный трубчатый медицинский типа «Ретеласт» № 2 (для стопы)	Предназначен для быстрой и надежной фиксации повязок и турунд на травмированных участках
Бинт эластичный трубчатый медицинский типа «Ретеласт» № 4, 40 мм (для коленного сустава), в бобине 1 кг, в упаковке	Предназначен для быстрой и надежной фиксации повязок и турунд на травмированных участках
Бинт эластичный трубчатый медицинский типа «Ретеласт» № 6, 80 мм (для локтевого и плечевого сустава), в бобине 1 кг	Предназначен для быстрой и надежной фиксации повязок и турунд на травмированных участках
Бинт эластичный трубчатый медицинский типа «Ретеласт» № 7, 95 мм (для головы), в бобине 1 кг	Предназначен для быстрой и надежной фиксации повязок и турунд на травмированных участках
Вата медицинская нестерильная по 0,25 кг	Предназначена для тампонирования ран, изготовления ватно-марлевых повязок, ватных шариков, турунд
Вата медицинская гигроскопическая хирургическая расфасованная в стерильной упаковке	Предназначена для тампонирования ран, изготовления ватно-марлевых повязок, ватных шариков, турунд
Косынка медицинская перевязочная 155×80 см (треугольная)	Предназначена для удержания перевязочного материала или для фиксирования поврежденной конечности
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 1 см	Предназначен для закрепления хирургических повязок, покрытия небольших повреждений кожи
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 5 см	Предназначен для закрепления хирургических повязок, покрытия небольших повреждений кожи
Марля медицинская гигроскопическая	Предназначена для изготовления перевязочных средств и остановки кровотечений.
Повязка медицинская большая стерильная	Предназначены для быстрой перевязки ран и ожогов, предупреждения инфицирования раны
Повязка медицинская малая стерильная	Предназначены для быстрой перевязки ран и ожогов, предупреждения инфицирования раны
Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные размер 29×45 см, в пачке 10 штук (большие)	Предназначены для использования в качестве готовых операционно-перевязочных средств, для наложения повязок, осушения ран, при перевязках и операциях, для тампонады с целью остановки кровотечения и дренирования, закрепления перевязочного материала, давления на какую-нибудь часть тела (в основном, для остановки кровотечения), предупреждения отека тканей или удержания конечности либо иной части тела в неподвижном состоянии, а также для защиты раны или измененной поверхности кожи от воздействия внешней среды

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Полная комплектность указана в паспорте п. 3. Весь комплект укладывается в один короб картонный усиленный, тип 1.

2.2 Масса одного укладочного места с вложениями должна быть, кг, не более – 45.

2.3 Габаритные размеры укладочного места должны быть (ширина × высота × длина), мм, не более – 320x550x1350.

ГОСТ 15.001-2001
ГОСТ 15.002-2001
ГОСТ 15.003-2001
ГОСТ 15.004-2001
ГОСТ 15.005-2001
ГОСТ 15.006-2001
ГОСТ 15.007-2001
ГОСТ 15.008-2001
ГОСТ 15.009-2001
ГОСТ 15.010-2001
ГОСТ 15.011-2001
ГОСТ 15.012-2001
ГОСТ 15.013-2001
ГОСТ 15.014-2001
ГОСТ 15.015-2001
ГОСТ 15.016-2001
ГОСТ 15.017-2001
ГОСТ 15.018-2001
ГОСТ 15.019-2001
ГОСТ 15.020-2001
ГОСТ 15.021-2001
ГОСТ 15.022-2001
ГОСТ 15.023-2001
ГОСТ 15.024-2001
ГОСТ 15.025-2001
ГОСТ 15.026-2001
ГОСТ 15.027-2001
ГОСТ 15.028-2001
ГОСТ 15.029-2001
ГОСТ 15.030-2001
ГОСТ 15.031-2001
ГОСТ 15.032-2001
ГОСТ 15.033-2001
ГОСТ 15.034-2001
ГОСТ 15.035-2001
ГОСТ 15.036-2001
ГОСТ 15.037-2001
ГОСТ 15.038-2001
ГОСТ 15.039-2001
ГОСТ 15.040-2001
ГОСТ 15.041-2001
ГОСТ 15.042-2001
ГОСТ 15.043-2001
ГОСТ 15.044-2001
ГОСТ 15.045-2001
ГОСТ 15.046-2001
ГОСТ 15.047-2001
ГОСТ 15.048-2001
ГОСТ 15.049-2001
ГОСТ 15.050-2001
ГОСТ 15.051-2001
ГОСТ 15.052-2001
ГОСТ 15.053-2001
ГОСТ 15.054-2001
ГОСТ 15.055-2001
ГОСТ 15.056-2001
ГОСТ 15.057-2001
ГОСТ 15.058-2001
ГОСТ 15.059-2001
ГОСТ 15.060-2001
ГОСТ 15.061-2001
ГОСТ 15.062-2001
ГОСТ 15.063-2001
ГОСТ 15.064-2001
ГОСТ 15.065-2001
ГОСТ 15.066-2001
ГОСТ 15.067-2001
ГОСТ 15.068-2001
ГОСТ 15.069-2001
ГОСТ 15.070-2001
ГОСТ 15.071-2001
ГОСТ 15.072-2001
ГОСТ 15.073-2001
ГОСТ 15.074-2001
ГОСТ 15.075-2001
ГОСТ 15.076-2001
ГОСТ 15.077-2001
ГОСТ 15.078-2001
ГОСТ 15.079-2001
ГОСТ 15.080-2001
ГОСТ 15.081-2001
ГОСТ 15.082-2001
ГОСТ 15.083-2001
ГОСТ 15.084-2001
ГОСТ 15.085-2001
ГОСТ 15.086-2001
ГОСТ 15.087-2001
ГОСТ 15.088-2001
ГОСТ 15.089-2001
ГОСТ 15.090-2001
ГОСТ 15.091-2001
ГОСТ 15.092-2001
ГОСТ 15.093-2001
ГОСТ 15.094-2001
ГОСТ 15.095-2001
ГОСТ 15.096-2001
ГОСТ 15.097-2001
ГОСТ 15.098-2001
ГОСТ 15.099-2001
ГОСТ 15.100-2001

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки изделия комплект средства перевязочные КСП
указан в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Единицы измерения	Количество
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7 м×14 см	шт.	100
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м ×14 см	шт.	100
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 м×10 см	шт.	300
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м×10 см	шт.	100
Бинт эластичный трубчатый медицинский типа «Ретеласт» № 2 (для стопы)	кг	0,2
Бинт эластичный трубчатый медицинский типа «Ретеласт» № 4, 40 мм (для коленного сустава), в бобине 1 кг, в упаковке	кг	0,2
Бинт эластичный трубчатый медицинский типа «Ретеласт» № 6, 80 мм (для локтевого и плечевого сустава), в бобине 1 кг	кг	0,2
Бинт эластичный трубчатый медицинский типа «Ретеласт» № 7, 95 мм (для головы), в бобине 1 кг	кг	0,2
Вата медицинская нестерильная по 0,25 кг	кг	2
Вата медицинская гигроскопическая хирургическая расфасованная в стерильной упаковке	кг	2
Косынка медицинская перевязочная 155×80 см (треугольная)	шт.	20
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 1 см	шт.	10
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 5 см	шт.	15
Марля медицинская гигроскопическая	м	100
Повязка медицинская большая стерильная	шт.	30
Повязка медицинская малая стерильная	шт.	50

Наименование	Единицы измерения	Количество
Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные размер 29х45 см, в пачке 10 штук (большие)	шт.	50
Салфетки марлевые медицинские стерильные размер 16х14 см, в пачке 20 штук (малые)	шт.	50
Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами «Лиоксазин-СП», салфетка 24,0 х 24,0 см в упаковке	упак.	50
Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами «Лиоксазин-Гель», 30 г в упаковке	упак.	30
Средство перевязочное гемостатическое «Гемостоп», стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г в упаковке	упак.	50
Паспорт	шт.	1
Короб картонный усиленный, тип 1	шт.	1
Транспортная тара 1/1*	шт.	1

Примечание.

* - По согласованию с Заказчиком может не поставляться.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект средства перевязочные КСП, заводской номер _____, изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП

личная подпись

(оттиск личного клейма)

расшифровка подписи

год, месяц, число

Представитель заказчика

МП

личная подпись

(оттиск личного клейма)

расшифровка подписи

год, месяц, число

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Комплект средства перевязочные КСП, заводской номер _____, подвергнут консервации согласно требованиям действующей технической документации.

Консервацию произвел _____

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Консервант - технический силикагель в изолированном объеме упаковки.

Срок защиты при условии хранения 1 по ГОСТ 15150-69 – три года.

Комплект после консервации принял

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Комплект средства перевязочные КСП, заводской номер _____, упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____

личная подпись расшифровка подписи

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

Комплект после упаковывания принял

личная подпись

расшифровка подписи

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие комплекта КСП требованиям действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации комплекта КСП – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7.3 Гарантийный срок хранения комплекта КСП – 6 месяцев с момента продажи.

П р и м е ч а н и е – Гарантийные сроки эксплуатации и хранения покупных изделий - в соответствии с документацией на эти изделия.

год, и дата
инв. № докум
год, и дата
инв. № докум
год, и дата
инв. № докум

инв. № докум

8 УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складировуют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

8.2 Транспортные единицы вышедшие из строя, разбирают и утилизируют как отходы класса А, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортирование в транспортной таре может производиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, установленными для каждого вида транспорта, кроме морского транспорта, без ограничения расстояния в соответствии с ГОСТ 15150 условия 1 (ГОСТ В 27764 группа 1 исполнения УХЛ 4), но при температурах от 5°С до 40°С, по ГОСТ 15150.

9.2 Комплекты должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе паров веществ, вызывающих коррозию.

10 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 Ремонту и техническому обслуживанию не подлежат.

Подп. и дата	
Изм. № докум.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Изм. № подл.	

Лист регистрации изменений

[illegible]

14 (зетов.наг.исд/76) листов(а)

Директор ООО «Спецмедтехника»

Миляев А.В.

