

ОКП 93 9814

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Спецмедтехника»



А.В. Миляев

2017 г.

КОМПЛЕКТ
ШИНЫ ТРАНСПОРТНЫЕ
КШТ

Паспорт

СМАН.051:000.000.000 ПС

2017 г.

Перед. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № Подл.

Содержание

1 Основные сведения об изделии	3
2 Основные технические данные	5
3 Комплектность	6
4 Свидетельство о приемке	7
5 Свидетельство о консервации	8
6 Свидетельство об упаковывании	9
7 Гарантии изготовителя	10
8 Схема размещения вложений	11
9 Утилизация	12
10 Транспортирование и хранение	12
11 Ремонт и техническое обслуживание	12

СМАН.051.000.000.000 ПС

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб		Таскин А.В.		
Проб.		Куриной Е.Д.		
Н. контр.		Голыенко А.В.		

Комплект шины транспортные
КШТ
Паспорт

Лит.	Лист	Листов
А	2	13
ООО "Спецмедтехника"		

Таблица 1.

Наименование медицинского изделия	Назначение медицинского изделия
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м ×14 см	Предназначен для наложения мягких повязок, предупреждения инфицирования раны, наложения мягких и давящих повязок, иммобилизации конечностей при переломах
Бинт эластичный трубчатый медицинский типа «Ретеласт» № 7, 95 мм (для головы), в бобине 1 кг	Предназначен для быстрой и надежной фиксации повязок и турунд на травмированных участках
Вата медицинская нестерильная по 0,25 кг	Предназначена для тампонирования ран, изготовления ватно-марлевых повязок, ватных шариков, турунд
Косынка медицинская перевязочная 155×80 см (треугольная)	Предназначена для удержания перевязочного материала или для фиксирования поврежденной конечности
Комплект для иммобилизации шейного отдела позвоночника	Предназначен для иммобилизации шейного отдела позвоночника при оказании экстренной помощи на догоспитальном этапе при транспортировке пострадавшего
Шина транспортная для иммобилизации нижних конечностей Дитерихса (модернизированная)	Предназначена для предотвращения дальнейшего смещения костных отломков, уменьшения болевого синдрома и профилактики травматического шока, вторичных повреждений тканей, вторичных кровотечений, инфекционных осложнений ран, создание возможностей для транспортировки пострадавшего
Шина транспортная лестничная	Предназначен для иммобилизации верхних и нижних конечностей в процессе транспортировки.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Полная комплектность указана в паспорте п. 3. Весь комплект укладывается в 3 (три) короба картонных усиленных, тип 1.

2.2 Масса одного укладочного места с вложениями должна быть, кг, не более – 45.

2.3 Габаритные размеры укладочного места должны быть (ширина × высота × длина), мм, не более – 320x550x1350;

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки комплекта КШТ приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Единицы измерения	Количество
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м ×14 см	шт.	120
Бинт эластичный трубчатый медицинский типа «Ретеласт» № 7, 95 мм (для головы), в бобине 1 кг	кг	0,05
Вата медицинская нестерильная по 0,25 кг	кг	2
Косынка медицинская перевязочная 155×80 см (треугольная)	шт.	10
Комплект для иммобилизации шейного отдела позвоночника	шт.	3
Шина транспортная для иммобилизации нижних конечностей Дитерихса (модернизированная)	шт.	20
Шина транспортная лестничная	комп.	40
Паспорт	шт.	1
Короб картонный усиленный, тип 1	шт.	1
Транспортная тара 1/3*	шт.	1
Транспортная тара 2/3*	шт.	1
Транспортная тара 3/3*	шт.	1

Примечание.

* - По согласованию с Заказчиком может не поставляться.

Подп. и дата
Инв. № дубл
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект шины транспортные КШТ, заводской номер _____, изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

(оттиск личного клейма)

год, месяц, число

Представитель заказчика

МП

личная подпись

расшифровка подписи

(оттиск личного клейма)

год, месяц, число

СМАН.051.0000.0000.000 ПС

Лист

7

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Комплект шины транспортные КШТ, заводской номер _____, подвергнут консервации согласно требованиям действующей технической документации.

Консервацию произвел _____

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Консервант - технический силикагель в изолированном объеме упаковки.

Срок защиты при условии хранения 1 по ГОСТ 15150-69 – три года.

Комплект после консервации принял

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

СМАН.051.000.000.000 ПС

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Комплект шины транспортные КШТ, заводской номер
_____, упакован согласно требованиям, предусмотренным в
действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Комплект после упаковывания принял

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Подп. и дата	Изм. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

СМАН.051.000.000.000 ПС

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие комплекта КШТ требованиям действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации комплекта КШТ – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7.3 Гарантийный срок хранения комплекта КШТ – 6 месяцев с момента продажи.

П р и м е ч а н и е – Гарантийные сроки эксплуатации и хранения покупных изделий - в соответствии с документацией на эти изделия.

8 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЛОЖЕНИЙ

8.1 Рекомендуемая схема укладки комплекта шины транспортные КШТ указана в таблице 3.

Таблица 3 Комплектность вложений в короба картонные усиленные, тип 1

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Номер короба
Шина транспортная лестничная	комп.	40	1/3
Паспорт	шт.	1	1/3
Шина транспортная для иммобилизации нижних конечностей Дитерихса (модернизированная)	шт.	10	2/3
Комплект для иммобилизации шейного отдела позвоночника	шт.	3	2/3
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м × 14 см	шт.	120	3/3
Бинт эластичный трубчатый медицинский типа «Ретеласт» № 7, 95 мм (для головы), в бобине 1 кг	кг	0,05	3/3
Вата медицинская нестерильная по 0,25 кг	кг	2	3/3
Косынка медицинская перевязочная 155×80 см (треугольная)	шт.	10	3/3
Шина транспортная для иммобилизации нижних конечностей Дитерихса (модернизированная)	шт.	10	3/3

9 УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складировуют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

9.2 Транспортные единицы, вышедшие из строя, разбирают и утилизируют как отходы класса А, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Транспортирование в транспортной таре может производиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, установленными для каждого вида транспорта, кроме морского транспорта, без ограничения расстояния в соответствии с ГОСТ 15150 условия 1 (ГОСТ В 27764 группа 1 исполнения УХЛ 4), но при температурах от 5°С до 40°С, по ГОСТ 15150.

10.2 Комплекты должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе паров веществ, вызывающих коррозию.

11 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1 Ремонту и техническому обслуживанию не подлежат.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Лист регистрации изменений

[illegible]

13 (Трансгидрат) ЛИСТОВ(а)

Директор ООО "Спецмедтехника"

Милос А.В.

