

**Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРСЭН - плюс»**

Адрес: 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19
Тел/факс (495)921-3532

СПРАВКА

об изделии медицинского назначения

**Изделия санитарно-гигиенические «БИОЛАСТИК»
по ТУ 9398-002-46842767-2012**

1. Наименование изделия:

Изделия санитарно-гигиенические «БИОЛАСТИК»
по ТУ 9398-002-46842767-2012

2 Описание изделия:

2.1 Код ОКП 93 9890

2.2. Назначение:

предназначенные для использования в качестве покрытий для мебели, в виде односторонних наматрасников, конвертов, чехлов, наволочек, пелёнок, также целевых подкладочных полотен.

Изделия предназначены для применения в учреждениях здравоохранения, социального профиля и детских учреждениях, в том числе: отделениях реанимации и интенсивной терапии, хирургии, гинекологии, педиатрии, родильных домах, хосписах и др. Изделия могут использоваться в амбулаторно-профилактических учреждениях (как съёмное покрытие смотровых коек), в интернатах, домах инвалидов и престарелых, в быту и др.

При изготовлении материала используется ионы серебра (агент микропористого полиуретана). В этом случае материал называется «БИОЛАСТИК сильвер».

3. Основные технические характеристики.

Изделия изготавливают из материалов типа "БИОЛАСТИК", состоящего из микропористого полиуретана (65%), производства Belgachem, Бельгия, на основе полиэфирных, полиамидных или хлопчатобумажных нитей (35%) производства Belgatex, Бельгия, или «БИОЛАСТИК сильвер», при изготовлении которого используются ионы серебра (агент микропористого полиуретана), производства Belgachem, Бельгия. Материалы, применяемые для изготовления изделий санитарно-профилактического назначения, должны быть допущены к применению министерством Здравоохранения и Социального развития РФ.

Для окрашивания материалов типа "БИОЛАСТИК" или «БИОЛАСТИК сильвер» используют пигменты и красители, производства Belgaverven, Бельгия, допущенные в установленном порядке для применения в изделиях медицинского назначения.

Толщина материала – не более 0,5 мм; масса 1 м² материала - 0,14-0,16 кг; цвет – белый или другой, по согласованию с заказчиком.

Размеры изделий санитарно-гигиенических соответствуют требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Основные размеры изделий санитарно-гигиенических

Виды изделий	Размеры	Предельные значения размеров
Односторонние наматрасники	Длина, м	1,0-2,5
	Ширина, м	0,4-2,0
	Высота, м	0,025-0,4
Конверты, чехлы	Длина, м	0,25-2,5
	Ширина, м	0,4-2,0
	Высота, м	0,025-0,4
Наволочки	Длина, м	0,2-1,0
	Ширина, м	0,2-1,0
Пелёнки	Длина, м	1,2-3,0
	Ширина, м	1,0-2,5
Целевые подкладочные полотна	Длина, м	80,0 ± 2,0
	Ширина, м	1,4-2,3

Смещение материала по торцу рулона допускается в пределах допуска по ширине материала (таблица 1).

По согласованию с заказчиком допускается изготавливать изделия других размеров.

Поверхность изделий санитарно-гигиенических не имеют трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий.

4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- изделие санитарно-гигиеническое;
- этикетка;
- упаковка;
- регистрационное удостоверение.

Генеральный директор
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

Д.А.Куршин





2 лст.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСЭН - плюс»

Адрес: 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19
Тел/факс (495)921-3532

СПРАВКА

**об изделии медицинского назначения
Изделия санитарно-гигиенические «БИОЛАСТИК»
по ТУ 9398-002-46842767-2012**

1.Наименование изделия:

**Изделия санитарно-гигиенические «БИОЛАСТИК»
по ТУ 9398-002-46842767-2012**

2 Описание изделия:

2.1 Код ОКП 93 9890

2.2. Назначение: для использования в отделениях лечебно-профилактических учреждений.

Изделия предназначены для применения в учреждениях здравоохранения, социального профиля и детских учреждениях, в том числе: отделениях реанимации и интенсивной терапии, хирургии, гинекологии, педиатрии, родильных домах, хосписах и др. Изделия могут использоваться в амбулаторно-профилактических учреждениях (как съемное покрытие смотровых коек), в интернатах, домах инвалидов и престарелых, в быту и др.

При изготовлении материала используется ионы серебра (агент микропористого полиуретана). В этом случае материал называется «БИОЛАСТИК серебря».

3.Основные технические характеристики.

Изделия изготавливают из материалов типа "БИОЛАСТИК", состоящего из микропористого полиуретана (65%), производства Belgachem, Бельгия, на основе полиэфирных, полиамидных или хлопчатобумажных нитей (35%) производства Belgatex, Бельгия, или «БИОЛАСТИК серебря», при изготовлении которого используются ионы серебра (агент микропористого полиуретана), производства Belgachem, Бельгия. Материалы, применяемые для изготовления изделий санитарно-профилактического назначения, должны быть допущены к применению министерством Здравоохранения и Социального развития РФ.

Для окрашивания материалов типа "БИОЛАСТИК" или «БИОЛАСТИК серебря» используют пигменты и красители, производства Belgavegven,

Бельгия, допущенные в установленном порядке для применения в изделиях медицинского назначения.

Толщина материала – не более 0,5 мм; масса 1 м² материала - 0,14-0,16 кг; цвет – белый или другой, по согласованию с заказчиком.

Размеры изделий санитарно-гигиенических соответствуют требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Основные размеры изделий санитарно-гигиенических

Виды изделий	Размеры	Предельные значения размеров
Односторонние накатрасники	Длина, м	1,0-2,5
	Ширина, м	0,4-2,0
	Высота, м	0,025-0,4
Конверты, чехлы	Длина, м	0,25-2,5
	Ширина, м	0,4-2,0
	Высота, м	0,025-0,4
Наволочки	Длина, м	0,2-1,0
	Ширина, м	0,2-1,0
Пелёнки	Длина, м	1,2-3,0
	Ширина, м	1,0-2,5
Целевые подкладочные полотна	Длина, м	80,0 ± 2,0
	Ширина, м	1,4-2,3

Смещение материала по торцу рулона допускается в пределах допуска по ширине материала (таблица 1).

По согласованию с заказчиком допускается изготавливать изделия других размеров.

Поверхность изделий санитарно-гигиенических не имеют трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий.

4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- изделие санитарно-гигиеническое;
- этикетка;
- упаковка;
- регистрационное удостоверение.



Генеральный директор
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

Д.А.Куршин

