

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «ПКФ Центр Моды
«Медстильсервис»



Д. Ю. Бурцев

**Костюмы медицинские хирургические женские
по ТУ 9398-002-46823190-2003**

Инструкция по применению

Назначение и область применения медицинского изделия

Костюмы медицинские хирургические женские (в дальнейшем – Костюм(ы)), предназначены для медицинского персонала лечебных учреждений.

Область применения – стационарные, амбулаторные и лечебно-профилактические медицинские учреждения.

Показания для применения медицинского изделия

Для ношения медицинским персоналом лечебных учреждений.

Противопоказания для применения медицинского изделия

Индивидуальная непереносимость компонентов ткани.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно данной инструкции – побочные действия отсутствуют.

Основные технические характеристики.

Костюм состоит из блузона и брюк. В зависимости от эксплуатации и конструкции костюмы изготавливаются двух типов:

Тип А – состоит из блузона с застежкой спереди и брюк, предназначен для медицинского персонала лечебных учреждений (рис.1).

Тип Б - состоит из блузона без застежки и брюк, предназначен для медицинского персонала хирургических отделений лечебных учреждений (рис.2)

В костюмах типа А блузон с центральной бортовой застёжкой. На полочках рельефы, нагрудный и боковые карманы. Спинка с рельефами, по линии талии - хлястики, скреплённые между собой пуговицей. Рукава втачные, длинные.

Брюки на притачном поясе, стянутом по линии талии лентой эластичной, на передних половинках карманы с отрезным бочком.

В костюмах типа Б перед блузона без застежки с V-образным вырезом, с двумя боковыми карманами и нагрудным карманом слева. В боковых швах - разрезы. Рукава втачные короткие.

Брюки на притачном поясе, стянутом по линии талии лентой эластичной, на правую заднюю половинку настрочен накладной карман.



Рис.1



Рис.2

Допускается изготавливать

Блузоны:

- с кокетками различной формы и размеров;
- с различными видами, размерами, количеством и местом расположения карманов или без них;
- с рукавами различного покроя и длины, со шлицами, с манжетами или без них, с различными видами регулировок внизу по обхвату руки, различными видами оформления низа рукавов;
- с различной формой воротника и без него;
- с различными рельефами, складками и отделочными строчками;
- со шлицами или разрезами в среднем шве спинки, боковых швах или рельефах;
- с различными видами застёжки переда или спинки;
- с различными видами хлястиков и без них;
- с различными видами отделок.

Брюки:

- различной длины;
- с различными видами и местом расположения карманов и без них;
- с различными видами застежек на поясе;
- с различными видами регулировок по линии талии и низу брюк;
- с гульфиком.

Размеры блузона и брюк соответствуют указанным в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Обозначение роста	Размер, см	
	Рост типовой фигуры человека	Интервал роста человека
2	146, 152	143,0-146,9
4	158, 164	155,0-160,9
6	170, 176	167,0-173,0

Таблица 2

Обозначение размера	Размер, см	
	Обхват груди типовой фигуры человека	Интервал обхвата груди человека
44	88	86,0-89,9
46	92	90,0-93,9
48	96	94,0-97,9
50	100	98,0-101,9
52	104	102,0-105,9
54	108	106,0-109,9
56	112	110,0-113,9
58	116	114,0-117,9
60	120	118,0-123,0

Измерения готовых изделий соответствуют указанным Приложению А к данной инструкции, таблица 3 и рис. 3, 4

Костюмы изготавливаются из ткани сорочечной или костюмной отбеленной и гладкокрашеной.

Порядок работы с изделием

1. Подобрать костюм необходимого типа и размера.
2. Надеть его на себя, застегнуть пуговицы (если имеются).

Уход за изделием

После носки Костюмы подлежат стирке в воде с добавлением дезинфицирующих антибактериальных средств для стирки. Температурный режим стирки от 40°C до 85°C, время стирки 20-40 минут в зависимости от загрязнения изделия, а так же, при необходимости, к дезинфекции методами согласно МУ-287-113. Сушка допускается в стиральной машине (режим сушки), а также на плечиках, сушилке для белья или бельевой веревке при комнатной температуре.

При необходимости, костюм отгладить.

Костюмы гарантировано выдерживают 50 обработок.

Комплектность

Костюм выпускаются в следующей комплектности:

- Блузон - 1 шт.
- Брюки - 1 шт.
- Этикетка (ярлык) - 1 шт.
- Потребительская упаковка (пакет) - 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 экз.

Маркировка

На этикетке (ярлыке), прикреплённой на изделие указано:

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак;
- координаты изготовителя;
- наименование изделия;
- обозначение технических условий;
- номер модели;
- размер, рост;
- дата изготовления.

Упаковка

Костюмы упакованы в пакет из полиэтилена, затем костюмы в потребительской упаковке уложены в коробки из гофрированного картона. Инструкция по применению уложена в пакет из полиэтиленовой пленки и вложена в транспортную тару (картонная коробка). Картонная коробка оклеена лентой полимерной с липким слоем (скотчем).

Транспортирование и хранение

Костюмы, упакованные в транспортную тару, транспортируются в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Рекомендуемая температура транспортирования от -50°C до +50°C.

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, от внутренних стен до изделий - не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделий - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м. Рекомендуемая температура хранения от +5°C до +40°C

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие костюмов требованиям ТУ 9398-001-46823190-2003 при соблюдении потребителями условий хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных настоящей инструкции по применению.

Гарантийный срок использования не менее 12 месяцев со дня отгрузки костюмов потребителю.

Костюм сохраняет свойства в течение всего срока использования (при соблюдении правил хранения и применения), а также после стирок и проведения дезинфекционной обработки, в соответствии с нормативно-технической документацией.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения

Утилизация производится в соответствии с инструкциями, утвержденными в медицинском учреждении и согласно правил и норматива СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса А.

Производитель медицинского изделия

Закрытое акционерное общество «Производственно-коммерческая фирма Центр Моды «Медстильсервис» (ЗАО «ПКФ Центр Моды «Медстильсервис»):

Адрес (место нахождения): Россия, 127566, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, корпус 2

E-mail: zakaz@msservic.ru

Тел. +7 (495) 646-34-71, 646-34-73

Костюмы соответствуют требованиям национальных стандартов: ГОСТ 31396-2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды; ГОСТ Р ИСО 10993-2 и серии ГОСТ ISO 10993 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».

Инструкция выпущена впервые (2018)

Измерения готовых изделий



Рис.3. Костюм. Тип А



Рис.4. Костюм. Тип Б

см

Таблица 3

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Обозначение роста	Рост типовой фигуры	ОБХВАТ ГРУДИ ТИПОВОЙ ФИГУРЫ										Допускаемое отклонение
				88	92	96	100	104	108	112	116	120		
				Обозначение размера										
				44	46	48	50	52	54	56	58	60		
	БЛУЗОН													
1	Длина спинки													
	Тип А	2	146-152	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	±1,0	
		4	158-164	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0		
		6	170-176	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0		
	Тип Б	2	146-152	65,0	66,0	66,0	66,0	67,0	67,0	67,0	68,0	68,0	±1,0	
		4	158-164	68,0	69,0	69,0	69,0	70,0	70,0	70,0	71,0	71,0		
6		170-176	71,0	72,0	72,0	72,0	73,0	73,0	73,0	74,0	74,0			
2	Ширина спинки в самом узком месте													
	Тип А	2-6	146-176	38,6	39,7	40,8	41,9	43,0	44,1	45,2	46,3	47,4	±0,5	
	Тип Б	2-6	146-176	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	±0,5	
3	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа													
	Тип А	2	146-152	78,7	79,2	79,7	80,2	80,7	81,2	81,7	82,2	82,7	±1,0	
		4	158-164	81,7	82,2	82,7	83,2	83,7	84,2	84,7	85,2	85,7		
		6	170-176	84,7	85,2	85,7	86,2	86,7	87,2	87,7	88,2	88,7		
	Тип Б	2	146-152	69,8	71,5	72,2	72,9	74,6	75,3	76,0	77,7	78,4	±1,0	
		4	158-164	72,8	74,5	75,2	75,9	77,6	78,3	79,0	80,7	81,4		
6		170-176	75,8	77,5	78,2	78,9	80,6	81,3	82,0	83,7	84,4			

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Обозначение роста	Рост типовой фигуры	ОБХВАТ ГРУДИ ТИПОВОЙ ФИГУРЫ										Допускаемое отклонение
				88	92	96	100	104	108	112	116	120		
				Обозначение размера										
				44	46	48	50	52	54	56	58	60		
4	Ширина полочки													
	Тип А	2-6	146-176	21,7	22,3	22,9	23,5	24,1	24,7	25,3	25,9	26,5	±0,5	
	Ширина переда													
	Тип Б	2-6	146-176	39,4	40,5	41,6	42,7	43,8	44,9	46,0	47,1	48,2	±0,5	
5	Ширина изделия на уровне глубины проймы													
	Тип А	2-6	146-176	54,1	56,1	58,1	60,1	62,1	64,1	66,1	68,1	70,1	±1,0	
	Тип Б	2-6	146-176	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	±1,0	
6	Длина рукава от высшей точки оката до низа													
	Тип А	2	146-152	55,5	55,7	55,9	56,1	56,3	56,5	56,7	56,9	57,1	±1,0	
		4	158-164	58,5	58,7	58,9	59,1	59,3	59,5	59,7	59,9	60,1		
		6	170-176	61,5	61,7	61,9	62,1	62,3	62,5	62,7	62,9	63,1		
	Тип Б	2	146-152	28,3	28,5	28,7	28,9	29,1	29,3	29,5	29,7	29,9	±1,0	
		4	158-164	30,3	30,5	30,7	30,9	31,1	31,3	31,5	31,7	31,9		
		6	170-176	30,3	30,5	30,7	30,9	31,1	31,3	31,5	31,7	31,9		
7	Ширина рукава пол проймой													
	Тип А	2-6	146-176	19,9	20,5	21,1	21,7	22,3	22,9	23,5	24,1	24,7	±0,5	
	Тип Б	2-6	146-176	20,9	21,7	22,5	23,3	24,1	24,9	25,7	26,5	27,3	±0,5	

см

Продолжение табл.3

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Обозначение роста	Рост типовой фигуры	ОБХВАТ ГРУДИ ТИПОВОЙ ФИГУРЫ										Допускаемое отклонение
				88	92	96	100	104	108	112	116	120		
				Обозначение размера										
				44	46	48	50	52	54	56	58	60		
	БРЮКИ													
1	Длина по боковому шву	2	146,152	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	98,0	98,0	98,0	98,0	±1,0	
		4	158,164	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	104,0	104,0	104,0	104,0		
		6	170,176	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5	110,0	110,0	110,0	110,0		
2	Длина по шаговому шву	2	146,152	70,0	69,5	69,0	68,5	68,0	67,5	67,0	66,5	66,0	±1,0	
		4	158,164	76,0	75,5	75,0	74,5	74,0	73,5	73,0	72,5	72,0		
		6	170,176	82,0	81,5	81,0	79,5	79,0	78,5	78,0	77,5	77,0		
3	Ширина на уровне среднего шва	1-6	146-176	31,3	32,5	33,7	34,9	36,1	37,3	38,5	39,7	40,9	±1,0	
4	Ширина брюк в талии (при стянутой ленте эластичной)	1-6	146-176	29,0	31,0	33,0	35,0	37,0	39,0	41,0	43,0	45,0	±1,0	
5	Ширина брюк внизу	1-6	146-176	19,4	20,0	30,6	21,2	21,8	22,4	23,0	23,6	24,2	±1,0	

Генеральный директор
ЗАО «Центр Моды
«Медстильсервис»

Д. Ю. Бурцев

Принято, пронумеровано,
скреплено печатью

листов