

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО»


Войцеховский А.В.



2020 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Электрокардиостимулятора имплантируемый часостно адаптивный
ресинхронизирующего типа ЭКС-660-CRT
по ДНКБ.941514.005ТУ
(см. Приложение)




Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный ресинхронизирующего типа ЭКС-660-CRT и отвертка тарированная (вид без упаковки)



МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:
ООО "ЭЛЕСТИМ-КАРДИО"
Россия, 117545, г. Москва,
Днепропетровский проезд,
д. 4А, стр. 1А

Внешний вид упаковки для хранения (коробки) с нанесенной маркировкой



Внешний вид упаковки для хранения (коробки) с нанесенной маркировкой

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИМПЛАНТИРУЕМЫЙ ЧАСТОТНО-АДАПТИВНЫЙ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕГО ТИПА ЭКС-660-CRT ПО ДНКБ.941514.005ТУ

Назначение изделия: лечение различных нарушений проводимости и ритма сердца путём его электрической стимуляции.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКС (37°C, 510Ω):

РЕЖИМ СТИМУЛЯЦИИ

DDD

ПОРЯДОК РЕСИНХРОНИЗАЦИИ

LV—RV

V-V ЗАДЕРЖКА



0...3 мс

СЕНСОР


ВЫКЛ

ЧАСТОТА СТИМУЛЯЦИИ




60 имп/мин

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ



A 0,9 мВ




RV 3,0 мВ

РЕАКЦИЯ НА ПЕРЕКРЕСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ







ВКЛ

АМПЛИТУДА, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СТИМУЛЯЦИИ A, RV и LV



A, RV 2,5 В; 0,4 мс
LV 4 В; 0,4 мс


СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

Россия, 125363, г. Москва,
ул. Аэродромная, д. 16
подвал, помещ. I, ком. 5
E-mail: info@elestim-cardio.ru
Сделано в России

РУ № _____



Упаковка для хранения (коробка). В открытом виде.



Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный ресинхронизирующего типа ЭКС-660-CRT. Упаковка для хранения (коробка).

Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный ресинхронизирующего типа ЭКС-660-CRT и отвертка тарированная в стерильной упаковке.

ЭКС-660-СРТ

SN 00036

19.07.2019

19.07.2021

5°C - 40°C

ДНКБ.941514.005ТУ

IPX7

Внутри

Нетоксично


STERILE EO

РУ №

Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный ресинхронизирующего типа ЭКС-660-СРТ и отвертка тарированная в стерильной упаковке. Этикетка на стерильной упаковке.



Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный ресинхронизирующего типа ЭКС-660-CRT и отвертка тарированная в стерильной упаковке в контейнере. Контейнер закрыт



Отвертка тарированная в отдельном пакете для газовой стерилизации. Пакет заварен.



Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный ресинхронизирующего типа ЭКС-660-CRT в отдельном пакете для газовой стерилизации. Пакет заварен

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на
(4 / одиннадцать) листах

Генеральный директор
ООО «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО»

Войцеховский А.Е.

