




**Фотографические изображения медицинского изделия
«Набор для витрификации ооцитов и эмбрионов,
в вариантах исполнения»**






1. Раствор уравнивающий ES, 1.0 мл;
2. Раствор витрификационный VS, 1.0 мл, 2 шт.;
3. Носитель для витрификации «Криотек», различных цветов (красный), 4 шт.;
4. Планшет витрификационный, 3 шт.;
5. Инструкция по применению.

Планшет витрификационный отдельно:





Набор «110» для витрификации ооцитов и эмбрионов, коробка открыта:



1. Раствор уравнивающий ES, 1.8 мл, 2 шт.;
2. Раствор витрификационный VS, 1.8 мл, 4 шт.;
3. Инструкция по применению.

Пронумеровано, пронумеровано

/ 6 / шесть

лист об

Генеральный директор

ООО "Интерген"

Готра М.Н.

