

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Медтроник»

Гиясунова Е.В.




Фотографические изображения

«Комплекты чрескожные, бедренные артериальные и венозные различных вариантов»

Производства:

«Медтроник Инк.», США

Medtronic Inc., USA, 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432, USA




Комплект чрескожный, бедренный артериальный Bio-Medicus, модель 96540-023, в составе: Канюля бедренная артериальная Bio-Medicus размер 7,7 мм, Интубатор канюли, Игла интубатора, калибр 18 Гейдж (1,02 мм), Расширитель сосудов, ступенчатый 2,7-3,3 мм, Расширитель сосудов, ступенчатый 4,0-4,7 мм, Направляющая проволока диаметром 0,097 см и длиной 100 см, Скальпель, лезвие № 11, Инструкция по эксплуатации.



Канюля бедренная артериальная Bio-Medicus размер 7,7 мм в составе Комплекта чрескожного, бедренного артериального Bio-Medicus, модель 96540-023



Интубатор канюли в составе Комплекта чрескожного, бедренного артериального Bio-Medicus, модель 96540-023



Направляющая проволока диаметром 0,097 см и длиной 100 см в составе Комплекта чрескожного, бедренного артериального Bio-Medicus, модель 96540-023



Medtronic

Manufactured by
Medtronic, Inc., Minneapolis, MN 55432-5004 USA

BIO-MEDICUS[®]

23 Fr. (7.7 mm) x 25 cm

REF 96540-023
Catalog Number

Percutaneous Kit, Arterial Femoral / Kit d'insertion percutanée de canules artérielles femorales /
Perkutanes Femoralkanulenset, Arterien-Femoralkanülen / Kit de cánulas percutáneas para la
arteria femoral / Arteriele femorale, percutane canuleset / Set per cannula percutanea, arteria
femorale / Perkutánt sett for femoralarterie / Perkutaaminen pakkkaus, reisivaltimo / Perkutánt set,
arteriell femoral / Διαδερμικό kit, μηριαία αρτηρία / Perkutansæt, femoralisarteriekanyle /
Zestaw do dostępu przezskórnego, do tętnicy udowej / Conjunto de cánulas percutáneas para a
arteria femoral / Perkutan Kit, Arteriyel Femoral / Perkutánni sada, Arteriální femorální / Perkután
szett, arteria femoralis kanüláláshoz / Чрескожный комплект, артериальный бедренный



Do Not
Reuse



Do Not
Reinsert



Caution, Consult
Accompanying Documents

USA Rx Only

STERILE EO

Sterilized Using Ethylene Oxide

HYDROGUN

Nonferromagnetic

Quantity: 1



2021-01-31
Use By

LOT
Lot Number

2017010398


M93423/A601 Rev 1.0

Contents / Contenu / Inhalt / Contenido / Inhoudsopgave / Sammanhold / Innhold / Sisältys / Innenhalt /
Περιεχόμενα / Pakkeen sisältö / Zawartość / Contenido / İçerikler / Obsah / Tartalom / Содержание




GUIDE WIRE


0.97 mm (0.038 in) x 150 cm (59 in)




#11 Blade



8/10 Fr




12/14 Fr




18 Gauge

M95426/A601 Rev 1.0


Маркировка на первичной упаковке Комплекта чрескожного, бедренного артериального Bio-Medicus, модель 96540-023




Комплект чрескожный, бедренный артериальный Bio-Medicus, модель 96530-115, в составе: Канюля бедренная артериальная Bio-Medicus размер 5,0 мм, Интубатор канюли, Гемостатический колпачок, Игла интубатора, калибр 18 Гейдж (1,02 мм), Расширитель сосудов, ступенчатый 2,7-3,3 мм, Расширитель сосудов, ступенчатый 4,0-4,7 мм, Направляющая проволока диаметром 0,097 см и длиной 100 см, Скальпель, лезвие № 11, Зажим для фиксации канюли,



Комплект чрескожный, бедренный артериальный Bio-Medicus, модель 96530-121, в составе: Канюля бедренная артериальная Bio-Medicus размер 7,0 мм, Интубатор канюли, Гемостатический колпачок, Игла интубатора, калибр 18 Гейдж (1.02 мм), Расширитель сосудов, ступенчатый 2,7-3,3 мм, Расширитель сосудов, ступенчатый 4,0-4,7 мм, Расширитель сосудов, ступенчатый 5,3-6,0 мм, Расширитель сосудов, 7,0 мм, Направляющая проволока диаметром 0,097 см, лезвие № 11, Зажим для фиксации канюли, Инструкция по эксплуатации. Распространяется на Комплект чрескожный, бедренный артериальный Bio-Medicus, модель 96530-123




Канюля бедренная артериальная Bio-Medicus размер 7,7 мм в составе Комплекта чрескожного, бедренного артериального Bio-Medicus, модель 96530-123.
Распространяется на Комплект чрескожный, бедренный артериальный Bio-Medicus, модель 96530-115, модель 96530-117, модель 96530-119, модель 96530-121



Интубатор канюли с гемостатическим колпачком в составе Комплекта чрескожного, бедренного артериального Bio-Medicus, модель 96530-123.

Распространяется на Комплект чрескожный, бедренный артериальный Bio-Medicus, модель 96530-115, модель 96530-117, модель 96530-119, модель 96530-121



Направляющая проволока диаметром 0,097 см и длиной 100 см в составе Комплекта чрескожного, бедренного артериального Bio-Medicus, модель 96530-123. Распространяется на Комплект чрескожный, бедренный артериальный Bio-Medicus, модель 96530-115, модель 96530-117, модель 96530-119, модель 96530-121



Medtronic

Bio-Medicus™

23 Fr (7.7 mm) x 12.6 in (31.8 cm)

en Adult Cannula Kit / fr Kit de canule pour adulte / de Kanülenset für Erwachsene / es Kit de cánula para adulto / nl Canuleset voor volwassenen /
it Set per cannula per adulti / no Kanylesett for voksne / fi Aikuisten kanyylipakkaus / sv Kanylset för vuxna / el Kit κάνουλας ενήλικων /
da Kanylesæt til voksne / pt Zestaw kaniuli dla dorosłych / pt Conjunto de cânula para adulto / tr Yetişkin Kanül Kiti / cs Sada kanyly pro dospělé /
hu Kanuláló szett felnőttek számára / ru Набор каноли для взрослых

REF 96530-123

Catalog Number



Quantity

1



Consult Instructions
for Use

STERILE EO

Sterilized Using
Ethylene Oxide



Do Not
Reuse



Do Not
Re-sterilize



2020-03-31

Use-By Date



(01)00643169025806(17)200331(10)210945396

USA

Rx Only



Nonpyrogenic



Do Not Use if
Package is Damaged

CE
0123



2016-03-10

Date of Manufacture



Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432 USA
www.medtronic.com



Manufactured in
Medtronic Mexico S. de R. L. de CV
Av. Paseo Guadalupe 10510 El Lago
C.P. 22210 Tijuana, Baja California
Mexico

LOT

210945396

Lot Number

Made in Mexico



W1530430001

CAUTION
THIS IS A SINGLE-USE DEVICE
DO NOT REUSE
W1530430001


Маркировка на вторичной упаковке Комплекта чрескожного, бедренного артериального Bio-Medicus, модель 96530-123. Распространяется на Комплект чрескожный, бедренный артериальный Bio-Medicus, модель 96530-115, модель 96530-117, модель 96530-119, модель 96530-121



Комплект чрескожный, бедренный венозный Bio-Medicus, модель 96600-115, в составе: Канюля бедренная венозная Bio-Medicus размер 5.0 мм, Интубатор канюли, Гемостатический колпачок, Игла интубатора, калибр 18 Гейдж (1.02 мм), Расширитель сосудов, ступенчатый 2,7-3,3 мм, Расширитель сосудов, ступенчатый 4,0-4,7 мм, Направляющая проволока диаметром 0,097 см и длиной 180 см, Скальпель, лезвие № 11, Зажим для фиксации канюли, Инструкция




Комплект чрескожный, бедренный венозный Bio-Medicus, модель 96600-121, в составе: Канюля бедренная венозная Bio-Medicus размер 7.0 мм, Интубатор канюли, Гемостатический колпачок, Игла интубатора, калибр 18 Гейдж (1,02 мм), Расширитель сосудов, ступенчатый 2,7-3,3 мм, Расширитель сосудов, ступенчатый 4,0-4,7 мм, Расширитель сосудов, ступенчатый 5,3-6,0 мм, Расширитель сосудов, 7,0 мм, Направляющая проволока диаметром 0,097 см и лезвие № 11, Зажим для фиксации канюли, Инструкция по эксплуатации. Распространяется на Комплект чрескожный, бедренный венозный Bio-Medicus, модель 96600-123, модель 96600-125, 96600-127, 96600-129




Канюля бедренная венозная Bio-Medicus размер 5,0 мм в составе Комплекта чрескожного, бедренного венозного Bio-Medicus, модель 96600-115.


Распространяется на Комплект чрескожный, бедренный венозный Bio-Medicus, модель 96600-117, модель 96600-119, модель 96600-121, модель 96600-123, модель 96600-125, 96600-127, 96600-129



Интубатор канюли с гемостатическим колпачком в составе Комплекта чрескожного, бедренного венозного Bio-Medicus, модель 96600-115. Распространяется на Комплект чрескожный, бедренный венозный Bio-Medicus, модель 96600-117, модель 96600-119, модель 96600-121, модель 96600-123, модель 96600-125, 96600-127, 96600-129



Направляющая проволока диаметром 0,097 см и длиной 180 см в составе Комплекта чрескожного, бедренного венозного Bio-Medicus, модель 96600-115.
Распространяется на Комплект чрескожный, бедренный венозный Bio-Medicus, модель 96600-117, модель 96600-119, модель 96600-121, модель 96600-123,
модель 96600-125, 96600-127, 96600-129



Расширитель сосудов, 7,0 мм в составе Комплекта чрескожного, бедренного венозного Bio-Medicus, модель 96600-121. Распространяется на Комплект чрескожный, бедренный венозный Bio-Medicus, модель 96600-123, модель 96600-125, 96600-127, 96600-129, Комплект чрескожный, бедренный артериальный Bio-Medicus, модель 96530-121, модель 96530-123

**Medtronic****Bio-Medicus™****15 Fr (5.0 mm) x 25.5 in (64.8 cm)**

en Adult Venous Cannula Kit / fr Kit de canule veineuse pour adulte / de Venenkanulenset für Erwachsene / es Kit de cánula venosa para adulto /
 nl Veneuze-cannuleset voor volwassenen / it Set per cannula venosa per adulti / no Venøst kanylesett for voksne / fi Aikuisten laskimokanyylipakkaus /
 sv Venkanyiset för vuxna / el Kit φλεβικής κάνουλας ενηλίκων / da Venekanylesæt til voksne / pl Zestaw kaniuli żyłnej dla dorosłych / pt Conjunto de
 cânula venosa para adulto / tr Yetişkin Venöz Kanül Kiti / cs Sada venózní kanyl pro dospělé / hu Vénás kanulát készlet felnőttek számára / ru Набор
 венозной канюли для взрослых

REF 96600-115

Catalog Number



1

Quantity

Consult Instructions
for UseSterilized Using
Ethylene OxideDo Not
ReuseDo Not
Re-sterilize

2020-03-31

Use-By Date



(01)00643169025721(17)200331(10)210893970



USA

Rx Only



Nonpyrogenic

Do Not Use if
Package is Damaged

2016-03-01

Date of Manufacture



Medtronic Inc.
 710 Medtronic Parkway
 Minneapolis, MN 55432 USA
www.medtronic.com



Manufactured in:
 Medtronic Mexico S. de R.L. de CV
 Av. Paseo Cuapah 10510 El Lago
 C. P. 22210 Tijuana, Baja California
 Mexico



LOT 210893970


Lot Number

Made in Mexico



4-PTON
 PROCEEDING TO
 THE NEXT
 901-185

Маркировка вторичной упаковки Комплекта чрескожного, бедренного венозного Bio-Medicus, модель 96600-115. Распространяется на Комплект чрескожный, бедренный венозный Bio-Medicus, модель 96600-117, модель 96600-119, модель 96600-121, модель 96600-123, модель 96600-125, 96600-127, 96600-129



Комплект чрескожный, бедренный венозный многоступенчатый Bio-Medicus, модель 96880-019, в составе: Канюля бедренная венозная Bio-Medicus размер 6,3 мм, Гемостатический колпачок, Игла интубатора, калибр 18 Гейдж (1,02 мм), Расширитель сосудов, ступенчатый 2,7-3,3 мм, Расширитель сосудов, ступенчатый 4,0-4,7 мм, Большой расширитель сосудов, Интубатор канюли, Скальпель, лезвие № 11, Направляющая проволока диаметром 0,097 см и длиной 100 см. Распространяется на Комплект чрескожный, бедренный венозный многоступенчатый Bio-Medicus, модель 96880-021, модель 96880-025



Medtronic

Manufactured by
Medtronic, Inc., Minneapolis, MN 55432 USA

BIO-MEDICUS®


REF 96880-021
Catheter Platform

21 Fr. (7.0 mm) x 60 cm

Percutaneous Kit, Multi-Stage Venous Femoral / Kit d'insertion percutanée de canules veineuses fémorales à multistages / Perkutanös Femoralvenenkatheterset, mehrstufige Venen-Femoralvenenkatheter / Kit de canules percutanées de veines étapes pour la veine fémorale / Veneuze femorale, percutane multistage catheterset / Set per cannula percutanea multistase per vena femoralis / Perkutánti szett for femorális vénakanyt / Perkuutaninen pakketus, monivaiheinen, vaihtokäyttöön / Perkutanti set, vena femoral flektstageskanyt / Любимый kit, инъекция, флудор, моноканулы сменяемые / Perkutansatz med Multi Stage femoralisvenekanyt / Zestaw do dostępu przezskórnego, wielostopniowy, do żyły udowej / Conjunto de cânulas percutâneas de várias etapas para a veia femoral / Perkutan KIL Çok Devreli Vende Femoral / Perkutánni sada, viestizová vendini femorální / Perkután szett, vena femoralis többszakaszos kanülálásához / Микрокатетерный комплект, микроступенчатый венозный бедренный



Do Not
Reuse



Do Not
Reinsert



Caution, Glass
Accompanying Documents

USA Rx Only

STERILE EO

Sterilized Using Ethylene Oxide

Pyrogen

Nonpyrogen

Quantity

1



2021-07-31

Use By

LOT


Lot Number

2017070417




MSH-2000 Rev 1A


Маркировка вторичной упаковки Комплекта чрескожного, бедренного венозного многоступенчатого Bio-Medicus, модель 96880-021. Распространяется на Комплект чрескожный, бедренный венозный многоступенчатый Bio-Medicus, модель 96880-019, модель 96880-025




Расширитель сосудов, ступенчатый 5,3-6,0 мм в составе Комплекта чрескожного, бедренного артериального Bio-Medicus, модель 96530-121, модель 96530-123, Комплекта чрескожного, бедренного венозного Bio-Medicus, модель 96600-121, модель 96600-123, модель 96600-125, модель 96600-127, модель 96600-129, Комплекта для бедренного введения венозного Bio-Medicus, Комплекта для бедренного введения артериального Bio-Medicus




Расширитель сосудов, ступенчатый 4,0-4,7 мм в составе Комплекта чрескожного, бедренного артериального Bio-Medicus, модель 96540-023, Комплекта чрескожного, бедренного артериального Bio-Medicus, модель 96530-115, модель 96530-117, модель 96530-119, модель 96530-121, модель 96530-123, Комплекта чрескожного, бедренного венозного Bio-Medicus, модель 96600-115, модель 96600-117, модель 96600-119, модель 96600-121, модель 96600-123, модель 96600-125, модель 96600-127, модель 96600-129, Комплекта чрескожного, бедренного венозного многоступенчатого Bio-Medicus, модель 96880-019, модель 96880-021, модель 96880-025, Комплекта для бедренного введения венозного Bio-Medicus, Комплекта для бедренного введения артериального Bio-




Расширитель сосудов, ступенчатый 2,7-3,3 мм в составе Комплекта чрескожного, бедренного артериального Bio-Medicus, модель 96540-023, Комплекта чрескожного, бедренного артериального Bio-Medicus, модель 96530-115, модель 96530-117, модель 96530-119, модель 96530-121, модель 96530-123, Комплекта чрескожного, бедренного венозного Bio-Medicus, модель 96600-115, модель 96600-117, модель 96600-119, модель 96600-121, модель 96600-123, модель 96600-125, модель 96600-127, модель 96600-129, Комплекта чрескожного, бедренного венозного многоступенчатого Bio-Medicus, модель 96880-019, модель 96880-021, модель 96880-025, Комплекта для бедренного введения венозного Bio-Medicus, Комплекта для бедренного введения артериального Bio-Medicus, Комплекта для бедренного введения педиатрического Bio-Medicus



Большой расширитель сосудов в составе Комплекта чрескожного, бедренного венозного многоступенчатого Bio-Medicus, модель 96880-019, модель 96880-021, модель 96880-025




Игла интубатора, калибр 18 Гейдж (1,02 мм) в составе Комплекта чрескожного, бедренного артериального Bio-Medicus, модель 96540-023, Комплекта чрескожного, бедренного артериального Bio-Medicus, модель 96530-115, модель 96530-117, модель 96530-119, модель 96530-121, модель 96530-123, Комплекта чрескожного, бедренного венозного Bio-Medicus, модель 96600-115, модель 96600-117, модель 96600-119, модель 96600-121, модель 96600-123, модель 96600-125, модель 96600-127, модель 96600-129, Комплекта чрескожного, бедренного венозного многоступенчатого Bio-Medicus, модель 96880-019,




Комплект для бедренного введения педиатрический Bio-Medicus в составе: Проволочный направитель диаметром 0,054 см и длиной 60 см, Расширитель сосудов, ступенчатый 2,7-3,3 мм, Расширитель сосудов, ступенчатый 4,0-4,7 мм, Скальпель, лезвие № 11, Игла Сельдингера, калибр 18 Гейдж (1,02 мм).


еchnikom, объем 60 куб. см., Инструкция по эксплуатации. Распространяется на Комплект для бедренного введения венозный Bio-Medicus, Комплект для бедренного введения артериальный Bio-Medicus



Скальпель, лезвие № 11 в составе Комплекта чрескожного, бедренного артериального Bio-Medicus, модель 96540-023, Комплекта чрескожного, бедренного артериального Bio-Medicus, модель 96530-115, модель 96530-117, модель 96530-119, модель 96530-121, модель 96530-123, Комплекта чрескожного, бедренного венозного Bio-Medicus, модель 96600-115, модель 96600-117, модель 96600-119, модель 96600-121, модель 96600-123, модель 96600-125, модель 96600-127, модель 96600-129, Комплекта чрескожного, бедренного венозного многоступенчатого Bio-Medicus, модель 96880-019, модель 96880-021, модель 96880-025, Комплекта бедренного введения венозного Bio-Medicus, Комплекта для бедренного введения артериального Bio-Medicus, Комплекта для бедренного введения педиатрического Bio-Medicus



Игла Сельдингера, калибр 18 Гейдж (1,02 мм) в составе Комплекта для бедренного введения венозного Bio-Medicus, Комплекта для бедренного введения артериального Bio-Medicus, Комплекта для бедренного введения педиатрического Bio-Medicus




Шприц с катетерным наконечником, объем 60 куб. см. в составе Комплекта для бедренного введения венозного Bio-Medicus, Комплекта для бедренного введения артериального Bio-Medicus, Комплекта для бедренного введения педиатрического Bio-Medicus



Bio-Medicus™

Venous Insertion Kit / Kit d'insertion veineux / Venöses Einführset / Equipo de inserción venoso / Veneuze inbrengset / Kit di inserimento venoso / Venøst innførsessett / Laskimossa käytettävä asetuspakkaus / Set för venös införing / Kit φλεβικής εισαγωγής / Veneindføringssæt / Zestaw do wprowadzania żylnego / Conjunto de inserção venoso / Venöz Giriş Kit / Venözni zaváděcí sada / Vénás bevezetőkészlet / Набор для венозного введения



1

Quantity



Consult Instructions for Use



Sterilized Using Ethylene Oxide



Do Not Reuse



Do Not Restenize




USA



Nonpyrogenic




Do Not Use if Package is Damaged



Manufacturer:
Medtronic, Inc.
110 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432 USA
www.medtronic.com



Manufactured in:
Medtronic Mexico S de RL de CV
Av. Paseo Cuapah 10510 El Lago
C.P. 22210 Tijuana, Baja California
Mexico
Made in Mexico



1 x 8 Fr/10 Fr, 1 x 12 Fr/14 Fr, 1 x 16 Fr/18 Fr

REF 96551

Catalog Number



2020-02-29

Use-By Date:



2016-02

Date of Manufacture

LOT

210862932

Lot Number




(01)20643169279623(17)200229(10)210862932




GUIDEWIRE


0.038-in (0.965-mm) x 180-cm (70.87-in)



1 x 8 Fr/10 Fr, 1 x 12 Fr/14 Fr, 1 x 16 Fr/18 Fr



18-ga (1.02-mm)



#11

POUCH
MISSES/DAVIS
GMP00520
396 - 432

Маркировка первичной упаковки Комплекта для бедренного введения венозного Bio-Medicus. Распространяется на Комплект для бедренного введения артериальный Bio-Medicus, Комплект для бедренного введения педиатрический Bio-Medicus

ЕАС	Комплекты чрескожные, бедренные артериальные и венозные различных вариантов: Комплект чрескожный, бедренный артериальный Bio-Medicus, модель 96540-023	
	Производитель: Медтроник Инк.	Код UPN
	Страна происхождения: США	Код CFN
	Представитель производителя в РФ: ООО «Медтроник»	
	Регистрационное Удостоверение № ____ от ____	
Не токсично!	Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке

Образец локального стикера содержащего приоритетную информацию

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО «Медтроник»
32 листа(ов)

