

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Физиотехника»



Лапаев А.Е.

«07» августа 2017 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Ванны водолечебные «Оккервиль» по ТУ 9444-003-76228444-
2007, варианты исполнения (см. Приложение на 5 листах)**

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
"Физиотехника", г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 23, литер
А, помещение 2-Н

Адрес места производства: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение»,
дер. Малое Карлино

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02085

ТУ-9444-003-76228444-2007

Исполнение №1




Фото 1 – Общий вид. Исполнение №1.

«Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидро/аэромассажная с хромолампой: Г24/А16/Х

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация - гидро/аэромассажная с хромолампой: Г24/А16/Х

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 001

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 3,5 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



**Фото 2 – Общий вид маркировки к Исполнению №1.
(Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидро/аэромассажная с
хромолампой: Г24/А16/Х)**



ТУ 9444-003-76228444-2007

Исполнение №2

Фото 3 – Общий вид. Исполнение №2.

«Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидромассажная: Г16

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация - гидромассажная: Г16

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 002

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 3,0 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 4 – Общий вид маркировки к Исполнению №2.

(Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидромассажная: Г16)

ТУ 9444-003-76228444-2007

Исполнение №3




Фото 5 – Общий вид. Исполнение №3.

«Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидромассажная с хромолампой:

Г16/Х

Physiotechnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация – гидромассажная с хромолампой: Г16/Х

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 003

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 3,05 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 6 – Общий вид маркировки к Исполнению №3.

(Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидромассажная с хромолампой: Г16/Х)

Т 9444-003-76228444-2007

Исполнение №4

электронный пульт
управления процедурами

шланг ручного душа

лейка ручного душа

кран гор.воды

кран хол.воды

рычаг откр./закр. слива

кнопки аэрации гидрофорсунок

кнопка вкл./выкл.
эл.пульты управления

отверстие для залива воды

лампа хромотерапии

упоры для ног

поручни

отверстие
водозабора

ступенька

гидрофорсунки

аэрофорсунки

подголовник

крепление
лейки
ручного
душа

кран
вкл./выкл.
ручного
душа

отверстие
недопущения
перелива

отверстие
основного
слива воды

Фото 7 – Общий вид. Исполнение №4.

*«Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидро/аэромассажная с хромолампой:
Г30/А15/Х/Э*

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация – гидро/аэромассажная с хромолампой: Г30/А15/Х/Э

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 004

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 3,5 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 8 – Общий вид маркировки к Исполнению №4.

(Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидро/аэромассажная с хромолампой: Г30/А15/Х/Э)




Фото 9 – Общий вид. Исполнение №5.

Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидро/аэромассажная с хромолампой:
Г30/А15/Х/Э/С

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация – гидро/аэромассажная с хромолампой: Г30/А15/Х/Э/С

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 005

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа ВФ 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 3,5 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 10 – Общий вид маркировки к Исполнению №5.

(Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидро/аэромассажная с хромолампой: Г30/А15/Х/Э/С)

ТУ 9444-003-76228444-2007

Исполнение №6

кран гор. воды

кран хол. воды

рычаг откр./закр.
слива

лейка ручного душа

кран вкл./выкл
ручного душа

шланг ручного душа

крепление лейки
ручного душа

кнопка аэрации гидрофорсунок

кнопки вкл./выкл. гидрофорсунок

кнопка вкл./выкл аэрофорсунок

упоры для ног

отверстие водозабора

поручни

ступенька

отверстие
недопущения
перелива

отверстие
залива воды

гидрофорсунок

аэрофорсунок

отверстие
основного
слива воды

подголовник

Фото 11 – Общий вид. Исполнение №6.

«Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидро/аэромассажная: Г16/А16

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация – гидро/аэромассажная: Г16/А16

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 006

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 3,45 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 12 – Общий вид маркировки к Исполнению №6.

(Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидро/аэромассажная: Г16/А16)

ТУ 9444-003-76228444-2007

Исполнение №7




Фото 13 – Общий вид. Исполнение №7.

«Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидро/аэромассажная с хромолампой:
Г16/А16/Х

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация – гидро/аэромассажная с хромолампой: Г16/А16/Х

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 007

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 3,5 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 14 – Общий вид маркировки к Исполнению №7.

(Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидро/аэромассажная с хромолампой: Г16/А16/Х)



Фото 15 – Общий вид. Исполнение №8.
«Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – аромассажная: А16

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация – аэромассажная: А16

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 008

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 0,45 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 16 – Общий вид маркировки к Исполнению №8.

(Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – аэромассажная: А16)




Фото 17 – Общий вид. Исполнение №9.

«Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – аэромассажная с хромолампой: А16/Х

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация – аэромассажная с хромолампой: A16/X

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 009

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 0,5 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 18 – Общий вид маркировки к Исполнению №9.

(Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – аэромассажная с хромолампой:
A16/X)



Фото 19 – Общий вид. Исполнение №10.
«Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидромассажная: Г18

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация – гидромассажная: Г18

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 010

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 3,0 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 20 – Общий вид маркировки к Исполнению №10.

(Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидромассажная: Г18)



рычаг откр./закр. слива

ТУ 9444-003-76228444-2007

кран хол.воды

Исполнение №11

кран гор.воды

кнопка аэрации
гидрофорсунок

лейка ручного
душа

кнопка вкл./выкл.
лампы хромотерапии

шланг

ручного душа

кнопка вкл./выкл.
гидрофорсунок

крепление лейки
ручного душа

отверстие
залива воды

кран вкл./выкл.
ручного душа

лампа
хромотерапии

отверстие
недопущения
перелива

отверстие
водозабора

ступенька

отверстие
основного
слива воды

упоры для ног

поручни

гидрофорсунки

подголовник

Фото 21 – Общий вид, Исполнение №11.
«Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидромассажная с хромолампой: Г18/Х

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация – гидромассажная с хромолампой: Г18/Х

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 011

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 3,05 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 22 – Общий вид маркировки к Исполнению №11

(Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – гидромассажная с хромолампой:
Г18/Х)




Фото 23 – Общий вид. Исполнение №12.

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация - с ПДМ: ПДМ

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 012

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 0,75 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 24 – Общий вид маркировки к Исполнению №12.
(Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – с ПДМ: ПДМ)

ТУ 9444-003-76228444-2007

Исполнение №13




Фото 25 – Общий вид. Исполнение №13.

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация - с ПДМ с хромолампой: ПДМ/Х

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 013

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 0,8 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 26 – Общий вид маркировки к Исполнению №13.




Фото 27 – Общий вид. Исполнение №14.

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация - аэромассажная с ПДМ: ПДМ/А16

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 014

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 1,2 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 28 – Общий вид маркировки к Исполнению №14.




Фото 29– Общий вид. Исполнение №15.

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация - аэромассажная с ПДМ с хромолампой: ПДМ/А16/Х

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 015

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 1,25 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 30 – Общий вид маркировки к Исполнению №15.

(Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация – аэромассажная с ПДМ с хромолампой: ПДМ/А16/Х)

ТУ 9444-003-76228444-2007

Исполнение №16




Фото 31 – Общий вид. Исполнение №16.

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация - гидромассажная с ПДМ: ПДМ/Г16

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 016

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 3,75 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 32 – Общий вид маркировки к Исполнению №16.




Фото 33 – Общий вид. Исполнение №17.

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация - гидромассажная с ПДМ с хромолампой: ПДМ/Г16/Х

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 017

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 3,8 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 34 – Общий вид маркировки к Исполнению №17.




Фото 35 – Общий вид. Исполнение №18.

«Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация гидро/аэромассажная с ПДМ с хромолампой: ПДМ/Г16/А16/Х

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация - гидро/аэромассажная с ПДМ с хромолампой: ПДМ/Г16/А16/Х

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 018

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 3,8 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 36– Общий вид маркировки к Исполнению №18.

рычаг откр./закр. слива

ТУ 9444-003-76228444-2007

кран хол. воды

Исполнение №19

кран гор. воды

лейка ручного душа

шланг ручного душа

крепление лейки
ручного душа

кран вкл./выкл.
ручного душа

кнопка вкл./выкл.
аэрофорсунок

отверстие
недопущения перелива

кнопка вкл./выкл.
WaterLight

отверстия
водозабора

поручни

отверстие
основного
слива

система
WaterLight

подголовник

кнопка аэрации
гидрофорсунок

кнопка вкл./выкл.
гидрофорсунок

отверстие
залива воды

упоры для ног

ступенька

аэрофорсунок

гидрофорсунок

Фото 37 – Общий вид. Исполнение №19.

«Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация гидро/аэромассажная: Г18/А16/С

Physiotecnica

Изделие: Ванна водолечебная «Оккервиль»

Модификация - гидро/аэромассажная: Г18/А16/С

Предприятие-изготовитель:

ООО «Физиотехника», Санкт-Петербург

Заводской номер: 019

Дата выпуска: 2017г.

Рабочие части типа BF 

Номинальное напряжение: 220 +/- 22 Вольт

Потребляемая мощность: max 3,45 кВт

Частота питающей сети: 50Гц

ТУ 9444-003-76228444-2007



Фото 38 – Общий вид маркировки к Исполнению №19.

(Ванна водолечебная «Оккервиль», модификация гидро/аэромассажная: Г18/А16/С)



Фото 39 – Общий вид. Душ ручной с лейкой для обмыва ванны



Фото 40 – Общий вид. Ножки резиновые (4 шт.)



Фото 41 – Общий вид. Подголовник на липучке



Фото 42 – Общий вид. Подголовник на ремне




Фото 43 – Общий вид. Ступень одноуровневая



Фото 44 – Общий вид. Трубка ПВХ (4 шт.)



Фото 45 - Кнопка вкл./выкл. гидрофорсунок



Фото 46 - Кнопка вкл./выкл. аэрофорсунок



Фото 47 - Кнопка вкл./выкл. ПДМ



Фото 48 - Электронный пульт управления процедурами

Кол-во: 47 (семь) листа
Подпись
Ген. дир

