

«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный предприниматель
Ткачев Владислав Петрович



Ткачев В.П.

«30» ноября 2017 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
«Программное обеспечение для диагностики заболеваний волос и кожи головы
TrichoSciencePro®» по ТУ 58.29.29-001-0116038640-2017

Производитель: Индивидуальный предприниматель Ткачев Владислав Петрович (ИП
Ткачев Владислав Петрович)
Адрес места производства: 117218, Россия, г. Москва, ул.Кржижановского д.14, корпус
3



Общий вид потребительской упаковки «Программное обеспечение для диагностики заболеваний волос и кожи головы TrichoSciencePro®»

Программное обеспечение для диагностики заболеваний волос и кожи головы TrichoSciencePro®

Версия: TrichoSciencePro® V.1.4

Дата выпуска: 01.11.2015 г.

Назначение медицинского изделия

Программа TrichoSciencePro® предназначена для автоматизации проведения лабораторных исследований с целью качественной и количественной оценки роста волос и их морфологической характеристики, а также оценки состояния структуры волос, кожи головы.

Программное обеспечение предназначено для специалистов по лечению заболеваний волос и кожи головы (врача-косметолога, дерматолога).

Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Программа TrichoSciencePro® предназначена для работы с оптическим оборудованием (трихоскопы, дерматоскопы, специализированные микроскопические камеры).

Область применения медицинского изделия

Лечебно-профилактические учреждения, клиничко-диагностические лаборатории, научные институты. Язык интерфейса: русский

Соответствует ТУ 58.29.29-001-0116038640-2017

Комплекс поставки:

Наименование	Кол-во	Примечание
Установочная USB флеш- карта с программным обеспечением TrichoSciencePro	1	На USB-флеш накопителе
Ключ HASP	1	
Руководство по эксплуатации	1	На бумажном носителе

Более подробное описание технических характеристик программы и способа ее применения см. в руководстве пользователя. 

Наименование организации-разработчика:

ООО «Трилоджик», Россия, 117218, г.Москва, ул. Кедрова, д.14, корпус 1


Наименование организации-изготовителя: ИП Ткачев

Владислав Петрович, 117218, Россия, г. Москва, ул.Кржижановского д.14, корпус 3, пом.ХII, комн.№19, 20

Техническая поддержка: ООО «Трилоджик», Россия,

117218, г.Москва, ул. Кедрова, д.14, корпус 1. Тел: 8 800 350-80-83 E-mail: order_rus5@mail.ru

Фото маркировки медицинского изделия «Программное обеспечение для диагностики заболеваний волос и кожи головы TrichoSciencePro®»



Программное обеспечение для диагностики заболеваний волос и кожи головы TrichoSciencePro®
 (общий вид медицинского изделия: 1- Ключ HASP, 2- Установочная USB флеш-карта с программным обеспечением TrichoSciencePro®)

ФИО	Дата
Федорова Татьяна Сергеевна	16.01.2016 17:48:04

Поведенные трихоскопии:
16.01.2016 16:35:34+
Загрузить сеанс Посмотреть отчет

Поведенные фототрихограммы:
16.01.2016 16:47:18+
Загрузить сеанс Посмотреть отчет

Поведенные трихограммы:
16.01.2016 16:54:54+
Загрузить сеанс Посмотреть отчет

Поведенные дерматоскопии:
16.01.2016 16:56:28+
Загрузить сеанс Посмотреть отчет

Обзорные фотографии:
16.01.2016 17:46:44+
Загрузить сеанс Посмотреть отчет


Диагностические рекомендации:
16.01.2016 17:48:04+
Загрузить сеанс Посмотреть отчет

Трихоскопия
Фототрихограмма
Трихограмма
Дерматоскопия
Калькулятор волос
Шкала тревоги и депрессии
Обзорные фотографии
Экспресс-Трихоскопия
Диагностические рекомендации
Автоматическое заключение
Объединенный отчет
Установить шаблон для отчета
Выбор устройства видеозахвата
Сохранить архивную копию базы
Восстановить базу из архива


Новый пациент	Амбулаторная карта
Создать протокол	Протоколы посещения

Поиск пациентов по дате сеанса:	
Начальная дата:	19
Конечная дата:	19
Поиск	Все сеансы


Программное обеспечение для диагностики заболеваний волос и кожи головы TrichoSciencePro®
(главный экран)




Программное обеспечение для диагностики заболеваний волос и кожи головы TrichoSciencePro®
(модуль трихоскопии)



Программное обеспечение для диагностики заболеваний волос и кожи головы TrichoSciencePro®
(модуль фототрихограмма)



Программное обеспечение для диагностики заболеваний волос и кожи головы TrichoSciencePro®
(модуль трихограмма)



Программное обеспечение для диагностики заболеваний волос и кожи головы TrichoSciencePro®
(модуль дерматоскопия)

Ф.И.О.: Федорова Татьяна Сергеевна

Критерия дифференциальной диагностики выпадения волос по женскому типу и диффузного телогенового выпадения волос у женщин

Критерий	Выпадение волос по женскому типу	Телогеновая диффузная алопеция
Данные объективного трихоскопического исследования		
Трихоскопия Количество терминальных волос в теменной зоне	Менее 250 на см. кв.	Более 250 на см. кв.
Трихоскопия Средний диаметр терминальных волос, без учета vellusных	В теменной зоне меньше, чем в затылочной	В теменной зоне больше, чем в затылочной
Трихоскопия Процент vellusных волос в теменной зоне	Более 20%	Менее 20%
Трихоскопия Анизотрихоз в теменной зоне	Более 12 для теменной зоны	Менее 12 для теменной зоны
Трихоскопия Наличие тонких, средних и толстых волос в теменной зоне	Присутствуют все типы	Присутствует менее трех типов
Трихоскопия Желтые точки (в теменной зоне)	Присутствуют желтые точки	Нет желтых точек
Фототрихограмма: Процент телогеновых волос в теменной и затылочной зонах	Более 15% телогеновых волос. Больше в теменной, чем в затылочной зоне	Более 15% телогеновых волос. Больше (или равно) в затылочной зоне
Фототрихограмма: Доля vellusных среди телогеновых волос в теменной зоне	>30%	<30%
Индекс массы тела	Выше 25	Менее 18,5
Заключение	Выпадение волос по женскому типу (0 баллов)	Телогеновая диффузная алопеция (0 баллов)
	- Интенсивное выпадение с истончением волос - Сухие стержни - Атопический дерматит - Базалиома	

Программное обеспечение для диагностики заболеваний волос и кожи головы TrichoSciencePro®
(заключение об исследовании)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 10 (Десять)
листов.

Индивидуальный
предприниматель Ткачев В.П.

