

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель департамента
регистрации и сертификации России и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

С.Б. Парахина



2017 г

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**"Система ультразвуковая диагностическая медицинская
Logiq V1, Logiq V2 с принадлежностями"**


Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq V1, Logiq V2, варианты исполнения:

I. Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq V1.

1. Консоль для ультразвуковой диагностической медицинской системы Logiq V1 с монитором.



2. Кабель электропитания для системы ультразвуковой диагностической медицинской.






LOGIQ V2/LOGIQ V1

Disc 1 of 1

Copyright © 2015-2016
GE



5610741-200 REV5
LOGIQ V2/LOGIQ V1
Manuals

Руководство пользователя для ультразвуковых систем серии Logiq V2, Logiq V1 на русском языке.



Техническая публикация

Документ 5610736-145

Ред. 3



0197

LOGIQ V2/LOGIQ V1 - Руководство пользователя

R1.X.X

Техническая документация

© General Electric Co., 2015-2016

Руководство пользователя для ультразвуковых систем серии Logiq V2, Logiq V1 на
английском языке.



GE

LOGIQ V2/V1


Basic User Manual

Direction. 5610735 -100


Vol. 1





6. Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме анатомического М-режима, активируемый электронным ключом.




7. Модуль программный построенный для работы в режиме упрощенного 3D, активируемый Электронным ключом.








10. Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме цветного доплера картирования, активируемый электронным ключом.



11. Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме панорамного сканирования LogiqView, активируемый электронным ключом.





13. Модуль программный встроенный, обеспечивающая возможность передачи данных – DICOM, активируемый электронным ключом.

Archive View

Active Images

Data Transfer

Task:

• Import

• Export

• Worklist

• MPEGvue

• Q/R

From:

To:

Exit

Patient ID:

Last Name:

First Name:

Search key: Exam Description

string:

Clear

Patient ID	Last Name	First Name	Last Folder	Copied	Status Msg	Img. size
------------	-----------	------------	-------------	--------	------------	-----------

Transfer

Search key: Patient ID

string:

Clear

Patient ID	Last Name	First Name	Birthdate	Sex	Last Folder	Img. size
------------	-----------	------------	-----------	-----	-------------	-----------

Hide

Preview



GE Medical Systems

Hospital name

Address

City, State Zip code

Phone

Patient Information

Name:

Patient Id: 150616-104029

Date: 2015/05/16

BirthDate:

Ref.Physician:

Perf.Physician:

Operator: ADM

Indications:

Comments:

Measurements

Doppler

Right

Left

PS	ED	PS	ED

Report Mode

Page Change

Save As

Designer


Template

Store


1/3

5. Модуль программный встроенный для усиленной визуализации биопсийной иглы, активируемый электронным ключом.





17. Модуль программный встроенный для получения референсных медицинских ультразвуковых изображений – ScanCoach, активируемый электронным ключом.






1. Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq V2.

Консоль для ультразвуковой диагностической медицинской системы Logiq V2 с монитором.



2. Кабель электропитания для системы ультразвуковой диагностической медицинской.







**Техническая
публикация**

Документ 5610736-145

Ред. 3



LOGIQ V2/LOGIQ V1 - Руководство пользователя

R1.X.X

Техническая документация

© General Electric Co., 2015-2016

Руководство пользователя для ультразвуковых систем серии Logiq V2, Logiq V1 на
английском языке.



GE

LOGIQ V2/V1


Basic User Manual


Direction. 5610735 -100


Vol. 1





1. Русифицированная накладка на клавиатуру












































7. Датчики линейные L6-12-RS.





Датчики линейные LK-760-RS.





11.12L

0. Адаптер для подключения 2-х активных датчиков разъемов.


























30. Адаптер для вывода медицинских ультразвуковых изображений на внешний монитор.







32. Привод для чтения и записи данных на DVD/CD-диски.






34. Устройство, печатающее цветные ультразвуковые изображения.









通用电气医疗系统（中国）有限公司
GE Medical Systems (China) Co., Ltd
地址: 中国江苏省无锡国家高新技术产业开发区长江路19号
邮编: 214028
Address: No. 19, Changjiang Road, Wuxi National Hi-Tech Dev. Zone, 214028 Jiangsu, China.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 62 лист(ов)

Руководитель департамента регистрации
и сертификации Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»

Парахина С. Б.

