

140

ООО «ЛотУпак»
394010, г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 14А..
ИНН/КПП 3661058171/366101001.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ЛотУпак»

Шишнихвили Т.О.



Флаконы полимерные с крышками контроля первого вскрытия и
насадками дозаторами

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Рекомендации по применению

1.1 Перед эксплуатацией детали изделий должны быть выдержаны не менее 12 часов в производственном помещении и стерилизованы.

1.2 Сборка изделий должна производиться после заполнения их объёма.

1.3 Изделия могут применяться для расфасовки лекарственных средств на полуавтоматических и автоматических линиях.

1.4 Работа с деталями изделий не требует особых мер предосторожности.

2. Транспортирование и хранение

2.1 Детали изделий должны транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

2.2 Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150.

2.3 Хранение деталей изделий должно производиться в закрытых складских помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивной среды (кислоты, щелочи и т.п.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Детали изделий должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Условия хранения по группе 1 ГОСТ 15150.

2.4 Детали изделий, упакованные в картонные коробки, при хранении и транспортировке могут укладываться в штабели высотой не более 5 рядов.

P_L

