

Фотографические изображения
Многофункциональная смазка для стоматологических
наконечников "ДС Ойл" и "ДС Ойл+", форма выпуска:
спрей, жидкость по ТУ 9391-005-59004022-2011



www.dentalcombo.ru

Спрей универсален для обработки
прямых и угловых стоматологических
наконечников, головок и трубок.
Не содержит фреон.
Длительность расового сброса
один-два секунды.

Улучшенная
формула!



ИНОВАЦИОННАЯ
СМАЗКА
для стоматологических
наконечников
Спрей

500





МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА

для стоматологических
наконечников
Спрей



**Улучшенная
формула!**

Спрей универсален для обработки
прямых и угловых стоматологических
наконечников, головок и турбин.

Не содержит фреон.

Длительность разовой обработки:
одна-две секунды.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Встряхнуть перед использованием.

Воткнуть насадку-распылитель в соединительную часть наконечника и распылять
одну-две секунды непосредственно после каждого использования и перед
стерилизацией. Избыток смазки тщательно удалить.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА

для стоматологических
наконечников
Спрей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ!

Не подвергать воздействию прямых солнечных
лучей и температуры выше 50°C. Не протыкать и
не бросать в огонь даже после использования.

- ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!
- ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!
- ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ СОСТАВ!
- НЕ ПРИБЛИЖАТЬ К ИСТОЧНИКАМ
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ!
- НЕ КУРИТЬ!
- НЕ ВДЫХАТЬ СОДЕРЖИМОЕ БАЛЛОНА!
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ХОРОШО
ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ!

Состав: Синтетическое Масло с максимальной степенью очистки
ТУ 9391-006-59004022-2011 Многофункциональная смазка для
стоматологических наконечников «ДС Ойл», Спрей.
Срок хранения 5 лет




www.dentalcombo.ru



Производитель: ООО "Эстэйд-Сервисгруп"
127254, Москва, Огородный проезд, д.5, стр.7
Тел: 8 (495) 633-94-19, 8 (495) 792-90-20
Тел/факс: 8 (495) 633-94-19
e-mail: ds-post@rlnet.ru, info@dentalcombo.ru

Номер регистрационного
ФСР 2011/11525
от 02.06.2011





Пронумеровано, прошито, скреплено печатью
Генеральный директор
Бреденко А. В.

