

Фото 1. Система коронарного стента с покрытием РК Раругус – дистальная часть.




Фото 2. Система коронарного стента с покрытием РК Раругис – дистальная часть.




Фото 3. Система коронарного стента с покрытием PK Papyrus – дистальная и проксимальная части




Фото 4. Система коронарного стента с покрытием РК Raryrus с внутренней упаковкой для защиты от перегиба – «спиральный диспенсер»




Фото 5. Система коронарного стента с покрытием PK Papyrus – во внутренней упаковке для защиты от перегиба – «спиральный диспенсер»




Фото 6. Система коронарного стента с покрытием PK Papyrus -содержание потребительской упаковки




Фото 7. Система коронарного стента с покрытием РК Parugus – потребительская упаковка




Фото 8. Система коронарного стента с покрытием PK Papyrus – информационная бирка

		PK Papyrus						Compliance Data	
Inflation Pressure		Stent Inner Diameter (mm)							
	atm	kPa	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	
	5	(507)	2.38	2.85	3.33	3.86	4.33	4.82	
	6	(608)	2.42	2.90	3.39	3.93	4.41	4.91	
NP	7	(709)	2.46	2.95	3.44	4.00	4.50	5.00	
NP	8	(811)	2.50	3.00	3.50	4.07	4.59	5.09	
	9	(912)	2.54	3.05	3.56	4.14	4.67	5.18	
	10	(1013)	2.58	3.10	3.61	4.21	4.76	5.27	
	11	(1115)	2.62	3.15	3.67	4.28	4.84	5.36	
	12	(1216)	2.67	3.20	3.72	4.36	4.93	5.45	
	13	(1317)	2.71	3.25	3.78	4.43	5.02	5.54	
RBP	14	(1419)	2.75	3.29	3.83	4.50	5.10	5.63	
	15	(1520)	2.79	3.34	3.89	4.57			
RBP	16	(1621)	2.83	3.39	3.94	4.64			

Caution: If post-dilation required, DO NOT post-dilate the stent more than the maximum expandable diameter. The maximum expandable diameter ($\emptyset_{max}$) for each stent is: $\emptyset_{max}$ = 3.5mm (2.5, 3.0mm), $\emptyset_{max}$ = 4.65mm (3.5, 4.0mm), $\emptyset_{max}$ = 5.63mm (4.5, 5.0mm).

NP In vitro testing has shown that all balloons reached their nominal size at given Nominal Pressure.


RBP In vitro testing has shown that with 95% confidence, 99.9% of the balloons will not burst at or below the given Rated Burst Pressure. DO NOT exceed RBP.

 Refer to accompanying instructions for use.

 371101/A/2012-09

 **BIOTRONIK**
excellence for life

Фото 9. Система коронарного стента с покрытием РК Rarugus - внешняя упаковка (индивидуальная)



Сшито и заверено печатью 10
(десять) лист 06



Генеральный директор
Захарченко Т.Д.