

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Синерджи Консалтинг»



Доверенность МСК - 2017
от 09.01.2017
Соколова М.А.

Фотографические изображения медицинского изделия

**«Стенты панкреатические полимерные нерассасывающиеся Advanix в наборах и
отдельных упаковках, в вариантах исполнения»**

производства «Бостон Сайентифик Корпорейшн», США



Фото 1. Стент панкреатический Advanix прямой. Варианты исполнения, примеры:

1 – без направляющего шипа, диаметр 3Fr (1мм), длина 2см; 2 – без направляющего шипа, диаметр 3Fr (1мм), длина 8см; 3 – без направляющего шипа, диаметр 4Fr (1,35мм), длина 3см; 4 – без направляющего шипа, диаметр 4Fr (1,35мм), длина 9см; 5 – с направляющим шипом, диаметр 5Fr (1,67мм), длина 5см; 6 – с направляющим шипом, диаметр 5Fr (1,67мм), длина 10см; 7 – с направляющим шипом, диаметр 10Fr (3,3мм), длина 5см; 8 – с направляющим шипом, диаметр 10Fr (3,3мм), длина 15см.






Фото 2. Стент панкреатический Advanix пигтейл. Варианты исполнения, примеры:
 1 – без направляющего шипа, диаметр 3Fr (1мм), длина 6см; 2 – без направляющего шипа, диаметр 3Fr (1мм), длина 12см; 3 – без направляющего шипа, диаметр 4Fr (1,35мм), длина 13см; 4 – без направляющего шипа, диаметр 4Fr (1,35мм), длина 2см; 5 – с направляющим шипом, диаметр 5Fr (1,67мм), длина 5см; 6 – с направляющим шипом, диаметр 5Fr (1,67мм), длина 8см; 7 – с направляющим шипом, диаметр 7Fr (2,3мм), длина 9см; 8 – с направляющим шипом, диаметр 7Fr (2,3мм), длина 18см.



1



2

Фото 3. Инструкция по применению, вложенная в индивидуальную упаковку:
1 – для вариантов «Стент панкреатический Advanix», «Стент панкреатический Advanix с толкателем»;
2 – для вариантов «Стент панкреатический Advanix с системой доставки».



Фото 4. Стент панкреатический Advanix прямой без направляющего шипа с выпрямителем, диаметром 3Ft (1мм), длиной: 2см. Лицевая сторона упаковки.

Boston Scientific

3F
(1.0mm)
x8cm

Advanix™ Pancreatic Stent
STRAIGHT - NO LEADING BARB

Pancreatic Stent
Stent pancréatico, Stent pancréatique, Pankreatischer Stent, Stent pancreatico, Pankreasstent, 胰臓ステント, Pankreasstent, Pankreatikus stent, Stent Pankreatico, Pankreatisk stent, Hasnyálmirigysztent, Pankreatický stent, Stent trzustkowy, Pankreasstent, Pankreatik Stent

 **Contents (1)**  **Magnetic Resonance Conditional**

3F (1.0mm)

8cm

 (1) Advanix™ Pancreatic Stent
(1) Barb Flap Cover  **0.021in (0.533mm)**
Recommended Guidewire

90820153-01



90761501-07C

Boston Scientific
Advanix™ Pancreatic Stent
3F (1.0mm) x 8cm

GTIN 08714729857747

REF M00536060

LOT 19927392



(01)08714729857747(17)180531(10)19927392

GS1

GTIN 08714729857747

 **Use By**

2018-05-31

REF Catalog No.
M00536060

LOT 19927392

STERILE EO Sterilized using
ethylene oxide.

CE 0086

Made in USA
780 Brookside Drive
Spencer, IN 47480 USA

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

2014-11

Фото 5. Стент панкреатический Advanix прямой без направляющего шипа с выпрямителем, диаметром 3Fr (1мм), длиной: 8см. Лицевая сторона упаковки.



30820153-01



sc761503-05C

Boston Scientific
 Advanix™ Pancreatic Stent
 3F (1.0mm) x 6cm
GTIN 08714729856986
REF M00538780
LOT 19199165



it
 it Kit
 usher



01 08714729856986 17 1710311 0119199165

GS1

GTIN 08714729856986

Use By 2017-10-31

REF Catalog No. M00538780

CE 0086

LOT 19199165

Made in USA
 780 Brookside Drive
 Spencer, IN 47460 USA

2014-11

STERILE EO Sterilized using ethylene oxide

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Фото 6. Стент панкреатический Advanix пигтейл без направляющего шипа с выпрямителем. диаметром 3Fr (1мм), длиной: 6см. Лицевая сторона упаковки.




Фото 7. Стент панкреатический Advanix пигтейл без направляющего шипа с выпрямителем, диаметром 3Fг (1мм), длиной: 12см. Лицевая сторона упаковки.


Boston Scientific

4F
(1.35mm)
x2cm

Advanix™ Pancreatic Stent
SINGLE PIGTAIL - NO LEADING BARB

Pancreatic Stent
Stent pancréatico, Stent pancréatique, Pankreatischer Stent,
Stent pancreatico, Pancreasstent, 膵臓ステント,
Pancreasstent, Pankreatikó stent, Stent Pancréatico,
Pankreatisk stent, Hasnyálmirigysztent, Pankreatický stent, Stent
trzustkowy, Pancreasstent, Pankreatik Stent

 **Contents** (1)  **Magnetic Resonance**
Conditional



 (1) Advanix™ Pancreatic Stent
(1) Barb Flap Cover  **0.035in (0.889mm)**
Recommended Guidewire

90820153-02



90805673-01C

Boston Scientific
Advanix™ Pancreatic Stent
4F (1.35mm) x 2cm

GTIN 08714729856450

REF M00536860

LOT 19884714



(01)08714729856450(17)180430(10)19884714

GS1

GTIN 08714729856450

 **Use By**
2018-04-30

REF Catalog No.
M00536860

LOT 19884714

CE 0086

Made in USA
780 Brookside Drive
Spencer, IN 47460 USA

STERILE EO Sterilized using
ethylene oxide

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Фото 8. Стент панкреатический Advanix пигтейл без направляющего шипа с выпрямителем, диаметром 4Fr (1,35мм), длиной: 2см. Лицевая сторона упаковки.



90820153-02



0905366-020

Boston Scientific
 Advanix™ Pancreatic Stent
 4F/1.35mm x 9cm

GTIN 08714729857136

REF M00536190

LOT 19242523



08714729857136 19242523

G 51

GTIN 08714729857136

Use By
 2017-11-30

REF Catalog No.
 M00536190

LOT 19242523


STERILE EO Sterilized using
 ethylene oxide.

CE 0086

Made in USA
 780 Brookside Drive
 Stencel, IN 47480 USA

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Фото 9. Стент панкреатический Advanix прямой без направляющего шипа с выпрямителем, диаметром 4Fr (1,35мм), длиной: 9см. Лицевая сторона упаковки.



90820153-03



30761504-07C

Boston Scientific
 Advanix™ Pancreatic Stent
 5F (1.67mm) x 8cm
GTIN 08714729856634
REF M00537160
LOT 19802632



Kit
 -her



GTIN 08714729856634

Use By 2018-04-30

REF Catalog No.
 M00537160

LOT 19802632

STERILE EO Sterilized using
 ethylene oxide

CE 0086

Made in USA
 780 Brookside Drive
 Spencer, IN 47480 USA

2014-17

This product may be protected by one or more patents. Patent information
 can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Фото 11. Стент панкреатический Advanix пигтейл с направляющим шипом с выпрямителем, диаметром 5Fr (1,67мм), длиной: 8см. Лицевая сторона упаковки.



Фото 12. Стент панкреатический Advanix прямой с направляющим шипом с выпрямителем, диаметром 5Fr (1,67мм), длиной: 10см. Лицевая сторона упаковки.

Boston
Scientific

7F
(2.3mm)
x9cm

Advanix™ Pancreatic Stent

SINGLE PIGTAIL WITH LEADING BARB

Pancreatic Stent


Stent pancreático, Stent pancréatique, Pankreatischer Stent, Stent pancreatico, Pancreasstent, 胰臓ステント, Pancreasstent, Pankreatisk stent, Stent Pankreatiko, Pankreatisk stent, Masnyálmingsstent, Pankreatický stent, Stent trzustkowy, Pankreasstent, Pankreatik Stent



Contents (1)



Magnetic Resonance
Conditional



(1) Advanix™ Pancreatic Stent
(1) Barb Flap Cover

90820153-04



90805677-07C

Boston Scientific
Advanix™ Pancreatic Stent
7F (2.3mm) x 9cm

GTIN 08714729856870

REF M00537280

LOT 19723417



(01)08714729856870;17118033110119723417 GS1

GTIN 08714729856870

Use By
2018-03-31

REF

Catalog No.
M00537280

LOT

19723417

CE 0086

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide

Made in USA
780 Brookside Drive
Spencer, IN 47480 USA

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Фото 13. Стент панкреатический Advanix пигтейл с направляющим шипом с выпрямителем, диаметром 7Fr (2,3мм), длиной: 9см. Лицевая сторона упаковки.



Фото 14. Стент панкреатический Advanix прямой с направляющим шипом с выпрямителем, диаметром 10Fr (3,3мм), длиной: 15см. Лицевая сторона упаковки.



Фото 15. Стент панкреатический Advanix прямой с направляющим шипом с выпрямителем, диаметром 10Fr (3,3мм), длиной: 5см. Лицевая сторона упаковки.



Фото 16. Выпрямитель.

- 1 – конфигурация в комплекте со стендами 3Fr, 4Fr, 5Fr;
2 – конфигурация в комплекте со стендами 7Fr, 10Fr.




Фото 17. Укладка блистерного лотка стента, на примере:
Стент пигтейл, диаметр 5Fr (1,67мм) длиной 5см. Стент, выпрямитель.




Фото 18. Стент панкреатический Advanix. Обратная сторона упаковки.




Фото 19. Толкатель NaviFlex RX диаметром 3Fr (1мм)



Фото 21. Толкатель NaviFlex Long Wire диаметром 4Fr/5Fr (1,35мм/1,67мм).




Фото 22. Толкатель NaviFlex Long Wire диаметром 4Fr/5Fr (1,35мм/1,67мм). Лицевая сторона упаковки.




Фото 23. Толкатель NaviFlex. Обратная сторона упаковки.



Фото 24. Система доставки NaviFlex RX 7Ft (2,3мм).



Фото 25. Система доставки NaviFlex RX 7Fr (2,3мм) в защитном кольце.




Фото 26. Система доставки NaviFlex RX 7Fr (2,3мм). Лицевая сторона упаковки.




Фото 27. Система доставки NaviFlex RX 10Fr (3,3мм). Лицевая сторона упаковки.




Фото 28. Система доставки NaviFlex RX. Обратная сторона упаковки.



Фото 29. Стент панкреатический Advanix пигтейл без направляющего шипа, диаметром 4Fr (1,35мм), длиной 3см, с толкателем NaviFlex RX, в наборе: стент Advanix с выпрямителем – 1 шт, толкатель NaviFlex RX – 1 шт. Лицевая сторона упаковки набора.




Фото 30. Стент панкреатический Advanix с толкателем NaviFlex RX, в наборе: стент Advanix с выпрямителем – 1 шт, толкатель NaviFlex RX – 1 шт. Обратная сторона упаковки набора.




Фото 31. Стент панкреатический Advanix пигтейл без направляющего шипа, диаметром 4Fг (1,35мм), длиной 3см, с толкателем NaviFlex RX, в наборе: стент Advanix с выпрямителем – 1 шт, толкатель NaviFlex RX – 1 шт. Лицевые стороны упаковок в составе набора.




Фото 33. Стент панкреатический Advanix прямой с направляющим шипом, диаметром 5Fr (1,67мм), длиной 5см, с толкателем NaviFlex RX, в наборе: стент Advanix с выпрямителем – 1 шт, толкатель NaviFlex RX – 1 шт. Лицевые стороны упаковок в составе набора.




Фото 34. Стент панкреатический Advanix пигтейл без направляющего шипа, диаметром 5Fг (1,67мм), длиной 5см, с толкателем NaviFlex RX, в наборе: стент Advanix с выпрямителем – 1 шт, толкатель NaviFlex RX – 1 шт. Лицевая сторона упаковки набора.




Фото 35. Стент панкреатический Advanix пигтейл без направляющего шипа, диаметром 5Ft (1,67мм), длиной 5см, с толкателем NaviFlex RX, в наборе: стент Advanix с выпрямителем – 1 шт, толкатель NaviFlex RX – 1 шт. Лицевые стороны упаковок в составе набора.



Фото 36. Стент панкреатический Advanix пигтейл с направляющим шипом, диаметром 5Fr (1,67мм), длиной 5см, с толкателем NaviFlex RX, в наборе: стент Advanix с выпрямителем – 1 шт, толкатель NaviFlex RX – 1 шт. Лицевая сторона упаковки набора.




Фото 37. Стент панкреатический Advanix пигтейл с направляющим шипом, диаметром 5Fг (1,67мм), длиной 5см, с толкателем NaviFlex RX, в наборе: стент Advanix с выпрямителем – 1 шт, толкатель NaviFlex RX – 1 шт. Лицевые стороны упаковок набора.




Фото 38. Стент панкреатический Advanix с толкателем NaviFlex RX, в наборе: стент Advanix с выпрямителем – 1 шт, толкатель NaviFlex RX – 1 шт. Обратные стороны упаковок в составе набора.

Всего прошнуровано, пронумеровано
И скреплено печатью 39 листов



Доверенность № 01-2017
от 09.01.2017
Соколова М.А.