

Medtronic

ООО «Медтроник»
Башня на Набережной
ММДЦ «Москва-Сити»
Пресненская наб., д10, стр. С
123317, Москва, Россия

tel (+7 495) 580 73 77
fax (+7 495) 580 73 78
www.medtronic.ru

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО «Медтроник»

В. В. Плясунова

2017 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Генератор АЕХ с принадлежностями





Передняя панель Генератора AEX



Medtronic



Manufacturer

Medtronic Advanced Energy LLC

180 International Drive

Portsmouth, NH 03801 USA

Tel: 866.777.9400

www.medtronicadvancedenergy.com

EC REP

Medtronic B.V.

Earl Bakkenstraat 10

5422 RZ Heerlen

The Netherlands



Rx Only



HF Surgical Equipment

REF 40-405-1

SN MTC1635170

 2016-09-01

30-1801 Rev D



Voltage:	100-240V / 50/60 Hz
Current:	8A-4A
Fuse:	F10AH250V
Power consumption:	670 Watts
Duty Cycle (Bipolar):	Int. 40s / 80s
Duty Cycle (Monopolar):	Int. 10s / 30s

MAX Power output rating


	Power	Frequency
Bipolar	220 W	470 kHz
Monopolar	90 W	470 kHz




(01)00643169427013(21)MTC1635170



Кабели питания к генератору АЕХ







Переключатель радиочастотный ножной, модель: 34-109-1

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО «Медтроник»
8 листа(ов)

