



Лист № 1


Линза офтальмологическая производства ОАО «Завод «Оптик»- ЛО-4-1

Линза офтальмологическая для диагностических целей применяемые в офтальмологической практике при исследовании глазного дна, угла передней камеры глаза. Линза офтальмологическая работает совместно со щелевой лампой и является частью осветительной и наблюдательной системы щелевой лампы.

ЛО-4-1 имеют четыре зеркала, расположенных под углами 63° , что обеспечивает проведение осмотра всей окружности угла передней камеры без дополнительных вращений линзы. Линзы имеют гаптическую насадку, обеспечивающую надежную фиксацию на протяжении всего времени обследования.



Директор ОАО «Завод «Оптик»


Т.Ю.Головач

«26» 02. 2013г




**Линза офтальмологическая
производства ОАО «Завод «Оптик»- ЛО-3-1**

Линза офтальмологическая для диагностических целей применяемые в офтальмологической практике при исследовании глазного дна, угла передней камеры глаза. Линза офтальмологическая работает совместно со щелевой лампой и является частью осветительной и наблюдательной системы щелевой лампы.

ЛО -3-1 имеют три зеркала, расположенные под разными углами, что позволяет одновременно производить осмотр угла передней камеры и периферических отделов сетчатки. Линзы имеют гаптическую насадку, обеспечивающую надежную фиксацию на протяжении всего времени обследования.



Директор ОАО «Завод «Оптик»

 Т.Ю.Головач


«20»

2013г



ОАО «Завод «Оптик»

Изображение линзы офтальмологической с принадлежностями (щелевой лампой),
необходимой для применения линзы

Директор ОАО «Завод «Оптик»

Т.Ю.Головач
«20» 02 2013г





**Линза офтальмологическая
производства ОАО «Завод «Оптик»- ЛО-4-1**

Линза офтальмологическая для диагностических целей
применяемые в офтальмологической практике при исследовании
глазного дна, угла передней камеры глаза.

Директор ОАО «Завод «Оптик»




Т.Ю.Головач



**Линза офтальмологическая
производства ОАО «Завод «Оптик»- ЛО-3-1**

Линза офтальмологическая для диагностических целей
применяемые в офтальмологической практике при исследовании
глазного дна, угла передней камеры глаза.

Директор ОАО «Завод «Оптик»



Т.Ю.Головач