






Наконечник краниотома

Набор одноразовых трубок






**Набор силиконовых трубок
для ирригации**




Микропила сагиттальная



Микропила осциллирующая

Микропила листовая



KARLSTORZ

1356

CE

Минимотор High Speed



STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

Mittelstrasse 8
D-78532 Tuttlingen
Germany

Model : 40701720-1
Voltage : 100-240 V~
Frequency : 50 / 60 Hz
Power : 150-200 W
INT 50%; t = 1min

Classification IEC:
Class I
IPX1



SN OV 2646



STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE


Mittelstrasse 8
D-78532 Tuttlingen
Germany

Model : 407Q1720-1
Voltage : 100-240 V~
Frequency : 50 / 60 Hz
Power : 150-200 W
INT 50%; t = 1min

Classification IEC:
Class I
IPX1








системы интраназальных боров


Корзина для системы дерматомов



Корзина для системы боров/фрез с подставкой

max. load
120kg / 265.1lb





Корзина для системы боров/фрез без подставки



Подставка для боров 9,5 см, откидная

Наконечник перфоратора без перфорирующего инструмента



STORZ
KARL STORZ - ENDOSKOPE

unidrive S III NEURO

407017 20





Подставка для боров 9,5 см, откидная



Скальпель для костной ткани





Ирригационная штанга

STORZ

KARL STORZ — ENDOSKOPE



40701720-1 UNIDRIVE® S III NEURO SCB




40701720-1 UNIDRIVE® S III NEURO SCB



40701720-1 UNIDRIVE® S III NEURO SCB



Инструкция по эксплуатации




Дерматом 25 мм



Дерматом 12 мм



Дерматом 50 мм





Хирургический наконечник High-Speed, экстра короткий, угловой



Хирургический наконечник High-Speed, экстрa короткий, прямой



Хирургический наконечник High-Speed, супер длинный, тонкий, угловой




Хирургический наконечник High-Speed, экстра длинный, тонкий, угловой

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

unidrive S III NEURO

407017 20





M1



M2








Бор интраназальный



Двухпедальный переключатель
с пропорциональной функцией






Рабочее лезвие шейвера: прямое

Сетевой предохранитель Т 4,0 АН 250 В





Одноразовый переключатель



Рабочее лезвие шейвера: изогнутые на 65 градусов



Набор клипс

Бор для синуса, головка изогнутая на 15 градусов





Соединительный кабель SCB

EH00001035 02/17

PAMA
SPRAY

EH00001035 02/17

PAMA
SPRAY

Универсальный спрей







Бор для синуса, головка изогнутая на 55 градусов



Новый наконечник DrillCut-X II






Хирургический наконечник INTRA, прямой, длинный 10,4 см

Хирургический наконечник INTRA, прямой, 8,7 см






Хирургический наконечник INTRA, угловой, 18 см



Хирургический наконечник INTRA, угловой, 18 см



Хирургический наконечник INTRA, угловой, 15 см



Хирургический наконечник INTRA, угловой, 12,5 см

